

顕微鏡

日本品質

低価格

使い易い

生物顕微鏡 MT4000 シリーズ

無限遠補正光学系を採用した教育・実習用 生物顕微鏡

¥220,000 ~ ¥285,000

- 目的にあわせて仕様を選択できます
双眼 / 三眼鏡筒
ハロゲンランプ / LED ケラー照明
- プランアクロマート対物レンズ
- 眼幅の調節可能なジューデントフ鏡筒
- オプション付属品も充実しています



MT4300L

生物顕微鏡 MT5000 シリーズ

広い視野とコントラストの高い鮮明な像が観察できる研究用 生物顕微鏡

¥306,000 ~ ¥470,000

- 新設計のUプランアクロマート対物レンズ
- 視野数 22mm の接眼レンズ
- 位相差 / 暗視野 (40 倍) 観察に変更できます



MT5300L



TC5300

倒立培養顕微鏡 TC5000 シリーズ

多彩なアプリケーションに対応できる研究・臨床・教育用 倒立顕微鏡

¥493,000 ~ ¥1,384,000

- 明視野 / 位相差 / 蛍光観察の 3 モデル
- 組織培養観察や体外受精、遺伝子組換え、ウイルス蛍光観察、沈殿物の検査など
- TC プランアクロマート対物レンズ
- 写真撮影用のカメラポート装備

※シリーズの詳細、オプション付属品についてはお問い合わせください。

実体顕微鏡 RZ シリーズ

多彩なアプリケーションに対応できる研究・臨床・教育用 倒立顕微鏡

¥373,000 ~

- 観察目的にあった対物レンズ、接眼レンズ、スタンドなどを組み上げて、最適なシステムを実現します
- 平行軸光学系システムを採用
- 総合倍率：3.75 倍～ 300 倍（オプションレンズ使用）




実体顕微鏡 EM シリーズ

リング蛍光照明を装備した標準型ズームステレオ顕微鏡

¥217,000

- 熱が少ない白色光なので、熱に敏感な物体の検査に最適です
- 総合倍率：7 倍～ 45 倍 / 視野数：32.8mm ~ 5.1mm
- 焦点装置、白黒ステージプレート付




偏光顕微鏡 MT9000 シリーズ

多彩なアプリケーションに対応できる研究・臨床・教育用 倒立顕微鏡

¥576,000 ~ ¥727,000

- 透過照明のみ / 透過・反射照明の 2 モデル
- 地質学、岩石学、鉱物学の研究を精密に、より容易にします
- プランストレンフリー（歪なし）レンズ採用
- メカニカルステージ標準装備



※シリーズの詳細、オプション付属品についてはお問い合わせください。

USB 接続式 顕微鏡カメラ BC-DKMC01

顕微鏡で見ている像をそのまま静止画で撮影できます

¥19,800

- 大きな画面で、大人数でも同時に観察できます
- 接続部の内径 4 サイズに対応
φ 23.2 / 25.4 (C マウント) / 30 / 30.5 mm
- 対応 OS : Windows XP/Vista/7/8



500万画素
CMOSセンサー



●製品の価格・仕様等は予告なく変更されることがあります

●製品はすべて試験研究用です

●表示価格には消費税は含まれておりません



株式会社 **バイオメディカルサイエンス**
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-39
TEL 03-3513-5242 FAX 03-3513-5243
<http://www.bmsci.com>
お問合せ info@bmsci.com