

高温精密電気炉 BC-HF1600



特長

- 二酸化モリブデンヒータと高耐熱アルミナファイバー断熱材の採用により、最高使用温度1600℃
- 19ステップ×9プログラムの多彩な加熱パターンを設定可能
- プログラム進行状況が一目で分かる運転表示
- 分かり易い大型ボタンとワンタッチドア開閉で、簡単操作



仕様

| | |
|-----------|-----------------------|
| 型 式 | BC-HF1600 |
| 電 源 | AC200V±10% 50/60Hz 単相 |
| 消 費 電 力 | 4.6kVA |
| 最高使用温度 | 1600℃ 常用1500℃ |
| 昇 温 速 度 | 1600℃まで60分以内 |
| 炉 内 寸 法 | W150×D150×H150mm |
| プ ロ グ ラ ム | 19ステップ×9プログラム |
| 外 形 寸 法 | W500×D460×H770mm |
| 本 体 重 量 | 102kg |

価格(税抜) ¥2,200,000

- 本製品は耐薬品性、耐衝撃性等を保証するものではありません。お客様の判断で用途に合わせてご使用ください。
- 本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2014年4月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
- 製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。