

大型アクリル真空デシケーター

110/48L

仕様	BD-V48	BD-V110
外形寸法(mm)	W520xD422xH535	W710xD617xH770
有効内寸(mm)	W400xD300xH400	W520xD400xH550
容量	48リットル	110リットル
棚板寸法(mm)	W395xD260x5t	W515xD360x5t
棚板材質	アクリル透明 φ10x12穴	アクリル透明 φ10x18穴
棚板間隔	3段 固定 90mm	4段 固定 113mm
棚板枚数	2枚	
棚板荷重	5kg 等分布	
本体材質	アクリル透明 25t	
パッキン	シリコンゴム φ8	
バルブ	吸排気 各1個 口径φ8	
減圧計	0~0.1MPa	
到達真空度	約133Pa(1Torr)	
本体重量	40kg	82kg

■ 酸素などの一般空気環境から、反応性の高い薬品・製品などを保護・保管できます



BD-V48



BD-V110

中型・小型アクリル真空デシケーター

30/12/7L

■ 透明アクリル製なので試料の状態を目視できます



BD-V30



BD-V12



BD-VT12



BD-V7

仕様	BD-V30	BD-V12	BD-VT12 (縦型)	BD-V7
外形寸法(mm)	W320xD322xH565	W310xD222xH365	W310xD310xH240	W310xD310xH160
有効内寸(mm)	W260xD260xH440	W260xD180xH260	W260xD260xH180	W260xD260xH100
容量	30リットル	12リットル		7リットル
棚板寸法(mm)	W260xD220x5t	W257xD170x5t	W257xD257x5t	
棚板材質	アクリル透明 φ10x10穴		アクリル透明 φ10x8穴	
棚板間隔	4段 固定 88mm	2段 固定 110mm	1段 固定	
棚板枚数	3枚	2枚	1枚	
棚板荷重	5kg 等分布			
本体材質	アクリル透明 30t	アクリル透明 20t		
パッキン	シリコンゴム φ8			
バルブ	吸排気 各1個 口径φ8			
減圧計	0~0.1MPa			
到達真空度	約133Pa(1Torr)			
本体重量	32kg	12kg	10.5kg	9kg

製品番号	容量	扉	本体	価格
BD-V30	30L	パチン錠式 前開き	アクリル透明 30t	¥173,000
BD-V12	12L		アクリル透明 20t	¥85,000
BD-VT12		パチン錠式 上開き	アクリル透明 20t	¥110,000
BD-V7	7L		アクリル透明 20t	¥70,000

コンセント付タイプも
12L
ございます



BD-VC12

●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます ●製品はすべて試験研究用です ●表示価格には消費税は含まれておりません

株式会社 **バイオメディカルサイエンス**
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-39
TEL 03-3513-5242 FAX 03-3513-5243
<http://www.bmsci.com>
お問合せ info@bmsci.com

bms デシケーター & 真空デシケーター

強力型除湿器付 大型デシケーター

780/360L

除湿器付で貴重な試料や精密機器などの保管に適しています



BD-MK780CD



BD-MK360CD

仕様	BD-MK780CD	BD-MK360CD
外形寸法(mm)	W1104xD525xH1846	W537xD525xH1846
有効内寸(mm)	W1064xD470xH1490	W497xD470xH1490
容量	780リットル	360リットル
一室間口(mm)	W497xH710	
棚板寸法(mm)	W494xD460	
棚板材質	SUS430 φ20x36穴	
棚板間隔	任意	
棚板枚数	8枚	4枚
棚板荷重	12kg 等分布	
本体枠材質	アルミニウム	アルマイト処理
コーナー材質	ガラス繊維入り合成樹脂	
架台材質	アルミフレーム	アルミ複合板 シルバー
キャスター	ナイロンキャスターφ65 ストッパー付	
全体耐荷重	120kg	
湿度設定	20%~周囲湿度	
湿度表示	庫内湿度: 緑ランプ 設定湿度: 赤ランプ	
電気容量	AC100V 1A (吸湿剤の再生時)	
本体重量	63kg	36kg
アクセサリ	予備棚板、温湿度計	

- 除湿サイクル
①設定湿度未到達時
除湿50分、吸湿剤の乾燥25分の繰り返し
②設定湿度到達時
半導体センサーでON-OFF制御
- 湿度コントロール
強制対流式
庫内吸排気バルブの開閉制御

製品番号	容量	扉	窓・側・天・背	底面	価格
BD-MK780CD	780L	マグネット パッキン式	アクリル 透明	アクリル 白	¥296,000
BD-MK780CND			帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥430,000
BD-MK780CBD			アクリル 遮光	アクリル 白	¥401,000
BD-MK360CD	360L	マグネット パッキン式	アクリル 透明	アクリル 白	¥190,000
BD-MK360CND			帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥266,000
BD-MK360CBD			アクリル 遮光	アクリル 白	¥262,000

※ 780Lは(扉)密閉ハンドル式のBD-HK780CDタイプもございます。360Lは(扉)パチン錠式のBD-PK360CDタイプもございます。

大型デシケーター

780/360L



BD-MK780C



BD-MK360C

仕様	BD-MK780C	BDMK360C
外形寸法(mm)	W1104xD525xH1846	W537xD525xH1846
有効内寸(mm)	W1064xD470xH1490	W497xD470xH1490
容量	780リットル	360リットル
一室間口(mm)	W497xH710	
棚板寸法(mm)	W494xD460	
棚板材質	SUS430 φ20x36穴	
棚板間隔	任意	
棚板枚数	8枚	4枚
棚板荷重	12kg 等分布	
本体枠材質	アルミニウム	アルマイト処理
コーナー材質	ガラス繊維入り合成樹脂	
架台材質	アルミフレーム	アルミ複合板 シルバー
キャスター	ナイロンキャスターφ65 ストッパー付	
全体耐荷重	120kg	
本体重量	63kg	36kg
アクセサリ	予備棚板、温湿度計、シリカゲル、 パージ流量計、ガス封入バルブ	

- (扉) マグネットパッキン式は、片手でも操作がラクラクで、抜群の気密性も保証します
- 棚板はスケールに沿って上下に動かせます

製品番号	容量	扉	窓・側・天・背	底面	価格
BD-MK780C	780L	マグネット パッキン式	アクリル 透明	アクリル 白	¥223,000
BD-MK780CN			帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥356,000
BD-MK780CB			アクリル 遮光	アクリル 白	¥302,000
BD-MK360C	360L	マグネット パッキン式	アクリル 透明	アクリル 白	¥110,000
BD-MK360CN			帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥186,000
BD-MK360CB			アクリル 遮光	アクリル 白	¥156,000

※ 780Lは(扉)密閉ハンドル式のBD-HK780Cタイプもございます。360Lは(扉)パチン錠式のBD-PK360Cタイプもございます。

中型デシケーター

250/180L

仕様	BD-MB250	BD-MB180
外形寸法(mm)	W537xD525xH1050	W537xD525xH825
有効内寸(mm)	W497xD470xH990	W497xD470xH765
容量	250リットル	180リットル
棚板寸法(mm)	W494xD460	W403xD460
棚板材質	SUS430 φ20x36穴	
棚板間隔	任意	
棚板枚数	4枚	2枚
棚板荷重	12kg 等分布	
シリカゲル容器	1枚	
本体材質	アクリル 透明 / 白	
本体枠材質	アルミニウム アルマイト処理	
コーナー材質	ガラス繊維入り合成樹脂	
足 / キャスター	ゴム足	
全体耐荷重	120kg	
本体重量	26kg	20kg
アクセサリ	予備棚板、天板、温湿度計、シリカゲル、パージ流量計、ガス封入バルブ	



■ 250Lは、ゴム足タイプとキャスタータイプを選べます
※キャスタータイプの外形寸法 W537xD525xH1116mm



■ アルミ複合板タイプは静電気対策に効果的!

製品番号	容量	扉	足	窓	側・天・背	底面	価格
BD-MB250	250L	マグネット パッキン式	ゴム足	アクリル 透明	アルミ複合板	アクリル 白	¥70,000
BD-MB250C			キャスター			アクリル 白	¥76,000
BD-MB250A			ゴム足			帯電防止塩ビ 透明	アルミ複合板 シルバー
BD-MB180	180L	マグネット パッキン式	ゴム足	アクリル 透明	アルミ複合板	アクリル 白	¥56,000
BD-MB180A			ゴム足	帯電防止塩ビ 透明	アルミ複合板 シルバー	アクリル 白	¥76,000
BD-PB180			パチン錠式	アクリル 透明	アルミ複合板	アクリル 白	¥56,000
BD-PB180A	パチン錠式	パチン錠式	ゴム足	帯電防止塩ビ 透明	アルミ複合板 シルバー	アクリル 白	¥76,000



※250Lは(扉)パチン錠式のBD-PB250タイプもございます。

小型デシケーター

140/110/90L

仕様	BD-ML140	BD-ML110	BD-MF90
外形寸法(mm)	W447xD525xH740	W447xD525xH580	W447xD422xH580
有効内寸(mm)	W407xD470xH680	W407xD470xH520	W407xD367xH520
容量	140リットル	110リットル	90リットル
棚板寸法(mm)	W403xD460	W403xD460	W403xD357
棚板材質	SUS430 φ20x36穴		
棚板間隔	任意		
棚板枚数	3枚	2枚	2枚
棚板荷重	12kg 等分布		
シリカゲル容器	1枚		
本体材質	アクリル 透明 / 白		
本体枠材質	アルミニウム アルマイト処理		
コーナー材質	ガラス繊維入り合成樹脂		
足 / キャスター	ゴム足		
全体耐荷重	120kg		
本体重量	16kg	12kg	10kg
アクセサリ	予備棚板、天板、温湿度計、シリカゲル		



製品番号	容量	扉	窓・側・天・背	底面	価格
BD-ML140	140L	マグネット パッキン式	アクリル 透明	アクリル 白	¥60,000
BD-ML110	110L				¥55,000
BD-MF90	90L				¥55,000

※(扉)パチン錠式のタイプもございます。

ステンレス デシケーター

190/40L

■ ステンレス製の
中型・小型デシケーター



仕様	BD-S190C	BD-S40
外形寸法(mm)	W565xD467xH980	W364xD338xH465
有効内寸(mm)	W515xD440xH860	W310xD320xH420
容量	190リットル	40リットル
棚板寸法(mm)	W540xD410xH25	W309xD304xH12
棚板材質	SUS430 φ20x20穴	SUS430 φ20x25穴
棚板間隔	40mmピッチ	70mmピッチ
棚板枚数	3枚	2枚
棚板荷重	20kg 等分布	
シリカゲル容器	SUS430 1枚	
本体材質	SUS430	
本体パッキン	ネオプレンゴム	
窓材質	アクリル 透明	
ガス封入コック	φ6チューブジョイント	-
足 / キャスター	ナイロンキャスターφ50 (ストッパー付2個/無2個)	ゴム足
全体耐荷重	60kg	40kg
本体重量	32kg	10kg
アクセサリ	予備棚板、温湿度計、シリカゲル	

製品番号	容量	扉	本体	窓	価格
BD-S190C	190L	パチン錠式	SUS430	アクリル 透明	¥210,000
BD-S40	40L		SUS430	アクリル 透明 ※	¥50,000

※BD-S40の窓材質は、ガラス仕様もございます。

ステンレス真空デシケーター

100/45L



■ ステンレス製で
耐久性・耐薬品性に優れています

■ 扉は透明アクリルで
内部の確認が可能です

仕様	BD-VS45	BD-VS100
外形寸法(mm)	W430xD530xH482	W500xD676xH550
有効内寸(mm)	W354xD410xH304	W392xD543xH442
容量	45リットル	100リットル
本体材質	SUS304	
窓材質	アクリル20t	アクリル20t 補強付
パッキン	シリコンゴム φ8	
バルブ	吸排気 各1個 口径φ8	
減圧計	0~0.1MPa	
到達真空度	約133Pa(1Torr)	
本体重量	20kg	50kg

製品番号	容量	扉	価格
BD-VS45	45L	パチン錠式 前開き	¥350,000
BD-VS100	100L		¥600,000