

# bms クリーン設備 & 排気設備機器

## 簡易型クリーンベンチ

清浄度  
クラス100



- 局所的に高い清浄度のクリーン環境を作ることができます
- クリーンルーム内の局所ベンチや実験室の卓上フードとしての使用はもちろん、持ち運びが容易なため作業現場での簡易フードとしてもご活用頂けます

仕様	BD-CCB1B	BD-CCB2B	BD-CCB3B
外形寸法(mm)	W700xD423xH500	W800xD523xH500	W1200xD523xH500
清浄域(mm)	W660xD370xH480	W760xD470xH480	W1160xD470xH480

仕様	BD-CCB1S	BD-CCB2S	BD-CCB3S
外形寸法(mm)	W700xD400xH500	W800xD500xH500	W1200xD500xH500
清浄域(mm)	W670xD385xH485	W770xD485xH485	W1170xD485xH485

フィルター HEPAクリーンモジュールユニット1台 プレフィルター1個  
W260xD260xH149

集塵効率 99.97%以上 0.3μm

風量 1m<sup>3</sup>/min

電気容量 AC100V 1A



製品番号	製品名	材質	清浄度	価格(税抜)
BD-CCB1B	簡易型クリーンベンチ (塩ビタイプ)	本体枠:アルミニウム アルマイト処理 本体周囲:帯電防止塩ビ 3t	クラス100	¥135,000
BD-CCB2B				¥150,000
BD-CCB3B				¥178,000
BD-CCB1S	簡易型クリーンベンチ (ビニールタイプ)	本体枠:SUS304 φ13パイプ 本体周囲:帯電防止ビニールシート 0.3t	クラス100	¥75,000
BD-CCB2S				¥89,000
BD-CCB3S				¥119,000

## 組立式ブース / クリーンブース

清浄度  
クラス10000



- 導電性ABS樹脂被覆鋼管フレームと、セイデンクリスタルのカーテンを使用した簡易ブースです
- 組立・解体が容易なため、思いのままにクリーン環境を創造できます

### 外形寸法 (mm)

112型: W1500xD1500xH2000  
122型: W1500xD2000xH2000  
222型: W2000xD2000xH2000

### クリーンブース型のみ

フィルター クリーンモジュールユニット1台  
プレフィルター1個

集塵効率 99.99%以上 0.3μm



製品番号	製品名	材質	清浄度	清浄度面積	風量	価格(税抜)
BD-KCB112	組立式 クリーンブース	周囲:セイデンクリスタルカーテン 0.3t フレーム:導電性ABS樹脂被覆鋼管φ28 ジョイント:熱間圧延鋼板メタルジョイント	クラス 10000	2.25 m <sup>2</sup>	3.0 m <sup>3</sup> /min	¥220,000
BD-KCB122				3 m <sup>2</sup>	5.0 m <sup>3</sup> /min	¥268,000
BD-KCB222				4 m <sup>2</sup>	5.0 m <sup>3</sup> /min	¥276,000
BD-KB112	組立式ブース	周囲:セイデンクリスタル ブラックカーテン 0.3t	クラス 10000	-	-	¥125,000
BD-KB122				-	-	¥147,000
BD-KB222				-	-	¥158,000
BD-KCB112B	組立式 暗室 クリーンブース	周囲:セイデンクリスタル ブラックカーテン 0.3t フレーム:導電性ABS樹脂被覆鋼管φ28 ジョイント:熱間圧延鋼板メタルジョイント 蛍光灯:40W1灯×1基	クラス 10000	2.25 m <sup>2</sup>	3.0 m <sup>3</sup> /min	¥240,000
BD-KCB122B				3 m <sup>2</sup>	5.0 m <sup>3</sup> /min	¥288,000
BD-KCB222B				4 m <sup>2</sup>	5.0 m <sup>3</sup> /min	¥296,000
BD-KB112B	組立式 暗室ブース	周囲:セイデンクリスタル ブラックカーテン 0.3t	クラス 10000	-	-	¥145,000
BD-KB122B				-	-	¥167,000
BD-KB222B				-	-	¥178,000

# 簡易ドラフトチャンバー

■ アルミフレームとアクリルパネルを使用した  
軽量でお持ち運びが容易な簡易ドラフトです

■ 作業を行う手元の局所排気ができる最小型のドラフトです (BD-MND1)

仕様	BD-DFH1200	BD-DFH800	BD-DFH700	BD-MND1
外形寸法(mm)	W1200xD500xH500	W800xD500xH500	W700xD500xH500	W240xD165xH240
本体材質	アクリル透明 3t			塩ビ アイボリー
フレーム材質	アルミニウム アルマイト処理			-
扉材質	アクリル透明 3t 500mmピッチ 上下可変			-
ガイドレール	高分子ポリエチレン			-
ダクト	φ38x500L フレキホース			
排気	シロッコファン			
ファンボックス	W240xD240xH166 塩ビ アイボリー			
フィルター	3重構造 活性炭フィルター: 228角x8t 除塵フィルター: 228角x20t プレフィルター: 228角x5t			
ファン能力	最大風量: 1.6 / 1.8 m <sup>3</sup> / min 入力: 28 / 32 W 最大静圧: 152 / 221 PA			
電気容量	AC100V 1φ 0.5 A			

※BD-DFHシリーズの外形寸法にはファンボックス部分は含まれません。BD-MND1の外形寸法にはフレキホース部分は含まれません。

製品番号	製品名	本体材質	価格
BD-DFH1200	パーソナルドラフトDFH1200	アクリル透明 3t	¥153,000
BD-DFH800	パーソナルドラフトDFH800		¥130,000
BD-DFH700	パーソナルドラフトDFH700		¥120,000
BD-MND1	ミニドラフトMND1	塩ビ アイボリー	¥58,000



BD-DFH700



BD-MND1


# ドライシェルフ

■ ドライシェルフDRY580は温風で乾燥時間を早めます

■ 洗浄後の器具を乾燥・保管します

仕様	BD-DRY580	BD-DS580
外形寸法(mm)	W950xD500xH1682	W950xD500xH1500
シェルフ	W910xD460xH1500 スチール クロムメッキ	
カーテン	軟質塩ビシート	
棚板	棚板(標準型) 2枚 網目棚板 40x180、80x180mm 各1枚	
棚板間隔	約25mmピッチ	
水受けトレー	塩ビ アイボリー	
ヒーター	520W	-
温風	最長6時間(50Hz) / 5時間(60Hz)連続送風	-
温風吹出口	最高温度60°C	-
保護装置	サーモスタット、 ヒーター・モーター用 温度ヒューズ(119°C)	-
電気容量	AC100V 6A	-
本体重量	24kg	22kg

## アクセサリー



BD-DRY580

※バスケットは本体に含まれません。

製品番号	製品名	外形寸法(mm)	価格
BD-DRY580	ドライシェルフDRY580	W950xD500xH1682	¥136,000
BD-DS580	ドライシェルフDS580	W950xD500xH1500	¥78,000
BD-B165	バスケット 深型	W360xD480xH165	¥2,000
BD-B85	バスケット 浅型	W365xD485xH85	¥1,800
BD-DIR9146	棚板 (標準型)	W910xD460	¥5,000
BD-DIR4018	棚板 (40x180)	W910xD460	¥5,000
BD-DIR8018	棚板 (80x180)	W910xD460	¥5,000
BD-UTWB50B	キャスター(4個セット)	φ50	¥1,800

●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます

●製品はすべて試験研究用です

●表示価格には消費税は含まれておりません

16/11



株式会社 **バイオメディカルサイエンス**

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-39

TEL 03-3513-5242 FAX 03-3513-5243

<http://www.bmsci.com>

お問合せ [info@bmsci.com](mailto:info@bmsci.com)