

# 耐熱ねじ口瓶(透明)

## 薬品の保存や運搬に便利な保存瓶

- ねじ規格 (GL) 採用で、お好みのフタに付け替え可能
- 目安目盛り付きで容量がわかりやすい
- フタはパッキンレスでコンタミリスクを抑えます
- 物理的衝撃に強い肉厚底面凹凸形状



液だれしにくい  
「液切れリング」付




製品番号	容量	ねじ規格	胴外径	高さ	価格(税抜)
BC-HNBO50	50mL	GL-32	46	91	¥980
BC-HNBO100	100mL	GL-45	56	105	¥900
BC-HNBO250	250mL	GL-45	70	143	¥1,000
BC-HNBO500	500mL	GL-45	86	181	¥1,340
BC-HNBO1L	1000mL	GL-45	101	230	¥1,670
BC-HNBO2L	2000mL	GL-45	136	265	¥3,800
BC-HNBO3.8L	3800mL	GL-45	160	320	¥13,400
BC-HNBO5L	5000mL	GL-45	181	336	¥17,300

# 耐熱ねじ口瓶(茶)

## 紫外線から内容物の劣化を抑える茶褐色瓶

- シルバーステンによる着色のため、不純物の溶出の心配がありません
- フタはパッキンレスでコンタミリスクを抑えます
- 目安目盛り付き
- 液切れリング付き



物理的衝撃に強い肉厚  
底面凹凸形状

製品番号	容量	ねじ規格	胴外径	高さ	価格(税抜)
BC-HNBB50	50mL	GL-32	46	91	¥1,850
BC-HNBB100	100mL	GL-45	56	105	¥2,200
BC-HNBB250	250mL	GL-45	70	143	¥2,500
BC-HNBB500	500mL	GL-45	86	181	¥3,500
BC-HNBB1L	1000mL	GL-45	101	230	¥4,500
BC-HNBB2L	2000mL	GL-45	136	265	¥8,900
BC-HNBB3.8L	3800mL	GL-45	160	320	¥23,350
BC-HNBB5L	5000mL	GL-45	181	336	¥31,150

※製品の寸法の単位はmmです。

●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます

●製品はすべて試験研究用です

●表示価格には消費税は含まれておりません

株式会社 **バイオメディカルサイエンス**  
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町530  
TEL 03-6205-5310 FAX 03-6205-5311  
<https://www.bmsci.com>  
お問い合わせ [info@bmsci.com](mailto:info@bmsci.com)



# ラボ用ガラス製品



## LABORATORY GLASSWARE

## 高品質 耐熱ガラス H-32 おすすめする、これだけの理由

- 低膨張の耐熱ガラスで、「ほうけい酸ガラス-1」の規格
- 耐熱性、耐薬品性に優れています
- ピュアな素材で、有害な重金属を一切使用していません
- 安心して化学分析にご使用できます
- 底面のガラスの厚みにムラができにくく均一です
- キレの良い注ぎ口で、劇薬などの取り扱いの際にも安心です
- 安心な日本製(一部の製品を除く)



## ビーカー

### 耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラス製

- 口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口です
- 目安目盛り付き

製品番号	容量	胴外径	高さ	価格(税抜)
BC-HB10	10mL	30	40	¥530
BC-HB20	20mL	34	45	¥530
BC-HB30	30mL	42	50	¥530
BC-HB50	50mL	46	61	¥410
BC-HB100	100mL	55	73	¥360
BC-HB200	200mL	67	90	¥410
BC-HB300	300mL	78	105	¥500
BC-HB500	500mL	92	121	¥750
BC-HB1L	1000mL	110	151	¥1,540
BC-HB2L	2000mL	135	203	¥4,150
BC-HB3L	3000mL	153	225	¥6,750
BC-HB5L	5000mL	180	280	¥12,000
BC-HB10L	10000mL	230	360	¥29,500

## コニカルビーカー

### くびれたネック形状により、攪拌操作に適しています

- 持ちやすく、試料の混合がしやすい形状です
- 目安目盛り付き



製品番号	容量	最小外径	最大外径	高さ	価格(税抜)
BC-HCB50	50mL	32	50	71	¥650
BC-HCB100	100mL	39	59	92	¥650
BC-HCB200	200mL	43	74	112	¥700
BC-HCB300	300mL	47	85	132	¥800
BC-HCB500	500mL	56	99	146	¥1,230
BC-HCB1L	1000mL	76	115	177	¥2,670
BC-HCB2L	2000mL	96	150	230	¥6,200

## トールビーカー

### 細長い形状なので持ちやすく、加熱時の吹きこぼれや蒸発を抑えます

- 注ぎやすく液だれしにくい注ぎ口です
- 目安目盛り付き



製品番号	容量	胴外径	高さ	価格(税抜)
BC-HTB50	50mL	44	75	¥650
BC-HTB100	100mL	50	90	¥590
BC-HTB200	200mL	60	111	¥630
BC-HTB300	300mL	65	135	¥730
BC-HTB500	500mL	77	150	¥1,100
BC-HTB1L	1000mL	100	195	¥2,670
BC-HTB2L	2000mL	122	240	¥7,300
BC-HTB3L	3000mL	135	300	¥8,600

# 三角フラスコ

液体の攪拌に適した形状です

- ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい
- 口部は耐久性のある肉厚加工が施されています
- 目安目盛り付き




製品番号	容量	ゴム栓	口部内径	最大外径	高さ	価格(税抜)
BC-HSF10	10ml	No.0a	約13	30	50	¥800
BC-HSF20	20ml	No.5	約19	38	58	¥800
BC-HSF30	30ml	No.5	約19	46	65	¥890
BC-HSF50	50ml	No.5	約20	54	81	¥610
BC-HSF100	100ml	No.6	約22	66	102	¥610
BC-HSF200	200ml	No.9	約28	80	126	¥640
BC-HSF300	300ml	No.11	約32	90	148	¥750
BC-HSF500	500ml	No.14	約38	108	171	¥1,120
BC-HSF1L	1000ml	No.14	約38	134	215	¥1,980
BC-HSF2L	2000ml	No.16	約44	172	270	¥7,200
BC-HSF3L	3000ml	No.18	約48	190	305	¥8,800
BC-HSF5L	5000ml	No.19	約52	234	330	¥14,700

# バッフル付三角フラスコ

培養実験等に適した形状です

- 旋回振とうにより回転した培養液がバッフル(邪魔板)に当たることで、空気を含ませながら効率よく攪拌を行うことができます
- 口部は耐久性のある肉厚加工が施されています



製品番号	容量	ゴム栓	口部内径	最大外径	高さ	価格(税抜)
BC-HBSF50	50ml	No.5	約20	54	81	¥4,500
BC-HBSF100	100ml	No.6	約22	66	102	¥4,500
BC-HBSF200	200ml	No.9	約28	80	126	¥5,000
BC-HBSF300	300ml	No.11	約32	90	148	¥5,900
BC-HBSF500	500ml	No.14	約38	108	171	¥6,900
BC-HBSF1L	1000ml	No.14	約38	134	215	¥8,400
BC-HBSF2L	2000ml	No.16	約44	172	270	¥14,800
BC-HBSF3L	3000ml	No.18	約48	190	305	¥19,000
BC-HBSF5L	5000ml	No.19	約52	234	330	¥24,000

# 共栓三角フラスコ

ガラス製の共栓が付属した三角フラスコです

- 口部は耐久性のある肉厚加工が施されています
- 目安目盛り付き



製品番号	容量	TS	口部内径	最大外径	高さ	価格(税抜)
BC-HTSF50	50ml	22	約20	54	81	¥2,050
BC-HTSF100	100ml	22	約22	66	102	¥2,050
BC-HTSF200	200ml	27	約28	80	126	¥2,350
BC-HTSF300	300ml	27	約32	90	148	¥2,770
BC-HTSF500	500ml	27	約38	108	171	¥3,550
BC-HTSF1L	1000ml	38	約38	134	215	¥6,200

※製品の寸法の単位はmmです。  
※ゴム栓No.は製造メーカーや材質により若干の相違がありますので、参考値としてご利用ください。

# 平底フラスコ

計量や攪拌、培養に幅広く使用できます

- 口部は耐久性のある肉厚加工が施されています



製品番号	容量	ゴム栓	首外径	球径	高さ	価格(税抜)
BC-HHF50	50ml	No.3	20	53	105	¥920
BC-HHF100	100ml	No.3	20	65	126	¥920
BC-HHF200	200ml	No.7	25	80	155	¥1,080
BC-HHF300	300ml	No.7	26	93	180	¥1,220
BC-HHF500	500ml	No.8	28	108	210	¥1,800
BC-HHF1L	1000ml	No.10	34	135	260	¥3,210
BC-HHF2L	2000ml	No.12	38	170	325	¥8,850
BC-HHF3L	3000ml	No.12	40	200	370	¥11,100
BC-HHF5L	5000ml	No.16	52	230	460	¥17,700

# なすフラスコ

圧力の変化に強いフラスコ

- 内容物が出しやすく、洗いやすい形状です
- 口部は割れにくい肉厚加工が施されています



製品番号	容量	ゴム栓	首外径	最大外径	高さ	価格(税抜)
BC-HNF50	50ml	No.4	22	48	90	¥1,100
BC-HNF100	100ml	No.7	25	64	120	¥1,100
BC-HNF200	200ml	No.9	30	76	150	¥1,180
BC-HNF300	300ml	No.11	34	86	175	¥1,460
BC-HNF500	500ml	No.13	38	103	200	¥1,900
BC-HNF1L	1000ml	No.13	41	131	250	¥3,100
BC-HNF2L	2000ml	No.14	46	168	280	¥10,500
BC-HNF3L	3000ml	No.18	54	196	315	¥12,000

# 共通摺合せ なすフラスコ



# 丸底フラスコ

加熱時の熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い騎乗です

- 薬品の反応、攪拌、加熱、冷却など幅広くお使いいただけます



製品番号	容量	ゴム栓	首外径	球径	高さ	価格(税抜)
BC-HMF50	50ml	No.3	20	53	105	¥930
BC-HMF100	100ml	No.3	20	65	126	¥920
BC-HMF200	200ml	No.7	25	80	155	¥1,080
BC-HMF300	300ml	No.8	28	93	180	¥1,220
BC-HMF500	500ml	No.8	28	108	210	¥1,790
BC-HMF1L	1000ml	No.10	34	135	260	¥3,180
BC-HMF2L	2000ml	No.12	38	170	325	¥9,000
BC-HMF3L	3000ml	No.13	40	200	370	¥11,100

# ケルダールフラスコ

加熱時に内容物の蒸発を促進する形状です

- 口部は割れにくい肉厚加工が施されています



製品番号	容量	ゴム栓	首外径	最大外径	高さ	価格(税抜)
BC-HKF30	30ml	No.0b	15	40	180	¥1,930
BC-HKF50	50ml	No.4	20	49	180	¥1,820
BC-HKF100	100ml	No.4	20	64	225	¥1,820
BC-HKF200	200ml	No.7	25	76	290	¥1,930
BC-HKF300	300ml	No.8	28	86	330	¥2,140
BC-HKF500	500ml	No.8	28	102	370	¥2,680

- JIS規格に基づいた共通摺合せの接続部
- 互換性があり、各社のガラス器具の取り付けや、エバポレーターなどの機械にも設置可能です



製品番号	容量	摺合せ(TS)	首外径	最大外径	高さ	価格(税抜)
BC-NFJ50-1525	50ml	15/25	13	48	約100	¥3,500
BC-NFJ50-1938	50ml	19/38	13	48	約110	¥3,300
BC-NFJ50-2440	50ml	24/40	13	48	約113	¥3,500
BC-NFJ100-1525	100ml	15/25	25	64	約120	¥3,800
BC-NFJ100-1938	100ml	19/38	25	64	約132	¥3,800
BC-NFJ100-2440	100ml	24/40	25	64	約129	¥4,070
BC-NFJ100-2942	100ml	29/42	25	64	約127	¥5,500
BC-NFJ200-2440	200ml	24/40	30	76	約146	¥4,600
BC-NFJ300-2440	300ml	24/40	34	86	約168	¥5,400
BC-NFJ500-2440	500ml	24/40	38	103	約191	¥6,000
BC-NFJ500-2942	500ml	29/42	38	103	約200	¥6,600
BC-NFJ1L-2942	1000ml	29/42	41	131	約245	¥7,300

## ビーカーサーバー



幅広く平たいハンドルは、安定して持ちやすく、注ぎやすい形状です

- 目安目盛り付き

製品番号	実用容量	幅/奥行	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HBV300	300mℓ	125/89	105	89	¥1,300
BC-HBV600	600mℓ	130/90	152	90	¥1,700

## 取っ手付トールビーカー

中身が熱くても取っ手があるので、持ち運べます

- 背が高く細長いデザイン
- 注ぎやすく液だれしにくい注ぎ口です
- 目安目盛り付き



製品番号	実用容量	幅/奥行	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HTBE300	300mℓ	117/65	135	65	¥1,300
BC-HTBE500	500mℓ	130/77	150	77	¥1,700

## コニカルピッチャー



ミニサイズのピッチャーです

- 液だれしにくい、キレの良い注ぎ口
- 低膨張の耐熱ガラス(H-32)です

製品番号	実用容量	直径	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HCP50	50mℓ	50	71	38	¥800
BC-HCP100	100mℓ	59	92	44	¥850

## クッキングパック

フタをしたまま電子レンジOKな保存容器

- サイズ違いで入れ子収納可能なため、未使用時でもコンパクトに収まります
- ガラス本体は耐熱ガラスで、フタをしたまま電子レンジで加熱が可能です



製品番号	満水容量	幅/奥行	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HCKP-SW	400mℓ	117/109	64	105	¥1,400
BC-HCKP-MW	800mℓ	143/135	74	131	¥1,600
BC-HCKP-LW	1400mℓ	176/168	84	161	¥1,800

## V60レンジサーバー



フタをしたまま電子レンジOK

- 溶液を簡単に温めることができます
- 熱い液体も安心して取り扱える、取っ手付き
- 材質(フタ・ハンドルバンド): ポリプロピレン
- 目安目盛り付き

製品番号	実用容量	幅/奥行	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HXVD36B	360mℓ	130/107	106	85	¥900
BC-HXVD60B	600mℓ	137/121	128	85	¥950
BC-HXVD80B	800mℓ	143/132	145	85	¥1,000

## メジャーカップ ワイド



内側からも読み取れる目盛り表示

- 電子レンジにも対応した計量カップ
- 上からのぞいても見やすい、はっきり目盛り
- 熱い液体も安心して取り扱える、取っ手付き

製品番号	実用容量	幅/奥行	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HCMJW200	200mℓ	118/81	87	81	¥1,000
BC-HCMJW500	500mℓ	150/105	120	105	¥1,500

## 密閉キャニスター

フタの天面に透明窓の付いた密閉キャニスター

- 食品の保存など多様にお使いいただけます
- 熱い液体も安心して取り扱える、取っ手付き
- フタはレバーを引き上げて開ける仕様
- 本体材質: 耐熱ガラス
- フタ材質: ポリプロピレン・メタクリル樹脂
- フタパッキン材質: シリコーンゴム



製品番号	満水容量	直径	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HMCNJ-200B	800mℓ	99	142	96	¥1,300
BC-HMCNJ-300B	1000mℓ	99	189	96	¥1,500

## 耐熱ガラス製 密閉保存容器

パッキンが付いていて、密閉性の高い保存容器です

- フタの空気弁を上引き上げると電子レンジでも使用可能
- フタを外せばオープンでも使用可能
- 本体材質: 耐熱ガラス
- フタ材質: ポリプロピレン/パッキン・空気弁材質: シリコーンゴム



製品番号	満水容量	幅/奥行	高さ	価格(税抜)
BC-HKSTM-25TW	250mℓ	108/108	47	¥1,000
BC-HKSTM-60TW	600mℓ	138/138	62	¥1,200
BC-HKSTM-120TW	1200mℓ	167/167	77	¥1,600

## バルサム瓶



永久プレバートを作製する際に使用するカナダバルサムの保存瓶

- 少量を取り出すのに便利な、ガラス棒付き
- ほうけい酸ガラス-1 (JR-1) 等級で、高品質
- チューブ加工品のため、従来の窯製品に比べ、美しく仕上がっています
- 棒を中央に保持するための輪が付いたものと輪無しの2種類をご用意

製品番号	容量	仕様	胴径	全高(蓋含む)	価格(税抜)
BC-MGBB01	300mℓ	輪付き	約38	約95	¥2,400
BC-MGBB02	300mℓ	輪無し	約38	約95	¥1,600

※製品の寸法の単位はmmです。

## ケトル用温度調整IHヒーター

温度調節付きのドリップケトル用小型ヒーター

- コンパクトサイズのIHヒーターで、φ100mmの底径のケトルも感知
- 1°C単位の温度設定が60°C~96°Cの範囲で可能
- 中央の突起部分で温度感知
- ケトル底径: φ100~φ160mm対応
- 本体材質: ポリプロピレン・PBT樹脂
- トッププレート材質: 耐熱ガラス



製品番号	カラー	幅/奥行	高さ	重さ	価格(税抜)
BC-HEDI-1B	ブラック	205/205	50	約1700g	¥10,000

# ガラスチューブ (キャップ付)

## 耐薬品性に優れた、ガラス製マイクロチューブ

- 乾熱滅菌・オートクレーブが可能
- 書き込みスペースがあり、鉛筆等でメモを記入できます
- PTFEパッキン・PE製キャップ付き
- クロロホルム等の有機溶媒にも対応抽出・濃縮作業に適しています
- 透明度が優れているので、溶液を視認しやすくなっています




製品番号	仕様	入数	価格(税抜)
BC-MGT015	1.5ml/V底	6本	¥5,700
BC-MGT020	2.0ml/V底	6本	¥5,700

# ガラス管

## 高品質なのに低価格を実現したガラス管 検査用に適しています

- きれいなラウンドで目視でもはっきり確認できます
- 均一な厚み
- 肉厚でしっかり





製品番号	外径×長さ	厚み	入数	価格(税抜)
CLT-1275GS	φ12×75	0.8	1,000本	¥8,000
CLT-1275GSM			250本	¥2,600
CLT-1310GS	φ13×100	0.8	1,000本	¥12,000
CLT-1310GSM			250本	¥3,900
CLT-1610GS	φ16×100	1.0	1,000本	¥20,000
CLT-1610GSM			250本	¥6,500
CLT-1815GS	φ18×150	1.0	1,000本	¥26,000
CLT-1815GSM			100本	¥3,300

※φ12・φ13・φ16mm: 250本×4箱 ※φ18mm: 100本×10箱

# 硝子マイクロプレート

## クロロホルム等の有機溶媒に対応できる、ガラス製プレート

- 透明度が高く、顕微鏡観察に最適
- 高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用できます
- 耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブが可能
- 薬品の気化を防ぐための『上面摺り仕上げ』『ガラス中板付き』も選べます
- 寸法: 127.5×85×H13.5mm
- 底板厚み: 2mm
- 底面形状: 平底



製品番号	仕様	入数	価格(税抜)
BC-MGPL96	96ウェル	1枚	¥48,000
BC-MGPL24	24ウェル	1枚	¥48,000
BC-MGPL12	12ウェル	1枚	¥48,000
BC-MGPL06	6ウェル	1枚	¥48,000
BC-MGPL-C	共通外蓋	1枚	¥12,500

# マリンフラスコ



## 藻類や微生物の培養に最適です

- エアの導入口が底面にあるので、新鮮なエアがフラスコ全体に行き渡ります
- 口部外径: 49mm / 口部内径: 42mm(200mlのみ40mm) / ストロー口: 9mm

製品番号	容量	直径	底径	高さ	価格(税抜)
BMS-MF200	200mℓ	80	40	105	¥5,800
BMS-MF300	300mℓ	90	45	115	¥6,000
BMS-MF500	500mℓ	115	60	140	¥7,000
BMS-MF1000	1000mℓ	125	80	170	¥11,000
BMS-MF2000	2000mℓ	160	100	196	¥39,000
BMS-MFN42	シリコ栓5個セット				¥9,900
BMS-MFC55	シリコ栓キャップ5個セット				¥4,000



シリコ栓キャップ




シリコ栓

# ガラス製リザーバー

## クロロホルム等の有機溶媒に対応

- 薬品の気化を防ぐため、上面摺り仕上げ・ガラス蓋付き
- 12連ピペットにも対応
- オートクレーブ・乾熱滅菌可能
- 側面に目安目盛が付いています  
50ml: 5/10/20/30/40/50  
100ml: 5/10/20/40/60/80/100



製品番号	容量	入数	価格(税抜)
BC-MGR050	50mℓ	1個	¥12,000
BC-MGR100	100mℓ	1個	¥16,000

# ガラスチップ

## 耐薬品性に優れたガラス製チップ

- プラスチック製チップでは扱えなかった溶液の吸引が可能に
- 保管・洗浄にも便利で安全な専用ラック
- 専用ラックはPP製で、オートクレーブ可、UV耐用
- チップ材質: ほうけい酸ガラス



製品番号	仕様	入数	価格(税抜)
BC-CST5001	200μℓ用(ラック入)	20本	¥7,600
BC-GLT200	200μℓ用	20本	¥2,400
BC-CST5011	1000μℓ用(ラック入)	20本	¥7,600
BC-GLT1000	1000μℓ用	20本	¥2,400

# ガラスチップ専用ピペット

## 有機溶剤、酸、アルカリ等のサンプルが計量可能に

- ピストン部にETFE(フッ素樹脂)を使用するとともに、「気化排気口」を導入することにより耐薬品性を高めました
- チップインジェクター機構
- グリップを握るだけでダイヤルロックされる「ロック機構」搭載
- 耐UV素材を使用しているため、クリーンベンチ内でも使用可能

製品番号	容量	精度	価格(税抜)
BC-SOLR200	10 - 200μℓ	(10μℓ)±3.0% / (200μℓ)±0.8%	¥32,000
BC-SOLR1000	100 - 1000μℓ	(100μℓ)±3.0% / (1000μℓ)±0.5%	¥32,000

※本製品はプラスチックチップをご使用することはできません。

# ホモジナイザー

## ガラス製の簡易ホモジナイザー



### テーパ型

- 先細のPTFEペストルで脳や肝臓のような柔らかい組織のホモジナイズが可能
- 外筒は材質に低溶出ガラスを使用
- ステンレスロッド直径: 6.3mm

製品番号	容量	(外筒) 外径×長さ	全長	入数	価格(税抜)
BC-W358133	1ml	11×49mm	130mm	1セット	¥27,000
BC-W358137	3ml	11×86mm	220mm	1セット	¥27,000
BC-W358141	5ml	13×93mm	220mm	1セット	¥30,600
BC-W358145	15ml	18×114mm	240mm	1セット	¥35,000



### テーパ型(オールガラス製)

- 先端のガラス先端部で心臓、筋肉、肺、皮膚、植物組織を含む結合組織を破碎可能
- ポッター型に比べ効率的にホモジナイズ可能
- 間隔精度: 0.1~0.15mm

製品番号	容量	(外筒) 外径×長さ	全長	入数	価格(税抜)
BC-W358103	1ml	11×49mm	130mm	1セット	¥29,900
BC-W358107	3ml	11×86mm	220mm	1セット	¥29,900
BC-W358111	5ml	13×93mm	220mm	1セット	¥30,000
BC-W358115	15ml	18×114mm	240mm	1セット	¥34,500



### ポッター型(マイクロ)

- オールガラス製
- 注ぎ口とリザーバー付
- 間隔精度: 0.1~0.15mm

製品番号	容量	(外筒) 外径×長さ	全長	入数	価格(税抜)
BC-W357844	0.1ml	4×65mm	110mm	2セット	¥33,200

- 動物や植物の組織、培養細胞の破碎に適しています
- 組織破碎が丁寧に行えるため、オルガネラにも損傷を与えません
- 手動操作なので摩擦抵抗が少なく、サンプルに余分な熱を加えることがないため高い抽出率が可能になっています
- 使用方法も簡単であり、片付けなどの手間もかかりません

### ダウンス型

- 培養細胞や柔らかい組織において細胞核とミトコンドリアに損傷を与えません
- ペストル先端のボールは摩擦による熱の発生を抑えます
- 外筒にはリザーバーと注ぎ口が付いていて溶液を容易に移すことが可能
- 微調整用と粗調整用のペストルが同梱
- 間隔精度 微調整用: 0.025~0.076mm  
粗調整用: 0.089~0.14mm



製品番号	容量	(外筒) 外径×長さ	全長	入数	価格(税抜)
BC-W357538	1ml	11×48mm	125mm	2セット	¥55,000
BC-W357542	7ml	13×82mm	175mm	2セット	¥61,000
BC-W357544	15ml	22×94mm	210mm	2セット	¥70,000
BC-W357546	40ml	32×140mm	285mm	2セット	¥87,000

※セット内容: 外筒、微調整用ペストル、粗調整用ペストル

### ポッター型

- PTFE製ペストルで脳や肝臓のような柔らかい組織に最適
- 外筒は材質に低溶出ガラスを使用
- 間隔精度: 0.1~0.15mm
- ステンレスロッド直径: 6.3mm



製品番号	容量	(外筒) 外径×長さ	全長	入数	価格(税抜)
BC-W358029	2ml	11×45mm	203mm	2セット	¥54,000
BC-W358034	5ml	13×66mm	219mm	2セット	¥55,000
BC-W358039	10ml	16×74mm	219mm	2セット	¥55,200
BC-W358044	15ml	19×84mm	219mm	2セット	¥63,100
BC-W358049	30ml	24×118mm	266mm	2セット	¥74,000
BC-W358054	55ml	30×130mm	266mm	2セット	¥87,000