

ISレギュラーマスク

NEW

幅広い用途でご使用できるサージカルマスク

- クリーンルーム、研究室、病棟、検査室など
- 中間層にフィルターを配した3層構造
- フィット感を高めるノーズブリッジ(PE)と、ソフトで伸縮性の高いポリエステル製の耳掛けゴムを採用(内丸ゴム)
- 表面がわかりやすい「OUT」表示あり
- JIS T9001 医療用マスク クラスII 適合

●レギュラーサイズ:
約175×95mm



製品番号	カラー	入数	価格(税抜)
BC-FR199	ホワイト	50枚	¥800
BC-FR201	ブルー	50枚	¥800
BC-FR196	ホワイト	50枚(個包装)	¥1,000

メディアボトル

試薬の保管と輸送に適した角型ボトル



- 高強度のプラスチック素材で耐久性があり、省スペース、高透明度
- 目安目盛り付き
- ボトル: PET製
※SPL-56061のみPETG製
- キャップ: HDPE製
- 滅菌済

DNase/RNase free Human-DNA free Non-pyrogenic Non-cytotoxic Non-hemolytic

製品番号	実用容量	幅×高さ(mm)	入数	価格(税抜)
SPL-56061	60mL	52.4×80.6	200個(25個×8)	¥95,000
SPL-56125	125mL	52.2×103.8	96個(24個×4)	¥32,000
SPL-56250	250mL	59×145	60個(30個×2)	¥24,600
SPL-56500	500mL	77×172	48個(24個×2)	¥25,000
SPL-56000	1000mL	92.1×211.6	24個(12個×2)	¥18,000

携帯LED顕微鏡 マジックルーペキューブ

NEW

撮影・保存機能付きで胸ポケットにも入る小型サイズです

- 2.4インチモニタを搭載した薄型・軽量のデジタルルーペです
- 7倍、12倍、19倍と3段階の倍率切り替えができます
- LEDライトとUVライトを搭載し切り替えが可能
- 液晶ディスプレイに表示されるので、レンズを覗き込まずに複数人同時観察可能
- 面倒な電池の交換が無く、繰り返し使える充電式
- スマホやネット環境不要でご使用できます

130万画素
CMOSセンサー



- イメージセンサ: 1/4インチ CMOS(130万画素)
- モニタ解像度: 320×240
- 倍率: 光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍
- 焦点距離: 8~12mm/
- 光源: 白色LED×3、UVLED×3
- 通信方式: IEEE802.11b/g/n
- 電源: 充電式
- 外形寸法/重量: 約φ48×69×18mm/約76g

※付属品: 専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-MJL02	マジックルーペキューブ	¥9,990

25mlコニカルチューブ

SPL LIFE SCIENCES

25ml以下の容量のサンプルの保管に最適

NEW

- 短めで使いやすいチューブです
- サンプルの汚染を最小限に抑えます
- 目盛り/書き込みスペース付き
- 耐遠心強度: 18,000xg (SPL-50225は除く)
- 滅菌済

DNase/RNase free Non-pyrogenic Non-cytotoxic Human-DNA free



製品番号	容量	カラー	タイプ	入数	価格(税抜)
SPL-50025	25mL	クリア	コニカル	200本(25本×8袋)	¥20,000
SPL-50225	25mL	クリア	自立型	200本(25本×8袋)	¥22,000
SPL-54025	25mL	遮光	コニカル	200本(25本×8袋)	¥25,000

25mlスナップチューブ

- 片手で簡単に開閉できます

製品番号	容量	カラー	タイプ	入数	価格(税抜)
SPL-50425	25mL	クリア	コニカル	200本(25本×8袋)	¥23,000
SPL-54425	25mL	遮光	コニカル	200本(25本×8袋)	¥23,000

PFA丸底テストチューブ スクリューキャップ付

耐薬品性、耐熱性に優れたPFA製の試験管

- 射出成形品のため継ぎ目がなく、可塑剤および有機添加剤を一切含んでいません
- サイズは容量15mlから60mlまでの全4種類
- PFAはフッ素樹脂の一種で、ほとんどの薬品に対して侵されることがなく、化学薬品を扱う分野に適しています



NEW

製品番号	容量	外径×高さ(mm)	入数	価格(税抜)
FL-1181002	15mL	φ16×110	1個	¥15,900
FL-1181003	26mL	φ22×112	1個	¥18,700
FL-1181006	55mL	φ29×119	1個	¥21,000
FL-1181005	60mL	φ26×164	1個	¥25,300

液体窒素容器 YDSシリーズ

低蒸発量(0.10L/day)を実現

- 液体窒素の運搬・貯蔵・補充用
- 優れた真空層により、少量の液体窒素でも長期間の保管・運用を可能にします
- 軽量なため、手軽に運べます
- 底部は充填時にも持ちやすく、傾けやすいリング形状
- 口径: 50mm

6L/10L/20L
3タイプ

製品番号	容量	静止保存日数	外形寸法	空重量	価格(税抜)
YDS-6L	6L	60日	直径287/高さ435mm	5.0kg	¥90,000
YDS-10L	10L	100日	直径303/高さ530mm	6.2kg	¥105,600
YDS-20L	20L	200日	直径409/高さ650mm	11.2kg	¥145,200



コーティングねじ口瓶

コーティング加工で割れにくい保存瓶

- 耐熱ねじ口瓶の表面にETFEをコーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、ガラス飛散防止に役立ちます
- オートクレーブ可能
- 目安目盛り付き



製品番号	容量	ねじ規格	胴外径	高さ	価格(税抜)
BC-HNBOC50	50mL	GL-32	46mm	91mm	¥3,860
BC-HNBOC100	100mL	GL-45	56mm	105mm	¥3,760
BC-HNBOC250	250mL	GL-45	70mm	143mm	¥4,320
BC-HNBOC500	500mL	GL-45	86mm	181mm	¥5,090
BC-HNBOC1L	1000mL	GL-45	101mm	230mm	¥8,960
BC-HNBOC2L	2000mL	GL-45	136mm	265mm	¥18,150
BC-HNBOC3.8L	3800mL	GL-45	160mm	320mm	¥45,260
BC-HNBOC5L	5000mL	GL-45	181mm	336mm	¥59,400

マリンフラスコ

藻類や微生物の培養に適したマリンフラスコがリニューアル

- エアの注入部が底面にあるので、新鮮な空気がフラスコ全体に行き渡ります
- 別売のシリコ栓を併用すれば、通気性を保ちつつ、雑菌の侵入を防ぐことができます
- フラスコ口部、エア注入口は肉厚加工で耐久性を高めています



NEW



製品番号	容量	入数	価格(税抜)
BC-MFH201	200mL	1個	¥12,000
BC-MFH301	300mL	1個	¥13,000
BC-MFH501	500mL	1個	¥14,000
BC-MFH1001	1000mL	1個	¥22,000
BC-MFH2001	2000mL	1個	¥58,000

酸化を防ぐ保存容器

真空保存容器 ターンシール



▶空気を抜いて保存

- ✓ 精密部品や薬剤、食品等に
- ✓ 空気を抜くので酸化抑制効果大
- ✓ フタ内部の特許技術により手動式にもかかわらず簡単・強力



- 材質: フタ/PP樹脂・シリコンゴム、容器/PC樹脂
- 耐熱温度: -20~+80℃

「ダイヤルをひねる」だけ



酸化の原因となる
酸素や湿気を撃退



電池・電気不要

容量	UVカット	グレー	ブラック遮光	サイズ	価格(税抜)
2.4L	BC-ANTS24U	BC-ANTS24G		外寸 14.5×14.5×18.5cm 内寸 14.0×14.0×11.5cm	¥8,000
1.5L	BC-ANTS15U	BC-ANTS15G		外寸 14.5×14.5×14.0cm 内寸 14.0×14.0×7.0cm	¥7,200
1.2L	BC-ANTS12U	BC-ANTS12G	BC-ANTS12B	外寸 10.5×10.5×21.0cm 内寸 9.5×9.5×14.0cm	¥6,000
0.6L	BC-ANTS06U	BC-ANTS06G	BC-ANTS06B	外寸 10.5×10.5×14.0cm 内寸 9.5×9.5×7.0cm	¥5,500
0.3L	BC-ANTS03U	BC-ANTS03G	BC-ANTS03B	外寸 10.5×10.5×9.5cm 内寸 9.5×9.5×4.5cm	¥5,000

※酸素や湿気の流入を完全に防ぐものではありません。また、「真空状態」とは、容器内から一定量の空気を抜き、気圧を低くした状態を指しています。
※粉末がパッキンに付着すると真空を保ちづらくなるため、粉末類やカスの出やすい食品にはお使いいただけません。

セルカルチャープレート




- コンタミを抑えるようデザインされています
- 顕微鏡観察に適した透明度です
- 効果的にガス交換ができるように蓋の内側をデザイン
- 接着細胞の付着・伸長に適した親水性の表面処理
- ウェルは英数字でラベリング
- USP Class VI準拠、ANSI規格準拠

- カラー: クリア
- ポリスチレン (PS) 製
- 滅菌済

10~15% OFF



DNase/RNase free
Non-pyrogenic Non-cytotoxic
Human-DNA free



製品番号	ウェル数	底面形状	ウェル径 (mm)	細胞増殖 エリア (cm ²)	ワーキング ボリューム (ml)	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
SPL-30004	4	平底	15.8	2.0	1.00	120枚 (4枚×30)	¥17,400	¥15,600
SPL-30006	6	平底	35.0	9.6	3.00	50枚 (個包装)	¥13,500	¥11,400
SPL-30012	12	平底	21.9	3.8	2.00	50枚 (個包装)	¥13,500	¥11,400
SPL-30024	24	平底	15.5	1.9	1.00	50枚 (個包装)	¥15,000	¥12,700
SPL-30048	48	平底	9.75	0.75	0.50	50枚 (個包装)	¥15,000	¥12,700
SPL-30096	96	平底	6.50	0.33	0.20	50枚 (個包装)	¥13,400	¥11,300
SPL-34096	96	U底	6.92	0.66	0.50	50枚 (個包装)	¥13,400	¥11,300
SPL-37384	384	平底	3.00	0.07	0.10	40枚 (10枚×4)	¥48,000	

セルカルチャーディッシュ

高品質ポリマーを使用した細胞培養用ディッシュ



- 顕微鏡観察に適した透明度
- 効果的にガス交換ができるように蓋の内側をデザイン
- 接着性細胞に適した親水性の表面処理
- USP Class VI準拠
- 10個包装
- 滅菌済



DNase/RNase free
Non-pyrogenic Non-cytotoxic
Human-DNA free

製品番号	外寸 (mm)	細胞増殖 エリア (cm ²)	ワーキング ボリューム (ml)	外周 グリップ	入数	価格 (税抜)
SPL-20035	φ 35 × 10	9.4	3.0	○	500個	¥18,000
SPL-20060	φ 60 × 15	21.5	5.0	○	500個	¥22,000
SPL-20100	φ 90 × 20	57.5	12.5	—	200個	¥13,800
SPL-20101	φ 90 × 20	57.5	12.5	○	200個	¥14,000
SPL-20150	φ 150 × 25	148.0	35.0	—	120個	¥25,700
SPL-20151	φ 150 × 20	148.0	35.0	—	120個	¥23,200

スーパーファインボトムシャーレ

「超」高感度セルカルチャーシャーレ

紫外領域までの透過率向上により高倍率の測定画像が鮮明



高い接着性と早い伸展性

石英ガラスボトム
・自家蛍光が極めて低く、ハイコントラストを実現
・倒立顕微鏡/蛍光顕微鏡などでの細胞微細構造の高倍率での観察に最適

特殊ポリマーボトム
・細胞接着力/伸展性が格段に高く、効率的な培養が可能
・経済的にもうれしい安価なディッシュ
・シクロオレフィンポリマー 0.1mm

製品番号	製品名	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-SFSD12※	石英ガラスボトムシャーレ φ12	φ35同径シャーレ型	50 (個包装)	¥124,000	¥87,000
BC-SFGD12	ガラスボトムシャーレ φ12			¥23,000	¥17,500
BC-SFGD27	ガラスボトムシャーレ φ27			¥33,000	¥26,500
BC-SFTD12	特殊ポリマーボトムシャーレ φ12			¥19,000	¥17,000
BC-SFTD27	特殊ポリマーボトムシャーレ φ27			¥28,000	¥25,000

※受注生産品のため、納期1.5か月程度かかります。

96ウェル ブラック&ホワイトプレート



HTSアッセイにおすすめのハイクオリティーな96ウェルプレート

- 蛍光アッセイ、比色アッセイ、ルミネッセンスアッセイに最適
- 組織培養にも適しています
- 接着性細胞に適した親水性の表面処理
- フラットボトム
- PS製
- 個包装

15% OFF



DNase/RNase free
Non-pyrogenic Non-cytotoxic
Human-DNA free

ウェルサイズ	増殖エリア	ワーキング ボリューム	外形寸法
6.5mm	0.33cm ²	0.20ml	85.4 × 127.6 × 14.4mm

製品番号	カラー	表面処理	滅菌	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
SPL-30296	ブラック	○	○	50枚	¥28,000	¥23,800
SPL-30496	ブラック	—	—	50枚	¥27,000	¥22,900
SPL-30196	ホワイト	○	○	50枚	¥28,000	¥23,800
SPL-30396	ホワイト	—	—	50枚	¥27,000	¥22,900

コンフォーカルディッシュ



高解像度での観察に適した、ガラスボトムの培養ディッシュ

10% OFF



DNase/RNase free
Non-pyrogenic Non-cytotoxic
Human-DNA free

- 開口部は低自家蛍光のガラス製
- 外周にグリップがあり操作性向上
- 外寸：φ35×10mm
- ガラス厚：0.13~0.16mm
- ディッシュ本体 PS製
- 表面処理：無処理
- ガンマ線滅菌済

製品番号	ホール径 (mm)	エリア (cm ²)	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
SPL-100350	φ 13	1.33	100個 (5個×20)	¥38,000	¥34,200
SPL-101350	φ 20	3.14	100個 (5個×20)	¥42,000	¥37,800

細胞培養用シャーレ ノーマル深型

- 観察の障害になる刻印などが一切ない細胞培養用ディッシュ
- ポリスチレン (PS) 製の深型タイプ (表面加工済み)
- クリーンルーム内で製造

ハイクオリティー製品



- 外寸：φ90×21mm
- 培養面積：56.7cm²
- 電子線滅菌済

観察しやすい 無刻印シャーレ

22% OFF

製品番号	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-S90NC18	240個 (10個×24包)	¥25,680	¥20,000

セルカルチャースライド



細胞培養・観察用 スライドガラス

- 容量 (1ウェルあたり)
- 4ウェル：0.5~1.3ml
- 8ウェル：0.2~0.6ml

接着剤を 全く使用していません



Florescent Microscopy

DNase/RNase free

Human-DNA free

Non-pyrogenic Non-cytotoxic

■ 材質

Lid・チャンバー：PS
スライド：Glass
ホルダー：PP

- ガンマ線滅菌済
- 個包装

製品番号	ウェル数	仕様	入数	価格(税抜)
SPL-30104	4	クリア	12個	¥10,600
SPL-30114	4	ブラック	12個	¥10,600
SPL-30124	4	ホワイト	12個	¥10,600
SPL-30108	8	クリア	12個	¥10,600
SPL-30118	8	ブラック	12個	¥10,600
SPL-30128	8	ホワイト	12個	¥10,600

スクエアディッシュ

コロニーの追跡やピッキングなどの微生物学用途に

NEW




- 正方形のディッシュは丸型ディッシュに比べて表面積が広くとれます
- コロニー形成と播種効率の向上に最適
- 底面にグリッド付き
- 外寸：126.4×126.4×20.0mm
- ウェル内寸：118.7×118.7×11.6mm
- PS製
- 滅菌済

製品番号	細胞増殖 エリア (cm ²)	入数	価格(税抜)
SPL-11125	139	240個 (10個×24)	¥31,000

バイオリアクター

浮遊培養に適した、フィルターキャップの遠沈管



DNase/RNase free

Non-pyrogenic Non-cytotoxic

Human-DNA free

- キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節可能
- フィルター：0.2μm PTFE
- チューブ本体 PP製
- キャップ HDPE製 / ダイヤル PS製
- 表面処理：無処理
- 滅菌済

製品番号	トータルVol.	キャップ	入数	価格(税抜)
SPL-50351	50ml	フィルター	90本 (3本×30)	¥15,000
SPL-51315	15ml	フィルター	90本 (3本×30)	¥15,000

細胞濾過器具
セルストレーナー

- セルストレーナーは単一細胞懸濁液で広く使われています
- ガーゼ濾過よりも速く簡単に細胞塊・組織から細胞分離します
- チューブのサイズに合わせて各種のセルストレーナーをご用意



DNase/RNase free

Non-pyrogenic Non-cytotoxic

Human-DNA free

50mlチューブ対応

- サイドのメッシュから空気が抜けやすく、迅速に濾過できます
- ガンマ線滅菌済



製品番号	ポアサイズ	カラー	入数	価格(税抜)
SPL-93040	40 μm	ブルー	50個(個包装)	¥10,000
SPL-93070	70 μm	クリア	50個(個包装)	¥10,000
SPL-93100	100 μm	イエロー	50個(個包装)	¥10,000

セルスクレーパー



培養ディッシュ表面に付着した細胞を容易にかき落とせます



- 回転ブレード
- 個包装
- ガンマ線滅菌済



DNase/RNase free
Non-pyrogenic Non-cytotoxic
Human-DNA free

製品番号	素材 ハンドル/ブレード	ブレード幅	長さ	入数	価格(税抜)
SPL-90020	PS/PE	1.3cm	23.7cm	100本	¥11,000
SPL-90030	PS/PE	2cm	30cm	100本	¥12,000

滅菌ろ過フィルター

ニューステラディスク

無菌ろ過および除菌・除粒子用
小型ディスポーザブルフィルター

- 少量ろ過用(0.5~50ml目安)
- 目詰まりのしにくい膜構造(非対称構造)の採用により、ろ過がスムーズで指に負担をかけずに扱いやすい
- ガンマ線滅菌済
- パイロジェンフリー
- ブリスターパック入り



製品番号	対応試料	フィルター 材質	ポアサイズ (μm)	サイズ (mm)	入数	価格(税抜)
S-1302	水系	ポリサルホン	0.2	φ18	50個	¥15,000
S-1304	水系	ポリサルホン	0.45	φ18	50個	¥15,000
S-2502	水系	ポリサルホン	0.2	φ29	50個	¥21,000
S-2504	水系	ポリサルホン	0.45	φ29	50個	¥21,000
S-1302S	溶剤系	PTFE	0.2	φ18	50個	¥15,000
S-2502S	溶剤系	PTFE	0.2	φ29	50個	¥21,000

●有効ろ過面積 φ18：0.8cm² / φ29：4.0cm² ●液残量 φ18：<0.03ml / φ29：<0.1ml ●最高使用圧力：0.5MPa

ミニセルストレーナー



15ml & 5mlサンプリングチューブ対応

- 切り込みから空気が抜けやすく、迅速な濾過が可能です
- EOG滅菌済

簡単に使える
細胞濾過器具

製品番号	ポアサイズ	カラー	入数	価格(税抜)
BC-AMS-12501	25 μm	ホワイト	50個(個包装)	¥16,000
BC-AMS-14001	40 μm	ブルー	50個(個包装)	¥16,000
BC-AMS-17001	70 μm	クリア	50個(個包装)	¥16,000

ミニセルストレーナーII

- フリーサイトの解析や質量分析の前処理に便利です
- 無菌操作を容易にし、コンタミリスクを減少させます



1.5ml/2.0mlチューブ対応
5ml(φ12×75mm)対応

- 切り込みから空気が抜けやすく、迅速な濾過が可能です
- EOG滅菌済

製品番号	ポアサイズ	カラー	入数	価格(税抜)
BC-AMS-04001	40 μm	ブルー	50個(個包装)	¥16,000

セルリフター



表面に付着した細胞を簡単に収集できます



- 1枚に2種類のブレード
- 個包装
- ガンマ線滅菌済
- ポリプロピレン(PP)製



DNase/RNase free
Non-pyrogenic Non-cytotoxic
Human-DNA free

製品番号	ブレード幅	長さ	入数	価格(税抜)
SPL-90040	2.3/1.2cm	21.8cm	100本	¥9,000

スクラッチャー



より均一に、高い再現性

- スクラッチャーとフタのセット
- スクラッチャー HDPE製
- フタ PS製
- 個包装
- 滅菌済

15% OFF

- 創傷治癒試験・細胞遊走能試験でのスクラッチアッセイ
- ウェル数に合わせたスクラッチャーとガイド付きのフタにより、より均一に創傷を作製し、再現性の高い試験が可能

製品番号	仕様	先端	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
SPL-201906	6ウェル用	0.5mm	20セット	¥11,000	¥9,300
SPL-201924	24ウェル用	0.5mm	20セット	¥11,000	¥9,300
SPL-201925	24ウェル用	1mm	20セット	¥11,000	¥9,300

●推奨プレート 6ウェル：SPL-30006 / 24ウェル：SPL-30024

試験研究用 各種細胞計数盤 (ビルケルチュルク、改良ノイパウエル、フックスローゼンタール、トーマ 等) お使いの方、ぜひサンプルをお試しく下さい!

ディスポーザブル 細胞計数盤

ワンセルカウンター

セル
カウント

製品番号	品名	外形寸法(横/縦/厚み)	入数	価格(税抜)
BMS-OCC01	ワンセルカウンター	65x24x3mm	10枚x12袋	¥19,500

1. 手間を省く


- ・カバープレートはロック方式で装着済なので そのまま細胞を注入出来ます
- ・使い捨てですので洗浄の必要がありません
- ・短時間に多数の検体を処理出来ます

2. 細胞注入部

- ・1枚で2検体測定できます

3. バイオハザード対策

- ・感染性の検体も安全に処理出来ます





簡単!
高性能!


4つのポイント!

4. 細胞計数部

- ・シンプルなグリッドパターンで観察も容易
- ・グリッド線は光を反射しないので見やすい
- ・グリッド線は凸構造なので、細胞がトラップされません



培養細胞の位相差顕微鏡像



細胞計数部の格子線図と4つの細胞計数室(A,B,C,D)

バッフル付き三角フラスコ

培養実験等に適した形状です

- 旋回振とうにより回転した培養液がバッフル(邪魔板)に当たることで、空気を含ませながら効率よく攪拌を行うことができます
- 口部は耐久性のある肉厚加工が施されています



製品番号	容量	ゴム栓	口部内径	最大外径	高さ	価格(税抜)
BC-HBSF50	50ml	No.5	約20mm	54mm	81mm	¥4,950
BC-HBSF100	100ml	No.6	約22mm	66mm	102mm	¥4,950
BC-HBSF200	200ml	No.9	約28mm	80mm	126mm	¥5,500
BC-HBSF300	300ml	No.11	約32mm	90mm	148mm	¥6,490
BC-HBSF500	500ml	No.14	約38mm	108mm	171mm	¥7,590
BC-HBSF1L	1000ml	No.14	約38mm	134mm	215mm	¥9,240
BC-HBSF2L	2000ml	No.16	約44mm	172mm	270mm	¥17,910
BC-HBSF3L	3000ml	No.18	約48mm	190mm	305mm	¥22,990
BC-HBSF5L	5000ml	No.19	約52mm	234mm	330mm	¥33,280

三角フラスコ

プラスチック製なので扱いやすく、繰り返し使用できます



- 薬品の準備はもちろん、浮遊培養にも適しています
- 本体 PC製 / キャップ PP製
- 表面処理：無処理
- 個包装
- 滅菌済
- オートクレーブ可能

Non-pyrogenic Non-cytotoxic

DNase/RNase free

Human-DNA free

製品番号	キャップタイプ	トータルVol.	入数	価格(税抜)
SPL-73250	フラット(栓)	250ml	8個	¥7,700
SPL-73500		500ml	8個	¥9,600
SPL-73000		1000ml	4個	¥7,400
SPL-73002	フィルター	2000ml	6個	¥30,000
SPL-74250		250ml	8個	¥8,700
SPL-74500		500ml	8個	¥11,500
SPL-74000		1000ml	4個	¥8,600
SPL-74002		2000ml	6個	¥31,000

ウルトラパップペン

スライドガラス上に超疎水性および密着性に優れたサークルを作ります！
組織周辺のワイピング作業が不要になります！



超疎水性サークルを
簡単作成!

- 免疫組織化学染色法(ABC法、PAP法等)や蛍光抗体法に最適なパップペン
- PBS・抗体の流失を簡単防止
- 耐熱性
- 耐薬品性：アセトン、アルコール(難溶性)、キシロール(溶解性)
- サイズは M (ペン先 3.0mm)、S (ペン先 2.0mm)の2種類

11% OFF

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-PAPPEN-M	ウルトラパップペンM	2本	¥9,500	¥8,400
BC-PAPPEN-S	ウルトラパップペンS	2本	¥7,000	¥6,200
BC-PAPPEN-M/S	ウルトラパップペンM/Sセット	各1本	¥8,200	¥7,200

ローラーボトル



スケールアップが図れて、効率的な培養が実現できます

- 穏やかな回転による攪拌で勾配を防止し、均一な培養環境を提供
- 接着性細胞のための優れたガス交換環境
- 顕微鏡に適した透明ボトル
- 接着性細胞用の表面加工処理済み



10% OFF

- ボトル本体：PS製
- キャップ：HDPE製
- 滅菌済
- Non-Hemolytic
- 容量：2000ml
- 細胞増殖エリア：850cm²
- 外寸：φ116.5×273.2mm

製品番号	キャップタイプ	表面処理	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
SPL-55085	栓(Plug)	○	40本(2本×20)	¥48,000	¥43,200
SPL-55185		-	40本(2本×20)	¥46,000	¥41,400
SPL-55285	フィルター	○	40本(2本×20)	¥52,000	¥46,800
SPL-55385		-	40本(2本×20)	¥51,000	¥45,900

滅菌シャーレ

透明度に優れたPS製シャーレ



- ズレ防止のリップ付きで、積み重ねに適しています
- 安価で日々の検査に最適
- ポリスチレン(PS)製
- 滅菌済


製品番号	仕様	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
CLT-01012	NB/浅型	φ 90 × 15	500枚(10枚 × 50)	¥7,800
CLT-01003	AY/浅型	φ 90 × 14	600枚(12枚 × 50)	¥11,500
CLT-01004	FCL/深型	φ 90 × 20	500枚(10枚 × 50)	¥9,400

S.クリーンコンテナ

- 本体 PP製
- キャップ PE製(黄)

二重シール構造により高い密閉性

- ホルマリンの移送・保管に最適です
- 滴り防止によって液だれがありません
- 手袋を装着した状態でも取りやすい滑り防止加工を施しています
- 透明度の高いポリプロピレンを使用



製品番号	容量	口径/高さ(mm)	目盛単位	入数	価格(税抜)
CLT-2840	20ml	φ 32/44.5	5ml	100個	¥13,000
CLT-2841	40ml	φ 45/43	10ml	100個	¥14,000
CLT-2842	60ml	φ 45/61.5	10ml	100個	¥15,000
CLT-2843	80ml	φ 45/77.5	10ml	100個	¥16,800
CLT-2848	90ml	φ 53/64.5	10ml	100個	¥20,500
CLT-2844	120ml	φ 53/80	10ml	100個	¥22,000
CLT-2845	250ml	φ 89/58.5	50ml	10個	¥9,000
CLT-2846	500ml	φ 89/111.5	50ml	10個	¥12,000
CLT-2847	1000ml	φ 111.5/141	50ml	10個	¥15,000

ニューステンレスループ

- 材質
ループ/ニードル：ステンレス
エンボスグリップ：アルミ

グリップは「エンボス加工」
持ちやすく滑らない

11~
19%
OFF

見本
あります

ステンレス白金耳

- ループ部は特殊溶接処理のため曲がらず破損しにくい
- 滅菌缶から取り出す際に絡まずスムーズな取り出しが可能
- ループを持つ位置が自由自在なため微細な動きにも対応できます
- オートクレーブ可能

製品番号	製品名	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BMS-NSL01	ニューステンレスループ(先端径1mm)	全長280mm	100本	¥42,000	¥37,000
BMS-NSL02	ニューステンレスループ(先端径2mm)	全長280mm	100本	¥35,000	¥30,000
BMS-NSL03	ニューステンレスループ(先端径3mm)	全長280mm	100本	¥35,000	¥30,000
BMS-NSL04	ニューステンレスループ(先端径4mm)	全長280mm	100本	¥35,000	¥30,000
BMS-NSLN	ニューステンレスニードル	全長280mm	100本	¥31,000	¥25,000
BMS-SSC1	ステンレス製滅菌缶 S	30 × 30 × 300mm	1個	¥13,000	
BMS-SSC2	ステンレス製滅菌缶 M	40 × 40 × 300mm	1個	¥15,000	

ループ&ニードル

ループとニードルが一体化

- しなやかなポリプロピレン(PP)製
- 1μLと10μLの2種類
- 長さ195mm
- ガンマ線滅菌



DNase/RNase
free

Human-DNA
free

SPL
SPL LIFE SCIENCES

製品番号	ループ	入数	価格(税抜)
SPL-90001	1μL	500本(10本 × 50)	¥8,000
SPL-90010	10μL	500本(10本 × 50)	¥8,000

ステンレススプレッター

ステンレス製のコンラージ棒

- 表面の仕上がりがスムーズです
- 三角形の形状で培地を傷つけません
- 9cm径のシャーレに使用できます
- オートクレーブ可能



製品番号	材質	入数	価格(税抜)
BC-55668	ステンレス	1本	¥2,700

SPLスプレッター

ペトリ皿への微生物の塗布

- L型スプレッター
- ガンマ線滅菌
- 材質：ポリプロピレン(PP)
- オートクレーブ可能

DNase/RNase
free

Human-DNA
free

SPL
SPL LIFE SCIENCES

製品番号	入数	価格(税抜)
SPL-90050	500本(10本 × 50)	¥11,000

ディスポスプレッター

- 表面の仕上がりがスムーズです
- 三角形の形状で培地を傷つけません
- 材質：ABS樹脂
- 滅菌済み



製品番号	入数	価格(税抜)
BC-1518	500本(個包装)	¥18,000

コロニーカウンター

カウンターペンと連動して計測数をデジタル表示

- ステージのLEDライトは、ダイヤルで明るさを調整できます
- 観察用ルーペにもライト付き(ON-OFFスイッチ)
- カウンターペンを押すと音が鳴り、カウント間違いを防ぎます
- カウントを間違えた場合も、アップダウンボタンで簡単に修正できます




- カウント表示：3桁デジタル表示(0~999)
- 光源：LED
- ルーペ倍率：3.9倍
- 電源：(本体)AC100V、50/60Hz、(ルーペライト)LR1130電池×4個
- 本体サイズ：(J-2)W255×D210×H160mm、(J-3)W360×D300×H180mm

製品番号	製品名	対応シャーレ サイズ(mm)	価格(税抜)
BC-HCC-J2	コロニーカウンター J-2	φ 50~90	¥46,000
BC-HCC-J3	コロニーカウンター J-3	φ 50~150	¥72,000

ストマッカー用検査バッグ

食品の細菌検査用に最適なストマッカー袋

- フィルター付きタイプは、食品残渣が混ざるのを防ぎます
- 書き込みスペースあり
- ガンマ線滅菌済
- サイズ：190×300mm



10%
OFF

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-STB0500F	フィルター付き	500枚	¥13,500	¥12,100
BC-STB0500N	フィルター無し	500枚	¥9,600	¥8,600

ガラス管

高品質なのに低価格を実現したガラス管
検査用に適しています



- きれいなラウンドで
目視でもはっきり確認できます
- 均一な厚み
- 肉厚でしっかり

ポイント!

30%
OFF

製品番号	サイズ(mm)	容量(ml)	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
CLT-1275GS	φ 12 × 長さ75 × 厚さ0.8	5	1,000本	¥8,000	¥5,600
CLT-1275GSM			250本	¥2,600	¥1,800
CLT-1310GS	φ 13 × 長さ100 × 厚さ0.8	7	1,000本	¥12,000	¥8,400
CLT-1310GSM			250本	¥3,900	¥2,700
CLT-1610GS	φ 16 × 長さ100 × 厚さ1.0	10	1,000本	¥20,000	¥14,000
CLT-1610GSM			250本	¥6,500	¥4,500
CLT-1815GS	φ 18 × 長さ150 × 厚さ1.0	25	1,000本	¥26,000	¥18,200
CLT-1815GSM			100本	¥3,300	¥2,300

●φ12・φ13・φ16mm：250本×4箱 ●φ18mm：100本×10箱

ライトボックス

- コンパクト設計で持ち運び自由自在
- プレート・シャーレ・ゲル・スライドガラスなどのどの部分でも均等に照射します
- 長時間連続点灯しても表面温度が上がりにせん



ペン型電子式コロニーカウンター

- 油性マジックを使用して
マーキングと同時にカウントができます
- 本体は軽く、持ちやすいデザインで、
長時間の作業でも疲れません
- スタンド付き

手押しでも使用可

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
① BC-166021	ライトボックス	1台	¥32,000
② BC-HD15092D	ワイドビュースタンドルーペ	1台	¥23,000
③ BC-HD15092A	コロニーカウンター	1台	¥45,000
④ BC-HD15092P	交換用マジックペン	6本	¥4,000

シャーレラック 009

φ90mmシャーレ×12枚 対応

- 深型シャーレ5枚×2列、または浅型シャーレ6枚×2列
- 積み重ねても横ズレしにくい構造で、運搬・保管に便利
- 全高が低いので冷蔵庫やインキュベーターにもそのまま収納



積み重ねても
しっかりホールド



- サイズ(W/D/H)：約210×100×130mm
- 材質：ステンレス SUS304
- オートクレーブ可能

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-SSTR009	シャーレラック009	1個	¥4,800

小型低温恒温器

3℃~65℃の幅広い温度設定

- コンパクトボディで25リットル
- マイコン制御+アルミ5面自然対流方式により
庫内各部の温度分布が均一に保たれます
- ペルチェ素子を使用し、庫内温度変動がわずかに
- 電気配線接続孔を標準装備

10%
OFF



- 内容積：25L
- 温度範囲：3℃~65℃(1℃単位)
- 外形寸法：W345×D445×H477mm
- 庫内寸法：W265×D260×H360mm



製品番号	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-SLC25A	¥153,000	¥137,700

600種類以上の**試薬**を取り揃えています。
詳しくはホームページをご確認ください。



X-GLUC



GUS発現解析用基質



O=C(O)[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)O[C@H]2c3c[nH]c4ccc(Cl)c(Cl)c43)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

植物における
組換え遺伝子の
選択マーカー

CAS:114162-64-0 C₂₀H₂₆BrClN₂O₇ = 521.8
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt
＜98% by TLC and NMR＞

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BC-GLUC100	X-Gluc	100mg	¥23,000
BC-GLUC500		500mg	¥45,000
BC-GLUC1000		1g (500mg × 2)	¥74,000
BC-GLUC5000		5g	¥210,000

研究用試薬



製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-403400081	クマシーブリリアントブルー G250	10g	¥15,700
BR-403400082		25g	¥23,100
BR-403400121	クマシーブリリアントブルー R250	10g	¥12,100
BR-403400122		25g	¥22,800
BR-403400163	クリスタルバイオレット	25g	¥45,400
BR-403400161		100g	¥62,800
BR-401400341	クリスタルバイオレット溶液 1%	100mL	¥8,900
BR-304300011	クリスタルバイオレット溶液 2%	100mL	¥23,200
BR-304300013		500mL	¥30,700
BR-217700311	サフラニンO-対比染色液	100mL	¥13,100
BR-217700312		500mL	¥28,900
BR-418000161	ローズアニリン塩酸塩(フクシン)	5g	¥15,800
BR-418000162		25g	¥20,500
BR-217700231	ヘマトキシリン	25g	¥35,000
BR-217700232		50g	¥62,900
BR-217700151	エオシンY ナトリウム塩	100g	¥30,000
BR-217700351	エオシンY 染色液	500mL	¥22,000
BR-217700361	ギムザ染色液 (アズール、エオシン及びメチレンブルー混合物)	250mL	¥15,200
BR-217700362		500mL	¥22,600
BR-413400001	メチレンブルー	100g	¥28,000
BR-413400002		500g	¥81,500
BR-401400231	メチレンブルー溶液 1%	500mL	¥13,500
BR-217700031	アルシアンブルー	50g	¥161,600
BR-217700041	アリザリンレッドS	25g	¥58,000
BR-217700042		100g	¥101,100
BR-217700102	コンゴーレッド	20g	¥15,000
BR-217700101		100g	¥33,600
BR-217700241	ライトグリーンSF	25g	¥44,000
BR-401400512	トリバンプルー 0.4%溶液	1.5mL × 10	¥15,200
BR-401400511		100mL	¥6,700

形質転換体のスクリーニングに最適

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-215300301	X-Gal	100mg	¥12,700
BR-215300303		1g	¥18,500
BR-215300304		5g	¥63,000
BR-215300571	IPTG	1g	¥9,300
BR-215300573		5g	¥27,900
BR-215300574		10g	¥49,100
BR-404000761	D-ルシフェリン カリウム塩	50mg	¥20,000
BR-404000763		250mg	¥47,400
BR-404000764		1g	¥105,300

カルシウムキレート剤

CAS:67-42-5		C ₁₄ H ₂₄ N ₂ O ₁₀ =380.35	
製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-405000281	EGTA 分子生物学グレード	10g	¥15,700
BR-405000287		25g	¥32,000
BR-405000283		100g	¥75,700
BR-401201291	EGTA buffer 100mM, pH7.4, Sterile	50mL	¥16,600
BR-401201292		100mL	¥28,700
BR-405200081	EGTA buffer 0.5M, pH8.0, Sterile	50mL	¥18,500
BR-405200082		100mL	¥31,000
BR-401212661	EGTA buffer 0.5M, pH8.0, DNase/RNase-free	50mL	¥21,600
BR-401212662		100mL	¥37,200
BR-401201271	EGTA buffer 1M, pH7.4, Sterile	50mL	¥19,400
BR-401201272		100mL	¥28,400
BR-401201281	EGTA buffer 1M, pH8.0, Sterile	50mL	¥19,400
BR-401201282		100mL	¥28,400



還元剤、緩衝剤 etc.

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-416200081	PBS, 1X, pH7.4, Sterile	100mL	¥5,500
BR-416200082		500mL	¥9,400
BR-401201241	PBS, 10X, pH7.4, Sterile	500mL	¥14,300
BR-401201242		1L	¥27,300
BR-401210741	TBS, 1X, pH7.4, Endotoxin-free	100mL	¥9,000
BR-401210742		500mL	¥15,200
BR-401250381	Tris Acetate, 1M, Sterile, pH7.5	100mL	¥10,500
BR-401250382		500mL	¥15,000
BR-401208301	HBSS with HEPES, Sterile	500mL	¥16,800
BR-401208302		1L	¥29,600
BR-401208401	HEPES/バッファー 1M, pH8.0, Sterile	100mL	¥18,400
BR-401208402		500mL	¥31,500
BR-408200084	HEPES/バッファー 1M, pH7.4, DNase, RNase, and Protease-free	100mL	¥20,100
BR-408200082		500mL	¥36,100
BR-416200411	PIPES/バッファー 1M, pH7.0	100mL	¥12,200
BR-416200413		500mL	¥31,000
BR-413200761	MES/バッファー 0.5M, pH5.0	100mL	¥14,900
BR-413200763		500mL	¥39,000
BR-404001201	DL-ジチオトレイトール(DTT)	5g	¥25,800
BR-404001203		25g	¥64,900
BR-420000601	テトラメチルエチレンジアミン (TEMED)	25mL	¥14,400
BR-420000602		50mL	¥22,500

呈色基質 抗生物質

スクリーニングや
植物組織培養、微生物培養に最適

ペニシリン系抗生物質

CAS:4800-94-6		C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O ₆ S·2Na=422.4	USP Grade
製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BC-CAR5	カルベニシリン	5g	¥14,800
BC-CAR25	二ナトリウム塩	25g	¥68,000

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-401100324	アンピシリン ナトリウム	5g	¥10,400
BR-401100321		25g	¥30,500
BR-401100631	アンピシリン ナトリウム 溶液 100mg/mL, Sterile	25mL	¥18,600
BR-401100632		50mL	¥27,200
BR-401207231	アンピシリン ナトリウム 溶液 50mg/mL, Sterile	25mL	¥15,000
BR-401207232		50mL	¥24,700
BR-420100121	チメンチン (チカルシリン:クラブラン酸カリウム =15:1 合剤)	2g	¥16,000
BR-420100123		10g	¥65,000
BR-420100124		25g	¥137,300
BR-401100591	チメンチン溶液 50mg/mL	20mL	¥10,400
BR-401100593		100mL	¥19,600

植物研究用試薬


植物ホルモン(サイトカイニン)

CAS:1673-39-4		C ₁₀ H ₁₃ N ₅ O=219.24	
製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-306310191	trans-ゼアチン	50mg	¥28,200
BR-306310192		100mg	¥48,000
BR-306310193		250mg	¥89,700

植物ホルモン(合成サイトカイニン)

CAS:51707-55-2		C ₉ H ₈ N ₄ O ₅ =220.25	
製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-306310181	チジアズロン(TDZ)	100mg	¥21,900
BR-306310182		250mg	¥57,300

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-306310141	カイネチン	1g	¥11,900
BR-306310142		5g	¥21,600
BR-306310143		10g	¥39,000
BR-306330021	カイネチン溶液 1mg/mL, Sterile	100mL	¥7,800
BR-306330022		500mL	¥11,900
BR-306310051	6-ベンジルアミノプリン(6-BAP)	5g	¥17,200
BR-306310052		25g	¥40,600
BR-306310101	インドール-3-酢酸(IAA)	5g	¥8,100
BR-306310103		25g	¥19,500
BR-306310111	インドール-3-酪酸(IBA)	5g	¥7,200
BR-306310112		25g	¥25,300
BR-306310161	ナフタレン酢酸(NAA)	25g	¥12,700
BR-404500164	ジカンバ(MDBA)	100mg	¥30,000
BR-404500161		250mg	¥36,700
BR-306310177	アブシシン酸(ABA)	100mg	¥21,300
BR-306310171		250mg	¥29,700
BR-306320075	グルホシネートアンモニウム (Basta)	100mg	¥20,100
BR-306320074		250mg	¥35,700
BR-306320071		1g	¥107,900



製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-407100261	G418 硫酸塩	1g	¥18,200
BR-407100262		5g	¥60,200
BR-411100001	カナマイシン 一硫酸塩	1g	¥7,600
BR-411100002		5g	¥13,000
BR-411100005		50g	¥65,100
BR-407100201	ゲンタマイシン 硫酸塩	5g	¥16,000
BR-407100202		10g	¥28,000
BR-407100203		25g	¥48,000
BR-419100001	スペクチノマイシン 二塩酸塩 五水和物	5g	¥23,100
BR-419100002		10g	¥40,400
BR-419100003		25g	¥71,300
BR-401210471	スペクチノマイシン 二塩酸塩 溶液 50mg/mL, Sterile	10mL	¥11,400
BR-401210472		25mL	¥23,000
BR-401210473		50mL	¥38,200
BR-419100044	ストレプトマイシン 硫酸塩	25g	¥19,300
BR-419100042		100g	¥28,000
BR-419100043	クロラムフェニコール	250g	¥85,200
BR-403100164		5g	¥9,700
BR-403100165		25g	¥11,400
BR-403100162	リファンピシン	100g	¥38,100
BR-418100121		1g	¥16,300
BR-418100122		5g	¥35,200


培地、ゲル

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BR-306300583	ムラシゲスクーグ培地(MS培地)	25L用	¥9,300
BR-306300584		50L用	¥16,500
BR-306300585		100L用	¥31,900
BR-306302042	修正MS培地 (硝酸アンモニウム、 硝酸カリウム、塩化カルシウム の濃度を半分に調整)	25L用	¥13,400
BR-306302043		50L用	¥22,300
BR-306300282	ガンボーグB5培地	25L用	¥10,600
BR-306300283		50L用	¥17,900
BR-401000721	Phytoagar™ (植物組織培養用Agar)	500g	¥38,400
BR-401000722		1kg	¥68,600

形質転換用試薬

試験研究用

SILWET L-77 シルウェット



- 特長
- ①SILWET L-77は、ポリエーテル変性シリコーン(トリシロキサンエトキシレート)です。

②優れた界面活性効果により植物の撥水性を低下させ、遺伝子を導入するアグロバクテリウムを感染しやすくします。

製品番号	製品名	容量	価格(税抜)
BMS-SL7755	SILWET(シルウェット) L-77	55ml	¥8,800

手軽に使える植物育成培養容器

プラントボックス

オートクレーブ可

植物の組織培養などの無菌栽培、スプラウトや観賞用植物の栽培に最適です。

売れてます！

特長

滅菌可能

エチレン回避

密閉調節

高さ調整

通気穴

仕様

製品名	プラントボックス		プラントボックススペーサー
内容	上部容器(Outer Box)	下部容器(Bottom Box)	スペーサー(Spacer)
サイズ	φ87×75mm(突起部除く) /突起部:φ11×7mm	φ87×46.5mm	φ87×55mm (有効高:45mm)
容量	250ml	180ml	190ml
製品番号 & 価格(税抜) キャンペーン価格	BC-PB851-1 (1セット) BC-PB851-10 (10セット) BC-PB851-50 (50セット)	¥1,400 ¥1,120 ¥13,000 ¥10,400 ¥60,000 ¥48,000	BC-PB851S-1 (1個) BC-PB851S-10 (10個) BC-PB851S-50 (50個)

20% OFF

ピッタリサイズの綿球約500個入をご用意！

製品番号 BC-120-7141
製品名 綿球50
内容 直径10mm 50g/ 1袋
価格(税抜) ¥600

インセクトブリーディングスクエアディッシュ

15% OFF

植物と昆虫の共生カルチャー

■ 極小昆虫とその天敵の育成と観察のためにデザインされています

■ 通気孔により優れた空気循環と適度な湿度コントロールが可能

■ メッシュ素材: ナイロン

■ 未滅菌

製品番号	素材	通気孔位置	外寸(mm)	内寸(mm)	メッシュ孔サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-310075	PS	フタ	72×72×100	65.4×65.4×98.2	φ40	120個(4個×30)	¥50,000	¥42,500
SPL-310075-40						40個(4個×10)	¥18,500	¥15,700
SPL-310076	PS	底面	72×72×100	65.4×65.4×98.2	φ40	120個(4個×30)	¥50,000	¥42,500
SPL-310076-40						40個(4個×10)	¥18,500	¥15,700
SPL-310077	PS	3面	72×72×100	65.4×65.4×98.2	φ40	120個(4個×30)	¥72,000	¥61,000
SPL-310077-40						40個(4個×10)	¥26,400	¥22,400
SPL-310074	PP	フレーム				60個	¥4,000	¥3,200

インセクトブリーディングディッシュ

20~23% OFF

虫が逃げるのを防ぎながら換気を行います

■ メッシュ素材: ナイロン

■ 未滅菌

製品番号	素材	外寸(mm)	内寸(mm)	メッシュ孔サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-310050	PS	50×15	50.0×11.9	φ13.2	200個(20個×10)	¥18,000	¥14,400
SPL-310050-100					100個(20個×5)	¥11,000	¥8,800
SPL-310201	PS	100×20	94.6×18.6	φ40	200個(10個×20)	¥16,000	¥12,800
SPL-310201-100					100個(10個×10)	¥9,500	¥7,600
SPL-310102	PS	100×40	94.3×38.2	φ40	200個(5個×40)	¥64,000	¥51,000
SPL-310102-100					100個(5個×20)	¥34,000	¥26,000
SPL-310122	PP	120×80	(カップ)103×78.6 (フタ)101×10.2	φ40	400個	¥68,000	¥52,000
SPL-310122-100					100個	¥19,000	¥14,800

インキュティッシュ

20~23% OFF

植物育成用角型容器
専用フレーム(SPL-310074)を用いることにより大きく成長した植物に対応できます

製品番号	素材	滅菌	外寸(mm)	内寸(mm)	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-310070	PS	○	72×72×100	65.4×65.4×98.2	120個(4個×30)	¥34,000	¥26,000
SPL-310070-40					40個(4個×10)	¥12,500	¥10,000
SPL-310071	PC	未滅菌	72×72×100	65.4×65.4×98.2	120個(4個×30)	¥74,000	¥58,000
SPL-310071-40					40個(4個×10)	¥26,000	¥20,800
SPL-310072	PP	未滅菌	72×72×100	65.4×65.4×98.2	120個(4個×30)	¥24,000	¥19,000
SPL-310072-40					40個(4個×10)	¥9,000	¥7,200
SPL-310074	PP	未滅菌	フレーム		60個	¥4,000	¥3,200

省スペース

■ カップとフタの接合部にエンボス加工

■ SPL-310070: ポリスチレン / ガンマ線滅菌済み

■ SPL-310071: ポリカーボネート / オートクレーブ可能

■ SPL-310072: ポリプロピレン / オートクレーブ可能

※SPL-310072は専用フレームが使用できません。

プラントカルチャーボトルⅡ

小さな植物や小苗木の育成、カルスなどの培養に最適

■ スクリューキャップ式

■ 汚染削減構造

■ 耐破損性に優れたポリカーボネート製

■ オートクレーブ可能

省スペース

20% OFF

製品番号	容量(ml)	外寸(mm)	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-310501	500	115×115×140	10個	¥10,000	¥8,000

プラントマイクロピンセット

花の掛け合わせや芽生えの選抜等、細かい作業に最適

■ ピンセットの先端が細い！細かい作業に最適！

■ 先端の幅を自由に調節(0-4.5mm)できます

■ O-リング付きのため、しっかりとしたグリップング！

■ スイス製ピンセット

■ 本体：ステンレス製

15% OFF

製品番号	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BMS-TW5LSA	1本	¥13,800	¥11,700

ファイトヘルス

植物育成培養容器

■ 省スペースなスタックブル機能

■ カップとフタの接合部はエンボス加工されており、密着性に優れています

■ 積み重ねて使用できます

■ カップとフタは別包装

■ SPL-310121は深みのあるフタです

■ オートクレーブ可能

20~25% OFF

個々の植物の培養の為にデザインされています

製品番号	外寸(mm)	内寸(mm)	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-310120	120×80	(カップ)103×78.6 (フタ)101×10.2	400個	¥42,000	¥31,500
SPL-310120-100			100個	¥11,500	¥9,200
SPL-310121	120×110	(カップ)103×78.6 (フタ)101×32.5	400個	¥49,000	¥36,500
SPL-310121-100			100個	¥13,000	¥10,400

PP製

SPL-310120

SPL-310121

デジタル照度計

JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計

■ 校正証明書、トレーサビリティ証明書等の発行可能

■ 0.0ルクスから40000ルクスのワイドレンジ

製品番号	価格(税抜)
BC-CANA-0010	¥33,000

●測定範囲: 0.0~40,000 lx

●測定周期: 2回/秒

●液晶表示: 5桁

●電源: 単4形乾電池×2本

プラントカルチャーディッシュ

小さな植物組織培養のためにデザインされています

15~20% OFF

優れた空気循環

使いやすい平坦性

汚染削減構造

製品番号	素材	外寸(mm)	滅菌	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-10090	PS	90×15	○	500個(10個×50)	¥19,000	¥16,100
SPL-10090-100				100個(10個×10)	¥5,000	¥4,200
SPL-10091	PS	90×20	○	200個(10個×20)	¥12,000	¥10,200
SPL-10091-100				100個(10個×10)	¥7,200	¥6,100
SPL-10100	PS	100×15	○	500個(10個×50)	¥27,000	¥22,900
SPL-10100-100				100個(10個×10)	¥6,500	¥5,500
SPL-310200	PS	100×20	○	200個(10個×20)	¥27,000	¥21,600
SPL-310200-100				100個(10個×10)	¥15,000	¥12,000
SPL-310100	PS	100×40	○	200個(5個×40)	¥39,000	¥31,000
SPL-310100-100				100個(5個×20)	¥21,000	¥16,800
SPL-310101	PP	100×40	未滅菌	200個(5個×40)	¥25,000	¥20,000
SPL-310101-100				200個(5個×20)	¥14,000	¥11,200

クリスタルグレードポリスチレン採用

SPL-310101

SPL-310200

SPL-310100

分光式カラースペクトロマスター

(分光照度計)

■ PPFD値が表示可能

■ 超軽量! たったの230g

■ 簡単操作でLED照明も計測可能

波形が見やすい!

●測定範囲 定常光: 1~200,000 lx
フラッシュ光: 20~20,500 lx・s
PPFD値: 0~9999.9 μmol/m²s

●測定波長範囲: 380~780nm

製品番号	価格(税抜)
BC-SMC7000	¥320,000

シードスプーン

シロイヌナズナ種子専用分注スプーン

■ 貴重な種子の無駄遣いがなくなります

■ 使いやすい50粒タイプ、200粒タイプの2種類

■ 理化学研究所との共同開発商品です

10% OFF

種子の無駄使い防止に一手

シロイヌナズナ

正確に分注

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BMS-SS50	50粒	2本	¥10,000	¥9,000
BMS-SS200	200粒	2本	¥14,000	¥12,600
BMS-SS50/200	50粒/200粒	各1本	¥12,000	¥10,800