


smartSpatula®

スプーン・ストロー・杓子が一体になった
便利なスパチュラ



- 粉末・顆粒の試薬の分注に最適
- 液体窒素で凍らせたサンプルにも使用できます
- 中空構造で熱いまたは冷たい液体の移送にも適しています
- FDA食品規格に準拠



製品番号	仕様	スプーンサイズ (長さ×幅)	入数	価格(税抜)
① BC-500021	マイクロ/帯電防止	—	300本	¥6,800
② BC-800021	ショート	25×14mm	300本	¥10,000
③ BC-300021	スタンダード/ブルー	25×14mm	300本	¥9,800
④ BC-400021	スタンダード	25×14mm	300本	¥9,300
⑤ BC-700021	スタンダード/滅菌済	25×14mm	100本	¥35,000
⑥ BC-526021	スタンダード/滅菌済※	25×14mm	100本	¥42,000
⑦ BC-600021	マクロ/グリーン	42×23.5mm	150本	¥11,000

※Non-Toxic / Non-Pyrogenic


手で簡単に切れる! パラフィンテープ ラボピタ



ポイント!

- 耐薬品性&防湿性に優れています
- 剥離紙がなく、ゴミが出ません
- 伸縮性が良く、密閉しやすい自己融着フィルム

20% OFF



20mm幅は
試験管の口にピッタリ



伸び~る

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-2001PT	20mm幅	1巻	¥1,000	¥800
BC-2005PT	×長さ30M	1箱(5巻)	¥4,000	¥3,200
BC-5001PT	50mm幅	1巻	¥2,200	¥1,760
BC-5002PT	×長さ30M	1箱(2巻)	¥3,400	¥2,720

滅菌計量ボート

NEW

汚染の懸念を払しょくする、滅菌済みの秤量皿

- クリーンルーム内で製造・梱包、電子線滅菌済
- 帯電防止ポリスチレン製
- 滑らかな表面で、サンプルの損失を最小限に
- 希酸、弱酸、塩基、アルコールに耐性
- ボートを曲げて注ぎ口をつくれます
- 温度範囲: -10~70°C
- カラー: ホワイト



BC-B017021

- ボート外形寸法:
- BC-B088021 四角・S 46×46×8mm
- BC-B017021 四角・M 84×84×24mm
- BC-B188021 六角・S 38×25×9mm
- BC-B288021 六角・M 64×51×20mm

製品番号	形状	サイズ	容量	入数	価格(税抜)
BC-B088021	四角	S	10mL	200枚(5枚×40)	¥13,800
BC-B017021	四角	M	85mL	200枚(5枚×40)	¥18,000
BC-B188021	六角	S	6mL	200枚(5枚×40)	¥13,500
BC-B288021	六角	M	46mL	200枚(5枚×40)	¥16,800

液体計量ボート

注ぎ口と持ち手により安全に注げます

- FDA食品グレードのポリスチレン製
- 希酸、弱酸、塩基、アルコールに耐性
- 強度と安定性に優れた0.45mm厚
- カラー: ホワイト



NEW

製品番号	容量	外形寸法(mm)	入数	価格(税抜)
BC-B098021	50mL	92×76×43	200枚(5枚×40)	¥11,800
BC-B198021	100mL	107×91×47	200枚(5枚×40)	¥16,500
BC-B298021	200mL	148×117×51	200枚(5枚×40)	¥21,500

メジャーカップ ワイド

内側からも読み取れる目盛り表示

- 電子レンジにも対応した計量カップ
- 上からのぞいても見やすい、はっきり目盛り
- 熱い液体も安心して取り扱える、取っ手付き



製品番号	実用容量	幅/奥行	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HCMJW200	200mL	118/81mm	87mm	81mm	¥1,200
BC-HCMJW500	500mL	150/105mm	120mm	105mm	¥1,700

静電気対策PPシート

ポリプロピレンに帯電防止剤を配合したシート
計量作業の下敷きや合紙に便利



カット

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)
BC-ASPPA4	ライトグリーン	10枚	¥2,000

シートサイズ: 200×300×厚み0.38mm

パラフィルム

- 材質: パラフィン
- 使用温度範囲: 7~32°C

研究室の必需品! 伸び縮み自在!
気密性に優れています

- 様々な形状に適合できます
- 検体や薬品を侵しません
- 無色半透明で無毒性です



10% OFF

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
① BMS-671101	パラフィルム 4"×125フィート	1個	¥4,150	¥3,730
② BMS-671102	パラフィルム 2"×250フィート	1個	¥4,500	¥4,050

パラフィルムディスペンサーセット



ABS製

10% OFF

- 簡単に引き出せ、カットもスムーズ
- 2インチ幅で2巻、4インチ幅で1巻を収納可能
- カッターの刃は交換可能

パラフィルム
(4インチ)が
もれなく1巻
ついてくる!

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-B525432S	ABS樹脂製パラフィルムディスペンサーセット	1台	¥13,500	¥12,100
BC-R525432	交換用 替刃 (BC-B525432S用)	5個	¥2,000	



アクリル製

- 2インチ幅で2巻、4インチ幅で1巻を収納
- 安全設計でカッターから手を守ります
- フィルムを簡単に切り離せます
- 残量が確認しやすい透明アクリル製

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)
BC-425432	アクリル製パラフィルムディスペンサー	1台	¥22,000

デュアルスクープ

PS製

バランスポートとしても
杓子としても利用可能な便利グッズ

- 防水性のある【帯電防止】ポリスチレン製
- 計量の時は平らなまま利用
- 端の穴にもう一方の端を挿し込めば、杓子に早変わり



- Lサイズ: 90×127mm
- Sサイズ: 63×127mm



L / ホワイト

S / ホワイト

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)
BC-656021	L / ホワイト	100枚	¥4,400
BC-756021	S / ホワイト	100枚	¥4,000

丸型アルミシート

使いやすいサイズに丸く
カットされている
人気商品!

- 丸型シートのため、ビーカー、フラスコにフィット
- サイズはφ120とφ150の2種類
- フィットするから無駄がなく使用できます
- 1回ごとの切断は不要で、すぐに使えます

10% OFF



オートクレープ、
乾熱滅菌作業に

試験管、ビーカー、
フラスコ等の蓋

粉末の分注作業に

シャーレ、ガラス管、
ガラス瓶の遮光に

製品番号	製品名・仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BMS-ALS120	丸型アルミシートφ120mm	500枚	¥3,800	¥3,420
BMS-ALS150	丸型アルミシートφ150mm	500枚	¥4,800	¥4,320



10% OFF

ビーカー

耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラス製

- 口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口です
- 目安目盛り付き

製品番号	容量	胴外径	高さ	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-HB10	10mL	30mm	40mm	¥680	¥610
BC-HB20	20mL	34mm	45mm	¥760	¥680
BC-HB30	30mL	42mm	50mm	¥680	¥610
BC-HB50	50mL	46mm	61mm	¥530	¥470
BC-HB100	100mL	55mm	73mm	¥500	¥450
BC-HB200	200mL	67mm	90mm	¥560	¥500
BC-HB300	300mL	78mm	105mm	¥680	¥610
BC-HB500	500mL	92mm	121mm	¥1,020	¥910
BC-HB1L	1000mL	110mm	151mm	¥1,960	¥1,760
BC-HB2L	2000mL	135mm	203mm	¥5,250	¥4,720
BC-HB3L	3000mL	153mm	225mm	¥9,080	¥8,170
BC-HB5L	5000mL	180mm	280mm	¥15,470	¥13,920
BC-HB10L	10000mL	230mm	360mm	¥32,270	¥33,540

高品質な耐熱ガラス「HARIO Glass®」 おすすめする、これだけの理由

- 低膨張の耐熱ガラスで、「ほうけい酸ガラス-1」の規格
- 耐熱性、耐薬品性に優れています
- ピュアな素材で、有害な重金属を一切使用していません
- 安心して化学分析にご使用できます
- 底面のガラスの厚みにムラがでにくく均一です
- キレの良い注ぎ口で、劇薬などの取り扱いの際にも安心です
- 安心の日本製(一部の製品を除く)

コニカルビーカー

くびれたネック形状により、攪拌操作に適しています



- 持ちやすく、試料の混合がしやすい形状です
- 目安目盛り付き

10% OFF

製品番号	容量	最小外径	最大外径	高さ	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-HCB50	50mL	32mm	50mm	71mm	¥840	¥750
BC-HCB100	100mL	39mm	59mm	92mm	¥840	¥750
BC-HCB200	200mL	43mm	74mm	112mm	¥900	¥810
BC-HCB300	300mL	47mm	85mm	132mm	¥1,020	¥910
BC-HCB500	500mL	56mm	99mm	146mm	¥1,570	¥1,410
BC-HCB1L	1000mL	76mm	115mm	177mm	¥3,830	¥3,440
BC-HCB2L	2000mL	96mm	150mm	230mm	¥9,500	¥8,550

トールビーカー

細長い形状なので持ちやすく、
加熱時の吹きこぼれや蒸発を抑えます



- 注ぎやすく液だれしにくい注ぎ口です
- 目安目盛り付き

10% OFF

製品番号	容量	胴外径	高さ	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-HTB50	50mL	44mm	75mm	¥840	¥750
BC-HTB100	100mL	50mm	90mm	¥840	¥750
BC-HTB200	200mL	60mm	111mm	¥900	¥810
BC-HTB300	300mL	65mm	135mm	¥1,030	¥920
BC-HTB500	500mL	77mm	150mm	¥1,570	¥1,410
BC-HTB1L	1000mL	100mm	195mm	¥3,850	¥3,460
BC-HTB2L	2000mL	122mm	240mm	¥9,000	¥8,100
BC-HTB3L	3000mL	135mm	300mm	¥10,500	¥9,450

三角フラスコ

液体の攪拌に適した形状です

- ネットが細いので、内容物が飛び散りにくい
- 口部は耐久性のある肉厚加工が施されています
- 目安目盛り付き



10% OFF

耐熱ねじ口三角フラスコ

フタ(パッキン)付で、持ち運びや保存に便利です

- 目安目盛り付で、内容物の容量が一目でわかります
- フタ材質: PBT樹脂 / パッキン材質: シリコーンゴム



10% OFF

製品番号	容量	ねじ規格	最大外径	高さ	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-HNSF100	100mL	GL-25	64mm	110mm	¥4,000	¥3,600
BC-HNSF250	250mL	GL-32	85mm	147mm	¥4,100	¥3,690
BC-HNSF500	500mL	GL-32	105mm	185mm	¥4,690	¥4,220
BC-HNSF1L	1000mL	GL-32	131mm	225mm	¥5,940	¥5,340

耐熱ねじ口瓶(透明)

薬品の保存や運搬に便利な保存瓶

- 目安目盛り付で容量がわかりやすい
- ねじ規格(GL)採用で、お好みのフタに付け替え可能
- 口部には液だれしにくい「液切れリング」付
- フタはパッキンレスでコンタミリスクを抑えます



10% OFF

製品番号	容量	ねじ規格	胴外径	高さ	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-HNBO50	50mL	GL-32	46mm	91mm	¥1,410	¥1,260
BC-HNBO100	100mL	GL-45	56mm	105mm	¥1,290	¥1,160
BC-HNBO250	250mL	GL-45	70mm	143mm	¥1,430	¥1,280
BC-HNBO500	500mL	GL-45	86mm	181mm	¥1,950	¥1,750
BC-HNBO1L	1000mL	GL-45	101mm	230mm	¥2,500	¥2,250
BC-HNBO2L	2000mL	GL-45	136mm	265mm	¥6,000	¥5,400
BC-HNBO3.8L	3800mL	GL-45	160mm	320mm	¥19,170	¥17,250
BC-HNBO5L	5000mL	GL-45	181mm	336mm	¥25,000	¥22,500

効率よく攪拌を行う「バッフル付」に加工できます

製品番号	容量	口部内径	最大外径	高さ	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-HSF20	20mL	約19mm	38mm	58mm	¥1,400	¥1,260
BC-HSF30	30mL	約19mm	46mm	65mm	¥1,400	¥1,260
BC-HSF50	50mL	約20mm	54mm	81mm	¥780	¥700
BC-HSF100	100mL	約22mm	66mm	102mm	¥780	¥700
BC-HSF200	200mL	約28mm	80mm	126mm	¥810	¥720
BC-HSF300	300mL	約32mm	90mm	148mm	¥970	¥870
BC-HSF500	500mL	約38mm	108mm	171mm	¥1,430	¥1,280
BC-HSF1L	1000mL	約38mm	134mm	215mm	¥2,780	¥2,500
BC-HSF2L	2000mL	約44mm	172mm	270mm	¥9,500	¥8,550
BC-HSF3L	3000mL	約48mm	190mm	305mm	¥12,500	¥11,250
BC-HSF5L	5000mL	約52mm	234mm	330mm	¥21,000	¥18,900

共栓三角フラスコ

ガラス製の共栓が付属した三角フラスコです

- 口部は耐久性のある肉厚加工が施されています
- 目安目盛り付き



10% OFF

製品番号	容量	TS	最大外径	高さ	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-HTSF50	50mL	22	54mm	81mm	¥3,190	¥2,870
BC-HTSF100	100mL	22	66mm	102mm	¥3,080	¥2,770
BC-HTSF200	200mL	27	80mm	126mm	¥3,520	¥3,160
BC-HTSF300	300mL	27	90mm	148mm	¥3,850	¥3,460
BC-HTSF500	500mL	27	108mm	171mm	¥5,170	¥4,650
BC-HTSF1L	1000mL	38	134mm	215mm	¥9,900	¥8,910

平底フラスコ

計量や攪拌、培養に幅広く使用できます



- 口部は耐久性のある肉厚加工が施されています

10% OFF

製品番号	容量	首外径	球径	高さ	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-HHF50	50mL	20mm	53mm	105mm	¥1,070	¥960
BC-HHF100	100mL	20mm	65mm	126mm	¥1,070	¥960
BC-HHF200	200mL	25mm	80mm	155mm	¥1,250	¥1,120
BC-HHF300	300mL	26mm	93mm	180mm	¥1,420	¥1,270
BC-HHF500	500mL	28mm	108mm	210mm	¥2,080	¥1,870
BC-HHF1L	1000mL	34mm	135mm	260mm	¥3,720	¥3,340
BC-HHF2L	2000mL	38mm	170mm	325mm	¥11,060	¥9,950
BC-HHF3L	3000mL	40mm	200mm	370mm	¥16,000	¥14,400
BC-HHF5L	5000mL	52mm	230mm	460mm	¥24,750	¥22,270

耐熱ねじ口瓶(茶)

紫外線から内容物の劣化を抑える茶褐色瓶

- シルバーステンによる着色のため不純物の溶出の心配がありません
- 口部には液だれしにくい「液切れリング」付
- フタはパッキンレスでコンタミリスクを抑えます
- 目安目盛り付き



10% OFF

製品番号	容量	ねじ規格	胴外径	高さ	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-HNBB50	50mL	GL-32	46mm	91mm	¥2,660	¥2,390
BC-HNBB100	100mL	GL-45	56mm	105mm	¥3,030	¥2,720
BC-HNBB250	250mL	GL-45	70mm	143mm	¥3,580	¥3,220
BC-HNBB500	500mL	GL-45	86mm	181mm	¥4,650	¥4,180
BC-HNBB1L	1000mL	GL-45	101mm	230mm	¥5,940	¥5,340
BC-HNBB2L	2000mL	GL-45	136mm	265mm	¥12,100	¥10,890
BC-HNBB3.8L	3800mL	GL-45	160mm	320mm	¥33,550	¥30,190
BC-HNBB5L	5000mL	GL-45	181mm	336mm	¥45,000	¥40,500

V60レンジサーバー

フタをしたまま電子レンジOK

- 溶液を簡単に温めることができます
- 熱い液体も安心して取り扱える、取っ手付き
- 材質(フタ・ハンドルバンド): ポリプロピレン
- 目安目盛り付き



製品番号	実用容量	幅/奥行	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HXVD36B	360ml	130/107mm	106mm	85mm	¥1,000
BC-HXVD60B	600ml	137/121mm	128mm	85mm	¥1,100
BC-HXVD80B	800ml	143/132mm	145mm	85mm	¥1,200

耐熱ガラス製 片口ボウル

加熱や乾燥、調理にも活躍

- 持ちやすく、注ぎやすい片口ボウル
- 電子レンジや湯せんもOK
- スタッキングも可能です



製品番号	実用容量	幅/奥行	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HKB-10BK	100ml	86/82mm	50mm	82mm	¥550
BC-HKB-20BK	200ml	113/105mm	60mm	105mm	¥600
BC-HKB-40BK	400ml	137/131mm	70mm	131mm	¥700
BC-HKB-80BK	800ml	168/160mm	80mm	160mm	¥800

ステリテナープラス (液体輸送・保管容器)

NEW

培地や医薬品の保存・輸送に最適な滅菌バッグ

- ガンマ線滅菌済み(二重包装)
- 日本薬局方(JP)/米国薬局方(USP Class VI) 適合

ステリテナープラス 主な用途
 【輸送・保管】 培地、原薬、医薬品
 【培養】 バイオリアクターへの培地供給
 【調整】 粉体の溶解、培地の攪拌・調整
 【省スペース化】 【シングルユース化】



製品番号	容量	容器寸法	入数	価格(税抜)
BC-SR-05S	5L	190×190×190mm	10枚(個包装)	¥102,000
BC-SR-10S	10L	230×230×230mm	10枚(個包装)	¥104,000
BC-SR-20S	20L	285×285×285mm	10枚(個包装)	¥106,000



酸化を防ぐ保存容器 密閉容器 エバーロック

▶隙間を閉じて保存



- ✓ 粉末や、食品全般に
- ✓ 手軽なので毎日使いにぴったり
- ✓ フタも容器も丸洗いOK♪

「ダイヤルをひねる」だけ減圧パワーでフタと容器を強力に密着



容量	UVカット	グレー	サイズ	価格(税抜)
2.4L	BC-ANEL24U	BC-ANEL24G	外寸 14.5×14.5×18.0cm 内寸 14.0×14.0×11.5cm	¥5,200
1.5L	BC-ANEL15U	BC-ANEL15G	外寸 14.5×14.5×13.5cm 内寸 14.0×14.0×7.0cm	¥4,800
1.2L	BC-ANEL12U	BC-ANEL12G	外寸 10.5×10.5×20.5cm 内寸 9.5×9.5×14.0cm	¥3,900
0.6L	BC-ANEL06U	BC-ANEL06G	外寸 10.5×10.5×13.5cm 内寸 9.5×9.5×7.0cm	¥3,500
0.3L	BC-ANEL03U	BC-ANEL03G	外寸 10.5×10.5×9.0cm 内寸 9.5×9.5×4.5cm	¥3,200

※酸素や湿気の流入を完全に防ぐものではありません。

- 材質: フタ/ABS樹脂・シリコンゴム、容器/PC樹脂
- 耐熱温度: -20~+80℃

酸化の原因となる酸素や湿気を撃退



電池・電気不要

密閉キャニスター

フタの天面に透明窓の付いた密閉保存容器

- 食品の保存など多様にお使いいただけます
- 熱い液体も安心して取り扱える、取っ手付き
- フタはレバーを引上げて開ける仕様
- 本体材質: 耐熱ガラス
- フタ材質: ポリプロピレン・メタクリル樹脂
- フタパッキン材質: シリコンゴム



製品番号	満水容量	直径	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HMCNJ-200B	800ml	99mm	142mm	96mm	¥1,400
BC-HMCNJ-300B	1000ml	99mm	189mm	96mm	¥1,600

ビーカーサーバー

幅広い取っ手付き

- 幅広く平たいハンドルは、安定して持ちやすく、注ぎやすい形状です
- 目安目盛り付き



製品番号	実用容量	幅/奥行	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HBV300	300ml	125/89mm	105mm	89mm	¥1,300
BC-HBV600	600ml	130/90mm	152mm	90mm	¥1,700

耐熱ガラス製密閉保存容器 角

パッキンが付いていて、密閉性の高い保存容器です

- フタの空気弁を上へ引き上げると電子レンジでの使用が可能です
- 保存する場合は空気弁を下へ押し上げます

- 本体材質: 耐熱ガラス
- フタ材質: ポリプロピレン
- パッキン・空気弁材質: シリコンゴム



製品番号	満水容量	幅/奥行	高さ	価格(税抜)
BC-HKSTM-25TW	250ml	108mm	47mm	¥1,000
BC-HKSTM-60TW	600ml	138mm	62mm	¥1,200
BC-HKSTM-120TW	1200ml	167mm	77mm	¥1,600

ガラスの保存びん

大容量で長期保存にも便利

- パッキン以外はオール耐熱ガラスで外から中身の確認ができます
- 熱湯使用が可能
- 本体・フタ材質: 耐熱ガラス
- フタパッキン材質: シリコンゴム



製品番号	実用容量	直径	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HGHB1000	1000ml	110mm	165mm	73mm	¥2,500
BC-HGHB2000	2000ml	130mm	216mm	73mm	¥2,800

ボトルキャリアー

NEW

安全にガラスボトルを運べます

- ボトルを保持し、破損を防ぎます
- 耐薬品性に優れた、柔らかくプラスチック製
- 取り外しできるハンドル付き
- オートクレーブ可能(121℃)



4.5Lサイズ: 406×267×183mm
1.5Lサイズ: 254×165×114mm

製品番号	容量	カラー	価格(税抜)
BC-B319021	4.5L	青	¥23,500
BC-B819021	1.5L	緑	¥16,500

リードリング

- シェーカーやウォーターバス中でフラスコなどガラス容器/プラスチック容器を安定させます
- リングはビニールコーティング済



20% OFF

製品番号	仕様	容量(ml)	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-A2888	リードリング O型	125-500	¥6,200	¥5,580
BC-B2888		250-1000	¥6,800	¥6,120
BC-C2888		500-2000	¥8,000	¥7,200
BC-D2888	リードリング C型	1000-4000	¥8,800	¥7,920
BC-A1888		125-500	¥7,000	¥6,300
BC-B1888		250-1000	¥8,000	¥7,200
BC-C1888		500-2000	¥8,800	¥7,920
BC-D1888	1000-4000	¥9,400	¥8,460	

エコロセン ecolosen STOCK BAGS

抗菌 & 鮮度保持

特殊セラミックを混合した鮮度保持効果を有するフィルム



- 野菜、肉、魚などの食品、加工食品
- 穀類(米など)
- 生もの、乾燥試料


スティックジッパーで密封すればさらに便利に!

サンプルあります

使用方法

- ① 開いている袋の口を折り、中の空気を抜きます。(シワができないように水平にたたみます。)
- ② 先端を折口に差し込み、スライドします。(袋の折り込みが中心に来るようにします。)

スティックジッパー



- 材質: ポリプロピレン
- 耐熱温度: -20℃~+120℃(オートクレーブ不可)

差し込むだけらくらく密封

製品番号	製品名	サイズ	入数	価格(税抜)
BC-ECOL2	保存袋 エコロセンL	250×400mm	40枚(8枚×5)	¥1,450
BC-ECOL2SET	保存袋 エコロセンL スティックジッパー2号付	250×400mm	40枚+5本	¥2,400
BC-ECOL3	保存袋 エコロセンM	195×350mm	40枚(8枚×5)	¥1,300
BC-ECOL3SET	保存袋 エコロセンM スティックジッパー3号付	195×350mm	40枚+5本	¥2,200
BC-AL02	スティックジッパー2号	長さ:285mm(有効長:250mm)	10本	¥1,900
BC-AL03	スティックジッパー3号	長さ:225mm(有効長:190mm)	10本	¥1,800

卓上脱気シーラー

- 付属の集水タンクを利用すれば、水分のあるものでも安心して使用できます
- お湯を吸わせて内部の掃除もでき、清潔に使用できます
- パンや割れやすい煎餅など、柔らかいものにも使えます

※ビニール袋等で真空パックは可能ですが、袋自体が空気を通すため、時間の経過とともに空気が入ります。長時間の保存にはナイロン素材などの真空パック用の袋をご利用ください。




製品番号 BC-DUCKY 価格(税抜) ¥34,800

- シール寸法: 270×4mm
- 使用可能袋: 幅270mm、総厚み~0.18mm、平袋
- 真空能力: -60kPa
- 大きさ: W345×D165×H90mm
- 重量: 2.75kg
- 付属品: 集水タンク、チューブ(長・短)、タンクホルダー、ヒーター線、テフロンテープ等

クライオシール

-80℃ 耐性 ◇マジックボールペンや鉛筆で記入できます
□水やアルコールがかかっても剥がれません
凍結保存用シール

切れない!
破れない!



サンプル
差し上げます

↑ いろいろなシールをまとめて試せる
便利なサンプルシート

クライオシール 貼付けイメージ



20%
OFF

ノーマル(白)タイプ 四角 / 丸

1000枚 ちよみ得

製品番号	製品名	適合チューブ	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-S01500	チューブシール 0.2ml用	0.2ml	21×7	500枚	¥6,000	¥4,800
BC-S011000	チューブシール 0.2ml用	0.2ml	21×7	1000枚	¥8,100	¥6,480
BC-S02500	チューブシール 0.5/0.6ml用	0.5ml/0.6ml	27×12	500枚	¥6,000	¥4,800
BC-S021000	チューブシール 0.5/0.6ml用	0.5ml/0.6ml	27×12	1000枚	¥8,100	¥6,480
BC-S03500	チューブシール 1.2ml~2.0ml用	1.2ml~2.0ml	39×15	500枚	¥7,000	¥5,600
BC-S031000	チューブシール 1.2ml~2.0ml用	1.2ml~2.0ml	39×15	1000枚	¥10,000	¥8,000
BC-S04500	チューブシール 15ml/スライドガラス用	15ml/ スライドガラス	23×21	500枚	¥10,000	¥8,000
BC-S041000	チューブシール 15ml/スライドガラス用	15ml/ スライドガラス	23×21	1000枚	¥14,500	¥11,600
BC-S12500	チューブシール 0.2ml用 丸タイプ	0.2ml	φ6	500枚	¥4,000	¥3,200
BC-S121000	チューブシール 0.2ml用 丸タイプ	0.2ml	φ6	1000枚	¥7,000	¥5,600
BC-S13500	チューブシール 0.5/0.6ml用 丸タイプ	0.5ml/0.6ml	φ8	500枚	¥4,000	¥3,200
BC-S131000	チューブシール 0.5/0.6ml用 丸タイプ	0.5ml/0.6ml	φ8	1000枚	¥7,000	¥5,600
BC-S05500	チューブシール 1.2ml~2.0ml用 丸タイプ	1.2ml~2.0ml	φ9	500枚	¥4,000	¥3,200
BC-S051000	チューブシール 1.2ml~2.0ml用 丸タイプ	1.2ml~2.0ml	φ9	1000枚	¥7,000	¥5,600
BC-S08300	チューブシール 15ml用 丸タイプ	15ml	φ17	300枚	¥6,000	¥4,800
BC-S08600	チューブシール 15ml用 丸タイプ	15ml	φ17	600枚	¥8,100	¥6,480
BC-S09300	チューブシール 50ml用 丸タイプ	50ml	φ28	300枚	¥8,100	¥6,480
BC-S09600	チューブシール 50ml用 丸タイプ	50ml	φ28	600枚	¥12,000	¥9,600

カラータイプ 各100枚×5色 計500枚



15%
OFF

製品番号	製品名	適合チューブ	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-S015005C	チューブシール 0.2ml用 カラー	0.2ml	21×7	500枚	¥7,600	¥6,400
BC-S025005C	チューブシール 0.5/0.6ml用 カラー	0.5/0.6ml	27×12	500枚	¥8,100	¥6,800
BC-S035005C	チューブシール 1.2ml~2.0ml用 カラー	1.2~2.0ml	39×15	500枚	¥9,500	¥8,000
BC-S125005C	チューブシール 0.2ml用 丸タイプ カラー	0.2ml	φ6	500枚	¥5,700	¥4,800
BC-S055005C	チューブシール 1.2ml~2.0ml用 丸タイプ カラー	1.2~2.0ml	φ9	500枚	¥5,700	¥4,800

A4シートサイズ

シートサイズ
A4
(210mm×297mm)

レーザープリンターで印字可能なタイプのシールです

ホームページの専用Wordファイルから簡単に印刷ができます。
(弊社ホームページよりダウンロードできます)
注意:インクジェットプリンターでの印刷はできません。

製品番号	製品名	適合チューブ	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
BC-S01A4	A4チューブシール 0.2ml用 3240枚	0.2ml	21×7	3240枚×10シート	¥16,000
BC-S02A4	A4チューブシール 0.5/0.6ml用 1540枚	0.5ml/0.6ml	27×12	1540枚×10シート	¥13,500
BC-S03A4	A4チューブシール 1.2ml~2.0ml用 900枚	1.2ml~2.0ml	39×15	900枚×10シート	¥10,000
BC-S04A4	A4チューブシール 15ml/スライドガラス用 1040枚	15ml/スライドガラス	23×21	1040枚×10シート	¥13,000
BC-S05A4	A4チューブシール 1.2ml~2.0ml用 丸タイプ 3300枚	1.2ml~2.0ml	φ12	3300枚×10シート	¥14,500
BC-S08A4	A4チューブシール 15ml用 丸タイプ 1760枚	15ml	φ17	1760枚×10シート	¥13,000
BC-S09A4	A4チューブシール 50ml用 丸タイプ 700枚	50ml	φ28	700枚×10シート	¥11,000

凍結チューブオープナー

頑固に凍結したクライオチューブに
最適です!! ラクラク開封!

- 程よく角度のついた先端が
作業時に大きな威力を発揮します
- 計量コンパクトで携帯に便利



固っ!
を解決します

20%
OFF

製品番号	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-AC115	1個	¥4,900	¥3,900

樹脂製キャップオープナー

最大35mm口径まで対応

- はさみ部分もプラスチック樹脂なので
キャップをいためません
- 試薬ボトル・チューブなどの
キャップ開閉に最適
- 計量コンパクト(100g)でラクラク開封



20%
OFF

製品番号	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-CAP101	1個	¥8,000	¥6,400

AccuSeal

片手で簡単操作



セルフラミネート式で
印字が消えません!


Hot: 134℃




Cool: -196℃

液体窒素からオートクレーブまで
完全対応の耐熱性シール




- 特長
- 幅広い温度耐性
 - 強力な粘着性
 - ワンタッチ装着
 - オーバーラップ方式
 - 2次元コード印刷対応



※印刷内容はイメージです。



AccuSeal



-196℃ ~ +134℃

無料サンプル
差し上げます



ロールタイプ

油性ペンでの記入はもちろんのこと、
2次元コードの印刷にも対応しています
(印刷には専用ラベルプリンターが必要です。)

製品番号	入数	価格(税抜)
ASIS-5 シート	500枚	¥10,000
ASIR-25 ロール	2,500枚	¥45,000

1番使いやすいスタンダードタイプ!

製品番号	入数	価格(税抜)
AS2S-5 シート	500枚	¥13,000
AS2R-25 ロール	2,500枚	¥50,000

太目のサイズにジャストフィット!

製品番号	入数	価格(税抜)
AS3S-5 シート	500枚	¥13,000
AS3R-25 ロール	2,500枚	¥50,000

上蓋シールがプラスアルファ!

製品番号	入数	価格(税抜)
AS4S-5 シート	500枚	¥13,000
AS4R-25 ロール	2,500枚	¥50,000

多彩な用途に使えるマルチタイプ!

AccuSeal用ラベルプリンター

まずは試料をラベリング
簡単!! 2次元コード化



製品名	製品番号	価格(税抜)
ラベルプリンター*	BMS-LPS01	¥368,000

*セット内容: プリンター本体、ラベル作成ソフト、
2次元コードスキャナ、アキュシール type-1(ロールタイプ)

- CSVデータをソフトウェアに取り込み2次元コードや文字を
簡単に作成/印刷できます
- データ表の1行につき1枚のラベルシールを作成します
- 印字する2次元コードやバーコードの種類を選択できます
- 日本語対応(漢字・ひらがな・カタカナ・英数字)
- さまざまな管理ソフトと組み合わせることができます



付属ソフトで簡単に作成できます


バーコードラベル作成ソフトウェア

さまざまなラベルを簡単にデザインでき、
高精度なバーコードラベルが印刷できます。
対応 OS Windows 7/8/8.1/10

撥水・防水紙タイプ 凍結保存用ボックス

紙製 撥水・防水タイプ

20% OFF



特長
 ■ 撥水・防水紙を使用していますので水をはじきます
 ■ 超低温(-196℃)での使用が可能です

底面番号付

12個ならお得


製品番号	製品名	収納本数	仕切 穴寸/高(mm)	縦×横×高さ(mm)	個数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-F01003K	凍結保存用ボックス 100穴 防水タイプ	10×10 (100本)	12 / 30	148×148×51	1	¥1,250	¥1,000
BC-F01003K12					12	¥12,500	¥10,000
BC-F01005K	凍結保存用ボックス 81穴 防水タイプ	9×9 (81本)	12 / 30	134×134×51	1	¥1,250	¥1,000
BC-F01005K12					12	¥12,500	¥10,000
BC-F01007K	凍結保存用ボックス 50穴 防水タイプ	5×10 (50本)	12 / 30	79×150×51	1	¥1,200	¥960
BC-F01007K12					12	¥12,000	¥9,600
BC-F02006K	凍結保存用ボックス 96穴 防水タイプ	8×12 (96本)	12 / 30	121×179×51	1	¥1,650	¥1,320
BC-F02006K12					12	¥16,500	¥13,200
BC-F02005K	凍結保存用ボックス 48穴 防水タイプ	6×8 (48本)	12 / 30	92×123×51	1	¥1,250	¥1,000
BC-F02005K12					12	¥12,500	¥10,000
BC-F02004K	凍結保存用ボックス 24穴 防水タイプ	4×6 (24本)	12 / 30	67×102×52	1	¥1,100	¥880
BC-F02004K12					12	¥11,000	¥8,800
BC-F02003K	凍結保存用ボックス 10穴 防水タイプ	2×5 (10本)	12 / 30	52×98×48	1	¥1,000	¥800
BC-F02003K12					12	¥10,000	¥8,000

お得で 大好評

12個入って、10個の値段!

耐水紙タイプ 凍結保存用ボックス

紙製 丸穴タイプ



20% OFF


特長
 ■ 2段の丸穴 仕切りでチューブをしっかりと固定するのでぐらつきません
 ■ 超低温(-196℃)での使用が可能です

12個ならお得

製品番号	製品名	適合チューブ	収納本数	仕切 穴寸(mm)	縦×横×高さ(mm)	個数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-F112000	凍結保存用ボックス 9穴	50ml	3×3 (9本)	φ30	134×134×125	1	¥1,800	¥1,440
BC-F11200012						12	¥18,000	¥14,400
BC-F112001	凍結保存用ボックス 25穴	15ml	5×5 (25本)	φ17	134×134×125	1	¥2,000	¥1,600
BC-F11200112						12	¥20,000	¥16,000
BC-F112002	凍結保存用ボックス 16穴	50ml / 15ml	50ml (6本) 15ml (10本)	50ml φ30 15ml φ17	134×134×125	1	¥2,000	¥1,600
BC-F11200212						12	¥20,000	¥16,000

耐水紙タイプ 凍結保存用

紙製 カラーボックス



20% OFF

■ フタに色やデザインのついた CUTEでおしゃれなボックスです

12個セットは色の組み合わせも可能
 (例、ブルー4個+イエロー4個+ピンク4個)

★フタのカラーを色見本よりお選びください
 ★製品番号の●にカラーコードをご記入ください



名前	ブルー	水色	グリーン	イエロー	ピンク
色見本					
カラーコード	B	MZ	G	Y	P
名前	オレンジ	グレー	大理石	水玉	遺伝子組換え生物保管印刷(赤文字)
色見本					
カラーコード	OR	GR	D	M	GENE

12個ならお得

製品番号	製品名	適合チューブ	収納本数	仕切 穴寸/高(mm)	縦×横×高さ(mm)	個数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-F101003●	凍結保存用カラーボックス 100穴	1.2~2.0ml	10×10 (100本)	12 / 30	148×148×51	1	¥1,300	¥1,040
BC-F101003-12●						12	¥13,000	¥10,400
BC-F101005●	凍結保存用カラーボックス 81穴	1.2~2.0ml	9×9 (81本)	12 / 30	134×134×51	1	¥1,300	¥1,040
BC-F101005-12●						12	¥13,000	¥10,400
BC-F101007●	凍結保存用カラーボックス 50穴	1.2~2.0ml	5×10 (50本)	12 / 30	79×150×51	1	¥1,300	¥1,040
BC-F101007-12●						12	¥13,000	¥10,400
BC-F101009●	凍結保存用カラーボックス 24穴	1.2~2.0ml	4×6 (24本)	12 / 30	67×102×52	1	¥1,300	¥1,040
BC-F101009-12●						12	¥13,000	¥10,400
BC-F101010●	凍結保存用カラーボックス 100穴	0.5ml / 0.6ml	10×10 (100本)	8 / 20	111×117×35	1	¥1,300	¥1,040
BC-F101010-12●						12	¥13,000	¥10,400
BC-F101011●	凍結保存用カラーボックス 96穴	0.2ml シングル/8連/12連	8×12 (96本)	6.5 / 15	92×133×30	1	¥1,300	¥1,040
BC-F101011-12●						12	¥13,000	¥10,400

凍結保存用ボックス

液体窒素用



耐水紙タイプ

紙製

20% OFF


特長
 ■ 液体窒素が中まで入るように底に穴を開けています
 ■ 超低温(-196℃)での使用が可能です

12個ならお得

製品番号	製品名	適合チューブ	収納本数	仕切 穴寸/高(mm)	縦×横×高さ(mm)	個数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-F51003	液体窒素用凍結保存用ボックス 100穴	1.2ml~2.0ml	10×10 (100本)	12.5 / 30	148×148×50	1	¥1,250	¥1,000
BC-F5100312						12	¥12,500	¥10,000
BC-F51005	液体窒素用凍結保存用ボックス 81穴	1.2ml~2.0ml	9×9 (81本)	12.5 / 30	134×134×50	1	¥1,250	¥1,000
BC-F5100512						12	¥12,500	¥10,000
BC-F51007	液体窒素用凍結保存用ボックス 50穴	1.2ml~2.0ml	5×10 (50本)	12.5 / 30	79×150×50	1	¥1,250	¥1,000
BC-F5100712						12	¥12,500	¥10,000

凍結保存用ボックス

傾斜タイプ



作業効率アップ!

20% OFF

特長
 ■ 仕切りを斜めにするにより、チューブのキャップが重ならずスムーズに取り出せます

12個ならお得

製品番号	製品名	適合チューブ	収納本数	仕切 穴寸/高(mm)	縦×横×高さ(mm)	個数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-F08203	凍結保存用ボックス 45穴 傾斜タイプ	1.2ml~2.0ml	5×9 (45本)	13 / 30	134×105×50	1	¥1,100	¥880
BC-F0820312						12	¥11,000	¥8,800
BC-F08204	凍結保存用ボックス 50穴 傾斜タイプ	1.2ml~2.0ml	5×10 (50本)	13 / 30	149×105×50	1	¥1,100	¥880
BC-F0820412						12	¥11,000	¥8,800
BC-F08205	凍結保存用ボックス 90穴 傾斜タイプ	1.2ml~2.0ml	9×10 (90本)	13 / 30	134×185×50	1	¥1,300	¥1,040
BC-F0820512						12	¥13,000	¥10,400
BC-F08206	凍結保存用ボックス 100穴 傾斜タイプ	1.2ml~2.0ml	10×10 (100本)	13 / 30	149×185×50	1	¥2,000	¥1,600
BC-F0820612						12	¥20,000	¥16,000
BC-F08207	凍結保存用ボックス 63穴 傾斜タイプ	1.2ml~2.0ml	7×9 (63本)	13 / 30	134×134×50	1	¥1,100	¥880
BC-F0820712						12	¥11,000	¥8,800

耐水紙タイプ 凍結保存用ボックス

紙製 スタンダードタイプ

15ml~225ml 対応

特長
 ■ 超低温(-196℃)での使用が可能です
 ■ 1個から特注製作できます



20% OFF

12個ならお得

製品番号	製品名	適合チューブ	収納本数	仕切 穴寸/高(mm)	縦×横×高さ(mm)	個数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-F02008	凍結保存用ボックス 25穴	15ml	5×5 (25本)	20 / 90	118×125×118	1	¥2,300	¥1,840
BC-F0200812						12	¥23,000	¥18,400
BC-F02009	凍結保存用ボックス 9穴	50ml	3×3 (9本)	34 / 90	118×125×118	1	¥2,200	¥1,760
BC-F0200912						12	¥22,000	¥17,600
BC-F02011	凍結保存用ボックス 50穴	5ml (φ14~16 H75)	5×10 (50本)	14 / 50	91×181×82	1	¥2,500	¥2,000
BC-F0201112						12	¥25,000	¥20,000
BC-F02012	凍結保存用ボックス 100穴	5ml (φ14~16 H75)	10×10 (100本)	14 / 50	176×181×82	1	¥3,600	¥2,880
BC-F0201212						12	¥36,000	¥28,800
BC-F02010	凍結保存用ボックス 6穴	225ml	2×3 (6本)	60 / 120	152×205×140	1	¥3,000	¥2,400
BC-F0201012						12	¥30,000	¥24,000

50ウェル凍結保存用ラック

-80℃でも使用できるストレージボックス

- 1.5/2.0mlチューブ・クライオバイアル用
- ウェルの底にアルファベットと数字を表記 (縦軸と横軸が一目でわかります)
- ヒンジ式カバー

色: 5色 (青・緑・紫・黄・オレンジ)



オートクレーブ可

PP製

20% OFF

サイズ(WxDxH): 141x92x56mm

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-A10601	5色(各色1)	5個	¥6,250	¥4,960
BC-B10601	ナチュラル	5個	¥6,250	¥4,960

81ウェル凍結保存用ラック

- 1.5/2.0mlチューブ・クライオバイアル用
- ウェルの底にアルファベットと数字を表記 (縦軸と横軸が一目でわかります)

色: 5色 (青・緑・ピンク・黄・オレンジ)

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-G55232	5色(各色1)	5個	¥8,800	¥6,980
BC-A55232	ナチュラル	5個	¥8,800	¥6,980

超低温フリーザーでの細胞保存に

サイズ(WxDxH): 130x130x47mm

20% OFF

オートクレーブ可

PP製

100ウェル凍結保存用ラック

- 1.5/2.0mlチューブ・クライオバイアル用
- ウェルの底にアルファベットと数字を表記 (縦軸と横軸が一目でわかります)
- ヒンジ式カバー

色: 5色 (青・緑・紫・黄・オレンジ)

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-5601	5色(各色1)	5個	¥10,000	¥7,980
BC-4601	ナチュラル	5個	¥10,000	¥7,980

20% OFF

サイズ(WxDxH): 141x151x57mm

ストレージボックス



サイズ(WxDxH): 81本立: 131x131x51mm, 100本立: 141x152x54mm

33% OFF

製品番号	仕様	カラー	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-81081-5	81本立	ナチュラル	5個	¥4,500	¥3,000
SPL-80100-5	100本立	ナチュラル	5個	¥6,000	¥4,000
SPL-81100-5	100本立	5色(各色1)	5個	¥6,000	¥4,000

クライオボックス



PP製

- 1.5/2.0mlマイクロチューブ対応
- 使用温度範囲: -70℃~+140℃
- 色: ナチュラル / 5色セット (ブルー・グリーン・ピンク・パープル・オレンジ)
- 81本立: 被せ蓋
- 100本立: ヒンジ式

クライオボックス



液体窒素下での凍結保存にも対応

- 1.5/2.0mlチューブ・クライオバイアル対応
- 使用温度範囲: -196℃~+121℃
- 色: ブルー(B)、グリーン(G)、レッド(R)

色を選択してください 製品番号の●にアルファベットをご記入ください

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)
SPL-80025●-1	25本立 (5x5)	1個	¥700
SPL-80025●	20個	20個	¥12,000
SPL-80081●-1	81本立 (9x9)	1個	¥1,300
SPL-80081●	10個	10個	¥12,000

サイズ(WxDxH): 25本立: 77x77x51mm, 81本立: 134x134x51mm

クライオチューブグリッパー

クライオチューブを簡単につかめます

- ボックス内のバイアルも簡単に持ち上げられます
- 強化ポリプロピレン製で、-80℃~121℃の温度耐性
- φ13.5mmまでのチューブに対応



■ サイズ: 142x15x23mm

NEW


オートクレーブ可

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)
BC-B809021	赤・青・緑・紫・黄	5個(各色1)	¥17,000

PCRクーラー

96ウェル/ピンク&ライトブルー

- サンプル温度を0℃で1時間以上維持します
- 5℃未満で最大3時間維持
- 6℃を超えると色が変化して、温度の上昇をお知らせ (パープル → ピンク / ブルー → ライトブルー)
- 水を使わずに冷却できるため、汚染のリスクを減らします



スライド着脱式

- 横軸に数字、縦軸にアルファベット表記
- サイズ: 110x148x高さ48mm

製品番号	仕様	カラー	入数	価格(税抜)
BC-927021	96ウェル	ピンク/ライトブルー	2個(各色1)	¥18,000

PCRチューブラック



PP製 オートクレーブ可

- 0.2ml PCRチューブ×96本 (8連/12連ストリップ可)
- 横軸に数字、縦軸にアルファベット表記
- 色: ホワイト(W)、ブルー(B)、グリーン(G)、バイオレット(V)、オレンジ(O)

色を選択してください 製品番号の●にアルファベットをご記入ください

25% OFF

製品番号	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-80096●	10個	¥10,000	¥7,500
SPL-80096●-5	5個	¥6,000	¥4,500

32-PCRラック

PCRストリップを省スペースで

- 0.2mlチューブ×32本 (8連ストリップ可)
- 横軸に数字、縦軸にアルファベット表記
- 積み重ね可能

PP製 オートクレーブ可

NEW

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)
BC-B988021	ブルー	10個	¥13,500

リバーシブルPCRラック

- (A面 対応チューブ) ①0.2ml PCRチューブ 168本 (8/12連ストリップ可) ②1.5ml チューブ 12本
- (B面 対応チューブ) ①0.5ml PCRチューブ 40本 ②1.5ml チューブ 12本



色: 5色 (青・緑・ピンク・黄・オレンジ)

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-A4432	5色(各色1)	5個	¥11,800	¥9,400

クーラーラック

サンプルや試薬を低温のまま維持します


- 0.5~2.0mlチューブ対応
- 12ウェル(8x4)
- 温度保持時間(目安) (グリーン 0℃): 1℃で3時間 (ブルー -20℃): -15℃で1時間
- グリッド付きの透明蓋
- サイズ: 145x105x100mm

NEW

製品番号	カラー	温度	入数	価格(税抜)
BC-B070021	グリーン	0℃	1個	¥42,000
BC-B370021	ブルー	-20℃	1個	¥42,000

Low-Temp PCRラック

-80℃対応



色: 5色 (青・緑・オレンジ・黄・パープル)

スライド着脱式

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)
BC-835021	5色(各色1)	5個	¥8,000

96ウェルラック (ヒンジタイプ)

- 0.2ml PCRチューブ×96本 (8連/12連ストリップ可)
- 横軸に数字、縦軸にアルファベット表記
- 色: 5色 (青・緑・ピンク・黄・オレンジ)

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-A16432	5色(各色1)	5個	¥8,200	¥6,500
BC-B16432	ナチュラル	5個	¥8,200	¥6,500

96ウェル リバーシブルチューブラック

PP製 オートクレーブ可



(対応チューブ) A面 0.5ml チューブ 96本 B面 1.5/2.0ml チューブ 96本

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-A5432	5色(各色1)	5個	¥12,500	¥10,000

マイクロチューブラック 80well

- 1.5/2.0mlチューブ対応
- 80本立 (5x16)
- 色: ナチュラル、ブルー、グリーン、レッド、バイオレット

PP製 オートクレーブ可



製品番号	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SPL-61080	5色(各色1)	25個	¥18,000	¥15,000
SPL-61080-5	5色(各色1)	5個	¥4,000	¥3,200
SPL-61080N-5	ナチュラル	5個	¥4,000	¥3,200

コネクトラック



省スペース
少量の検体
に最適

スライド
連結方式

※チューブは別売りです。

ラック同士を横に自由に連結できます

- コンパクトなため、実験の上や庫内でも場所をとりません
- ラックの穴は2サイズのチューブに対応
- 穴と穴の間隔が広いので、キャップ同士がぶつかりません
- 四隅には三角の凸があり、収納時には積み重ねが可能

オートクレーブ可

POM製

- 対応チューブ
1.5/2.0mlチューブ 13本
0.2/0.5mlチューブ 12本
- 寸法：W66×D66×H24mm

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)
BC-CRACK-C4	4色セット	各色1個	¥2,800
BC-CRACK-B4	ブルー	4個	¥2,800
BC-CRACK-W4	ホワイト	4個	¥2,800
BC-CRACK-Y4	イエロー	4個	¥2,800
BC-CRACK-P4	ピンク	4個	¥2,800

ワイヤーチューブラック 遠沈管用

- 耐薬品性に優れたエポキシ樹脂コーティング
- 中板と底板でしっかりホールド
- 組み立て不要

オートクレーブ可

スチール製

20% OFF

① 15ml用

ラックサイズ
127×76×76mm



② 50ml用

ラックサイズ
147×80×89mm

③ 250ml用

ラックサイズ
205×135×104mm



製品番号	対応遠沈管	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
① BC-51232	15ml	15本	1個 ¥6,900	¥5,500
② BC-164232	50ml	8本	1個 ¥6,900	¥5,500
③ BC-42232	250ml	6本	1個 ¥6,900	¥5,500

コニカルチューブラック



- 簡単組み立て
- 15ml / 50mlチューブ対応
- 色：ブルー

PP製

SPL
SPL LIFESCIENCES

30% OFF

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
SPL-52015B	15ml×25本立	1個	¥1,000	¥700
SPL-52050B	50ml×25本立	1個	¥1,200	¥840


15/50mlコニカルチューブラック

- 簡単に組み立てられるPP製の遠沈管ラック
- 15ml×30本/50ml×20本 対応
- サイズ：207×171×61mm

オートクレーブ可

PP製

ウォーターバス
の中でも
使用できます



25% OFF

製品番号	対応遠沈管	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-60342	15ml/50ml	1個	¥6,000	¥4,500

4WAYチューブラック

- タブとスロットで連結可能なMultiple Slide方式

オートクレーブ可

PP製



(対応チューブ)
50ml 遠沈管 4本
15ml 遠沈管 12本
1.5/2.0ml チューブ 32本
0.5ml チューブ 32本

色：5色
(青・緑・ピンク・黄・オレンジ)


20% OFF

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-G22092	各色1個	5個	¥9,400	¥7,500
BC-A22092	ナチュラル	5個	¥9,400	¥7,500

ステンレス製3面マルチラック

- 材質：ステンレス SUS304
- 滅菌：オートクレーブ・UV照射可

- サイズ：75×55×55mm 約85g



① 50mlチューブにも対応
0.5ml×9、1.5/2.0ml×11、
5/15ml×6、50ml×2

② PCR8連チューブにも対応
0.1/0.2ml×34、0.5ml×3、
1.5/2.0ml×14、5/15ml×2

- サイズ：75×55×30mm 約98g

製品番号	入数	価格(税抜)
① BC-SSMULTI28	1個	¥2,400
② BC-SSMULTI53	1個	¥1,980

キューブラック

- どの向きにも連結可能な2-Way Orientation方式

オートクレーブ可

PP製



(対応チューブ)
50ml 遠沈管 4本
15ml 遠沈管 10本
12×75/100mm試験管 12本
1.5/2.0ml チューブ 16本

色：5色
(青・緑・ピンク・黄・オレンジ)

20% OFF

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-A05092	各色1個	5個	¥11,200	¥8,900

Rota-Rack チューブラック

- 用途にあわせてひねって使用

オートクレーブ可

PP製



20% OFF

② マイクロチューブ用
15ml遠沈管 6本
1.5/2.0mlチューブ 9本
0.5/0.6mlチューブ 12本
0.2mlPCRチューブ 32本
(0.2mlPCR 8連チューブ 4個も可能)

① 遠沈管用
50ml 遠沈管 2本
15ml 遠沈管 8本
φ16~20mm 試験管 6本
φ10~13mm 試験管 10本

製品番号	タイプ	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
① BC-A04092	遠沈管用	1個	¥9,900	¥7,900
② BC-B04092	マイクロチューブ用	1個	¥9,900	¥7,900

Rotate チューブラック

- 仕切りを回転させれば 高さの異なるチューブもしっかり固定



- チューブサイズ：~φ30mm
- 本数：6本または20本 ×2
- ラックサイズ：309×107×77mm

仕切り
回転

斜めに固定OK
ピペット操作が楽々

- 仕切りが3種類 付属
チューブサイズに合わせて交換可能

製品番号	カラー	チューブ仕切	入数	価格(税抜)
BC-718021	ブルー	φ13/φ17/φ30(各2)	1個	¥7,200
BC-818021	パープル	φ13/φ17/φ30(各2)	1個	¥7,200

Pop-Up RACK チューブラック

- 簡単に折りたたみ・組み立てができます
- アルファベットと数字を表記

15/50ml用 PP製



(対応チューブ)
15ml チューブ 21本
50ml チューブ 12本

20% OFF

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-B02342	青	2個	¥7,900	¥6,300
BC-P02342	ピンク	2個	¥7,900	¥6,300

Adapt-a-Rack マルチチューブラック

- 適応チューブ：7~50ml
- 4ウェル
- 穴径：12~30mm (フレキシブル)
- 5色

オートクレーブ可

POM製



チューブ径に
合わせてラックの
穴が広がります

ラック連結可

ラックサイズ
181×56×76mm



製品番号	カラー	入数	価格(税抜)
① BC-781021	青	2個	¥2,200
② BC-881021	白	2個	¥2,200
③ BC-981021	ピンク	2個	¥2,200
④ BC-091021	黄	2個	¥2,200
⑤ BC-191021	緑	2個	¥2,200

ローラーラック


チューブローラー装置で
大量に処理できるようになります

- チューブを10本まで収容可能
- 装置で処理できる本数が増え、処理時間やスペースを節約します
- ポリプロピレン製で、オートクレーブ滅菌可
- 対応チューブ
BC-B659021：10~15mLチューブ(φ18~20mm)
BC-B759021：3.5~7mLチューブ(φ10~17mm)



■ ラックサイズ
BC-B659021：φ65×H279mm
BC-B759021：φ65×H239mm

NEW




設置例

製品番号	サイズ	対応チューブ径	入数	価格(税抜)
BC-B659021	L	18~20mm	3個	¥15,800
BC-B759021	S	10~17mm	3個	¥15,800

透明塩ビチューブラック

- 透明でチューブの液量が横から見えます
- 軽量で持ち運びにも便利です
- オプションでフタを付けることもできます
- サイズ BC-EL03001：60×115×H30mm
BC-EL03003：95×147×H65mm

-80℃対応



製品番号	対応チューブ	入数	価格(税抜)
① BC-EL03001	1.2~2.0ml	1個	¥950
BC-EL0300112	18本	12個	¥9,500
② BC-EL03003	15ml 4本	1個	¥1,800
BC-EL0300312	50ml 6本	12個	¥18,000

ユニバーサルチューブラック

つまみを回すと穴径が変化します
15mlでも50mlでもしっかりホールド

PP製



- 穴径：16~30mm (可変)
- ラックサイズ：194×140×51mm

- 対応チューブ：15ml~50ml
- 12ウェル
- 横軸に数字、縦軸にアルファベット表記



サイドは掴みやすい形状で
持ち運びにも便利です

製品番号	カラー	入数	価格(税抜)
BC-A03342	パープル/ホワイト	1個	¥10,000

15/50チューブラック

15mlと50mlの仕切り 切替可

オートクレーブ可

PP製

- 丈夫なポリプロピレン製
- サイズ：132×132×129mm



15ml (16本)
50ml (9本)

氷を入れて冷却できます!

製品番号	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-A17232	5個	¥18,000	¥13,000

PP製フローティングチューブラック

4個入 PP製



丸型




角型

型	製品番号	対応チューブ	色	ラックサイズ	価格(税抜)
角型	BC-B1312	0.4/0.5ml(16本)	黒	102mm角	¥6,300
丸型	BC-A2312	1.5/2.0ml(16本)	白	102mm角	¥6,300
丸型	BC-A4312	1.5/2.0ml(20本)	白	98mm径	¥6,300

フローティングフォームチューブラック

ポリエチレン製



製品番号	対応チューブ	色	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
① BC-A5612	50ml (4本)	緑	¥3,700	¥2,950
② BC-B5612	15ml (8本)	青	¥3,700	¥2,950
③ BC-C5612	1.5/2.0ml (24本)	黄	¥3,700	¥2,950
④ BMS-FR02	0.2~2.0ml (18本)	青(丸型)	¥2,500	¥2,000



5個入

- ウォーターバス用のポリフォーム
- チューブサイズにあわせて3種類
- 色によってチューブサイズを判別

スライドボックス

スライドガラスの管理が楽になります

- 100枚収納できるスライド用ボックス
- コルク製、発泡製の2種類のライナー
- 蓋の裏側に一覧用紙付き
- 豊富なカラーで目的に応じて使い分け
- サイズ：208×175×34mm



BC-G49951



BC-M49951

100枚

ABS製



20% OFF

積み重ねOK!

製品番号	製品名	ライナー	色	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-A49951	スライドボックス100	コルク製	青	¥2,000	¥1,600
BC-B49951	スライドボックス100	コルク製	緑	¥2,000	¥1,600
BC-C49951	スライドボックス100	コルク製	赤	¥2,000	¥1,600
BC-D49951	スライドボックス100	コルク製	黄	¥2,000	¥1,600
BC-E49951	スライドボックス100	コルク製	白	¥2,000	¥1,600
BC-F49951	スライドボックス100	コルク製	グレー	¥2,000	¥1,600
BC-G49951	スライドボックス100	コルク製	黒	¥2,000	¥1,600
BC-M49951	スライドボックス100	発泡製	青	¥2,400	¥1,900
BC-P49951	スライドボックス100	発泡製	赤	¥2,400	¥1,900
BC-R49951	スライドボックス100	発泡製	白	¥2,400	¥1,900

取り外し式フタ

20% OFF



- コルク製ライナー
- サイズ：209×86×35mm

50枚

キャンペーン
価格(税抜)

製品番号	製品名	ライナー	色	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-A69951	スライドボックス50	コルク製	青	¥1,900	¥1,520
BC-B69951	スライドボックス50	コルク製	赤	¥1,900	¥1,520
BC-C69951	スライドボックス50	コルク製	白	¥1,900	¥1,520

内容や担当者ごとに
カラーで使い分け
管理が楽々

積み重ねOK!

20% OFF

- コルク製、発泡製の2種類のライナー
- サイズ：141×88×35mm

25枚

製品番号	製品名	ライナー	色	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-A98951	スライドボックス25	コルク製	青	¥1,800	¥1,440
BC-B98951	スライドボックス25	コルク製	緑	¥1,800	¥1,440
BC-C98951	スライドボックス25	コルク製	赤	¥1,800	¥1,440
BC-E98951	スライドボックス25	コルク製	白	¥1,800	¥1,440
BC-M98951	スライドボックス25	発泡製	青	¥1,900	¥1,520
BC-P98951	スライドボックス25	発泡製	赤	¥1,900	¥1,520
BC-R98951	スライドボックス25	発泡製	白	¥1,900	¥1,520

スライドメイラー

PP製

- 5色セットは青、赤、紫、黄、オレンジが各5個



スライドガラスの
持ち運びに便利

20% OFF

2枚用

製品番号	色	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-A38951	5色セット	25	¥3,300	¥2,640
BC-B38951	ナチュラル	25	¥3,300	¥2,640

5枚用

製品番号	仕様	色	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-28951	サイドオープン	ナチュラル	25	¥3,300	¥2,640
BC-G38951	エンドオープン	5色セット	25	¥3,300	¥2,640
BC-68951	エンドオープン	ナチュラル	25	¥3,300	¥2,640

凍結保存用ボックス

紙製

スライドガラス用

紙製なのでクッション性に優れています

- 低温(-80℃)での使用ができます
- 適応スライドガラス：76×26mm(厚み2mmまで)
- 耐水紙製

12個ならお得

製品番号	仕様	寸法(mm)	入数	価格(税抜)
BC-F15001	10枚	104×64×34	1個	¥700
BC-F1500112	10枚	104×64×34	12個	¥7,000
BC-F15002	20枚	104×114×34	1個	¥900
BC-F1500212	20枚	104×114×34	12個	¥9,000
BC-F15003	30枚	104×162×34	1個	¥1,000
BC-F1500312	30枚	104×162×34	12個	¥11,000

スライド染色トレイ

染色、すすぎ、乾燥の作業に

- 排水に便利な注ぎ口2つ
- スライドガラス8枚まで対応
- 材質：PP/PE混合物

NEW

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)
BC-A15951	8枚用 トレイ4枚×蓋1枚		¥11,000