

クリアバッグ


高温耐性134℃×20分
中身が見える透明・無印

100枚入包装 + お得用セット大好評!
お求めやすくなりました

MAX 134℃ OK!

製品番号	製品名	サイズ	入数	価格(税抜)
BMS-2001	クリアバッグ L	650×800mm	100枚	¥11,500
BMS-2002	クリアバッグ L [お徳用セット]	650×800mm	500枚(100枚×5)	¥52,000
BMS-2003	クリアバッグ M	450×700mm	100枚	¥7,000
BMS-2004	クリアバッグ M [お徳用セット]	450×700mm	500枚(100枚×5)	¥32,000
BMS-2005	クリアバッグ S	300×600mm	100枚	¥5,000
BMS-2006	クリアバッグ S [お徳用セット]	300×600mm	500枚(100枚×5)	¥22,000
BMS-2007	クリアバッグ SS	200×300mm	100枚	¥3,000
BMS-2008	クリアバッグ SS [お徳用セット]	200×300mm	500枚(100枚×5)	¥13,500

廃棄にもこだわる
研究者へおすすめ
オートクレーブ廃棄用バッグ



SS ¥27 S ¥44 M ¥64 L ¥104

クリーンボックス

汚染・感染対策

オートクレーブ可

安全に廃棄するためのディスポーザブルボックス

- 注射針やメスなどの鋭利物を廃棄する際の穿刺事故を防止します
- 蓋の開口部に様々な形状の溝があるため、廃棄物を引っ掛けて取り外すことができます
- 廃棄時に蓋のボタンを押すことで蓋がロックされて開封することができなくなり、廃棄物の流失を防ぎます
- 安定性のある形状と、破損に強いポリプロピレン製
- 蓋を開けた状態でも閉じた状態でもオートクレーブが可能です

製品番号	容量	入数	価格(税抜)
① Dot-B0002	0.2L	10個	¥5,900
② Dot-B4005	0.5L	10個	¥2,900
③ Dot-B4015	1.5L	10個	¥4,600
④ Dot-B4020	2.0L	10個	¥5,000
⑤ Dot-B4025	2.5L	10個	¥5,400
⑥ Dot-B4030	3.0L	10個	¥6,700
⑦ Dot-B7040	4.0L	10個	¥15,300



様々な形状の溝
ポケットに入るコンパクトサイズ!


卓上クリーンバッグ

滅菌処理可能

簡単処理 ワイヤー付 しっかり結束

ゴミ処理をスマートに♪
液漏れ・ニオイ漏れ防止

- 1) バッグ上部の粘着テープで 机の縁や壁に貼り付けて使えます
- 2) 一時的に密閉でき、液漏れ・臭い漏れを防ぎます(スティックジッパー使用時)
- 3) ワイヤーで簡単に口を縛れ、廃棄が簡単です
- 4) 高熱耐性：オートクレーブで滅菌処理ができます



素材：三層構造(PP-PE-PP)/粘着テープ付

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-86.1004A	卓上クリーンバッグ A4サイズ100枚入	¥10,400
BC-86.1003A	卓上クリーンバッグ A3サイズ100枚入	¥15,000
BC-86.1004A-35	A4サイズ100枚入 スティックジッパー3号5本セット	¥11,200
BC-86.1003A-25	A3サイズ100枚入 スティックジッパー2号5本セット	¥15,800

滅菌保存ロール

必要な長さに合わせてカットするロールパウチ

- 研究器具の大きさや長さにあわせて自由にカット・シール・滅菌処理・保存ができます
- 滅菌状態が一目で確認できる便利なインジケータ付き(オートクレーブ/EOG対応)
- 10cmおきにインジケータ印字されているので、どこでカットしても確認可能
- 透明フィルムを下にしてシールしてください

製品番号	製品名	入数	規格(mm)	価格(税抜)
BC-836-849	滅菌保存ロールXS	1箱(200m長)	外幅50(内幅40)	¥6,800
BC-836-858	滅菌保存ロールS	1箱(200m長)	外幅75(内幅59)	¥8,200
BC-836-867	滅菌保存ロールM	1箱(200m長)	外幅100(内幅84)	¥11,000
BC-836-876	滅菌保存ロールL	1箱(200m長)	外幅150(内幅134)	¥15,200
BC-857-0081	滅菌保存ロールLL	1箱(200m長)	外幅180	¥18,500

ヒートシーラー不要のセルフシールパウチ

- 3辺ヒートシール済みで袋状になっているため被滅菌物を直ちに挿入できます
- 取り出し面が開封しやすい構造になっています
- 滅菌状態が一目で確認できる便利な表面インジケータ付き(オートクレーブ/EOG対応)

製品番号	製品名	入数	規格(幅×長さmm)	価格(税抜)
BC-851-934	滅菌保存バッグXS	200枚	57×133	¥1,800
BC-851-943	滅菌保存バッグS	200枚	90×257	¥3,200
BC-852-628	滅菌保存バッグM	200枚	135×283	¥5,000
BC-852-717	滅菌保存バッグL	200枚	190×358	¥7,800
BC-691-911	滅菌保存バッグLL	200枚	254×384	¥12,800

滅菌保存バッグ (粘着テープ付き)



オートクレーブ滅菌器

小型高圧蒸気滅菌器

ラボクレーブⅡ/ⅡB
ラボクレーブⅤ/ⅤB

缶体容量
4L
缶体容量
16L



特長

試験研究用

- ラボクレーブⅡ/Ⅴは「132℃/121℃」、ラボクレーブⅡB/ⅤBは「121℃/115℃」の二つの設定で確実に滅菌を行います
- 短時間で連続滅菌が可能です
- 各種安全装置を装備しています
- コンパクトサイズですので場所を取らず、少量の滅菌に最適
- マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデル
- ラボクレーブⅡB/ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載
- タイマーは121℃で20～99分、132℃で5～99分の設定が可能です

※本製品は研究用です。医療用では使用できません。


卓上でも使用できるコンパクト型

目的に応じて複数台 低価格!

仕様

製品名	ラボクレーブⅡ	ラボクレーブⅡB	ラボクレーブⅤ	ラボクレーブⅤB
型式	BC-LC2040	BC-LC2045	BC-LC2160	BC-LC2165
滅菌温度	132/121℃	121/115℃	132/121℃	121/115℃
滅菌時間	132℃:5～99分 121℃:20～99分	121℃:20～99分 115℃:30～99分	132℃:5～99分 121℃:20～99分	121℃:20～99分 115℃:30～99分
液体滅菌対応	×	○(※条件有)	×	○(※条件有)
外寸/重量	W250×D250×H426mm / 約14kg		W330×D340×H510mm / 約26kg	
電源	AC100V 50/60Hz 500W		AC100V 50/60Hz 1200W	
缶体材質	ステンレス(SUS304製)			
缶体寸法	φ150×220mm		φ240×360mm	
最高使用圧力	0.245MPa			
安全装置	空焚き防止装置、安全弁、過電流&漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ			
付属品	網カゴ(内寸φ130×H200mm)、 棚板、排水チューブ(2m)		網カゴ(内寸φ190×H265mm)、 棚板、排水チューブ(2m)	
価格(税抜)	¥228,000	¥228,000	¥345,000	¥360,000

簡単コントロールパネル



チャンバー内温度や経過時間をリアルタイムにデジタル表示します。

ドアロックの状態や缶体内の水位をお知らせします。

分かりやすい!

わかりやすく押しやすいキー配列で、各種設定変更も簡単です。

リバーシブル ラボマット

実験台を汚れから守り、作業環境を清潔・安全に保ちます

- 耐久性のあるシリコン素材
- 高温に強く(～200℃)、耐薬品性にも優れています
- シリコン製なので器具が滑るのを防ぎ、また、機器の振動を吸収してノイズを減衰させます
- サイズ：600×350×厚さ2mm




製品番号	カラー	入数	価格(税抜)
BC-995021	ブルー/ホワイト	1枚	¥12,000

オートクレーブ可

クリーンマット(帯電防止)

超強力粘着シートが、靴の裏の塵や汚れを取り除きます

- 汚れたらシートをめくだけの簡単ディスポタイプです
- マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートつきで最後の1枚まできれいに使えます
- 厚み: 40μm シート材質: PEフィルム
- 帯電防止剤入り水溶性粘着剤



10% OFF

製品番号	色	サイズ長/短辺	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-HSMT-1W	ホワイト	900×450mm	¥3,300	¥2,970
BC-HSMT-1B	ブルー	900×450mm	¥3,300	¥2,970
BC-HSMT-2W	ホワイト	900×600mm	¥3,800	¥3,420
BC-HSMT-2B	ブルー	900×600mm	¥3,800	¥3,420
BC-HSMT-3W	ホワイト	1200×600mm	¥5,000	¥4,500
BC-HSMT-3B	ブルー	1200×600mm	¥5,000	¥4,500

帯電防止粘着マット(強粘着)

10シートまとめ買いで、経済的です!

- 帯電防止剤を使用しており、フィルム剥離時の静電気の発生を抑制します
- 通し番号タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式
- 厚み: 45μm シート材質: PEフィルム
- 帯電防止剤入り水溶性粘着剤




10% OFF

製品番号	サイズ長/短辺	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-HMT01	900×450mm	¥20,600	¥18,500
BC-HMT02	900×600mm	¥26,800	¥24,100
BC-HMT03	1200×600mm	¥38,000	¥34,200

シューズカバー取付器

踏むだけで装着! 衛生管理、作業環境の改善に

- 電源を使わずに片足ずつ踏み込むだけで、シューズカバーを装着できます
- 靴の履き替えが不要で、スピーディに衛生対策
- シューズカバーを40枚までセットできます



製品番号	製品名	入数	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-HSC001	シューズカバー取付器	1台+(カバー)100枚	¥11,800	¥10,600
BC-HSC002	専用シューズカバー	100枚	¥2,980	¥2,680
BC-HSC003	専用シューズカバーお徳用	100枚×10パック	¥27,800	¥25,000

サンレットアルタイザー

エタノール製剤
器具の消毒、研究用機器の除菌に

- アルコール濃度
・サンレットアルタイザー-75: 約75%
・サンレットアルタイザー-65AL: 約65%
- 食品添加物

製品番号	濃度	入数	価格(税抜)
BC-ALC21591	75%	1L×1本	¥3,800
BC-ALC21591-12	75%	1L×12本	¥41,000
BC-ALC21590	75%	5L×1本	¥9,300
BC-ALC21590-4	75%	5L×4本	¥33,500
BC-ALC21592	65%	5L×1本	¥8,400
BC-ALC21592-4	65%	5L×4本	¥32,500

TCTグリーンモップ

プッシュ操作で簡単!ムラなく!薬液塗布

- タンクに薬剤を注入し、モップ感覚で床に薬剤を塗布できます
- 専用の特殊クロスは手を触れずに容易に着脱できるので衛生的
- モップに比べ、大幅に作業時間が短縮、メンテナンスも容易
- 床面の消毒・除菌・殺菌に



製品番号	内容	価格(税抜)
BC-TCT-V1	本体 + 不織布10枚	¥24,000
BC-TCT-T100	スペア不織布100枚	¥15,400

ブリーチ

強力な除菌力&漂白力&脱臭力

- 食器・調理器具などの除菌/野菜・果物などの殺菌
まな板・おしぼりなどの漂白
- 水で薄めるだけで、誰でも簡単に使用可能
- 食品添加物

製品番号	入数	価格(税抜)
BC-T31706	5kg×2本	¥4,000
BC-T31720	20kg×1箱	¥5,400

アルボナース

ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした手指消毒剤

- エタノール濃度 約59%
- 3種類の保湿剤を配合
- ボトルサイズ: W135×H256mm


製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-ALC93440	アルボナース	1L×1本	¥2,900
BC-ALC93440-12	アルボナース (ロングノズル)	1L×12本	¥32,500
BC-ALC93440C	アルボナース 付替用	1L×1本	¥2,700
BC-ALC93440T	アルボナース 詰替用	4L×1本	¥10,200



ハンドスキッシュEX

手指用アルコール
すばやく乾き、サッパリ、べたつきなし

- 洗い流し不要の速乾性擦り込み式手指消毒剤
- 素早くなじみ、素早く乾燥、乾いた後はサラッ
- 成分: ベンザルコニウム塩化物
- 感染予防対策



製品番号	入数	価格(税抜)
BC-MZ00783-1	800ml×1本	¥1,980
BC-MZ00783	800ml×6本	¥9,900
BC-MZ196702-1	4.5L×1本	¥7,200
BC-MZ196702	4.5L×3本	¥18,000

薬用ハンドウォッシュJ

手指の洗浄と同時に殺菌・消毒できる、泡ハンドソープ

- やさしい泡でサッと洗えて、サッと洗い流せる
- 手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がり
- 手肌にやさしい弱酸性
- 無香料
- 医薬部外品



製品番号	入数	価格(税抜)
BC-MZ192384-7	700ml×1本	¥1,800
BC-MZ192384-1	4L×1本	¥8,000
BC-MZ192384	4L×3本	¥20,000

キラースタンブ推奨除菌水

弱酸性次亜塩素酸水 モーリス

- 主成分HOClの除菌力で、強い菌やウイルスを瞬時に除去
- 困ったニオイもスピード分解、劇的消臭
- 除菌消臭した後は、水に戻って成分が残りません
- 弱酸性で、人にやさしく安全、毎日安心して使えます

製品番号	内容量	入数	価格(税抜)
BC-MMRS04S	400ml	1本(スプレー)	¥750
BC-MMRS05	5L	1本(コック付)	¥3,800
BC-MMRS20	20L	1箱(コック付)	¥10,000

ノンコンタクトタイマー

便利 — 手が汚れていてもボタンを汚さずにサッと操作
安心 — ボタンを介した二次汚染を予防し、衛生を保てます



製品番号	価格(税抜)
BC-TM31N	¥2,400

タブレット型で、使うときに水道水に溶かすだけ

モーリス フレッシュ

- 500mlに1錠で約200ppmの濃度に計量の必要なく、簡単に使用できます
- 錠剤なので、場所を取らず収納しやすく、また、使用期限を気にせず保管できます

製品番号	製品内容	価格(税抜)
BC-MMRS05F	タブレット5錠×1箱	¥1,500
BC-MMRS10F	タブレット10錠×1箱	¥2,600
BC-MMRS01K	500mlスプレーボトル(タブレット1錠付)	¥750

- 非接触式センサーの採用で、手を近づけるだけでタイマー開始/アラーム停止を操作
- 背面に磁石があり、鉄板面に貼り付けて設置可能
- 防滴(IPX4準拠)なので、水滴がかかる場所でも使用できます



- カウント時間: 1秒～99分59秒
- カウントダウン開始・停止: 非接触センサー(製品正面に配置)
- センサー感度: センサー正面から約2cm
- 電源: 単4形乾電池×3個(電池寿命: 約1年)
- アラーム音圧レベル: 80dB
- 寸法・重量: 約W103×H61×D22mm/約100g(電池含まず)

研究検査分析用のワイプ、紙ウエス

プロワイプ

- 精密機械、実験器具の拭き取りに最適
- 研究室、工場、オフィス、病院で幅広く活躍
- 食品衛生法に準じた試験実施済
- 使い捨て
- 改正RoHS指令対応
- パルプ100%



ソフトマイクロワイパー-S220

- 220枚入りなのにコンパクト
- 保管場所の省スペース化
- お求めやすい5箱販売
- なめらかな紙質



製品番号	入数	価格(税抜)
BC-PW703153-5	220枚×5箱	¥1,100

Sサイズ

定番のソフトワイパーシリーズ

ソフトワイパー S200

- 研究室の定番
- 汚れ・水分に
- 器具の拭き取りに

シートサイズ: 195×125mm
1箱あたり200枚、220円

Mサイズ

ソフトハイワイパー S150

- 厚みがあります
- オイル等のハードな拭き取りに

シートサイズ: 198×230mm
1箱あたり150枚、310円

紙粉が少なくなめらかなソフトマイクロワイパーシリーズ

ソフトマイクロワイパー S220

- なめらかな紙質
- 紙粉が少なく、繊維屑の付着少
- 器具や機器に
- ガラスもOK

シートサイズ: 198×130mm
1箱あたり220枚、220円

ダブルマイクロワイパー M200

- なめらかな紙質
- 2枚重ねのため、水分・油分ともに吸収力が高い

シートサイズ: 230×210mm
1パックあたり200枚、410円

吸収力のある紙ウエス

ソフトフィットタオル50

3枚重ね紙帯包装

- 柔らかく、なじみやすい
- しっかり汚れをかきとります
- 省ゴミ化に貢献する紙帯包装
- 無漂白タイプ、パルプ100%

シートサイズ: 380×280mm
1個あたり50枚、430円

クリーンエア用ワイパー

ローリントクロスM100

- 不織布ワイプ
- 低発塵
- 高吸収性、保液性
- レンズの拭き上げに
- レーヨン・PET配合

シートサイズ: 250×250mm
1パックあたり100枚、730円

アイスバケツ

断熱性に優れており、液体窒素(-196℃)もOK!!

- 丈夫で長持ち、安心安全な保冷保温バケツ
- 断熱性に優れ、液体窒素でもOK
- ラックごとでも入ります

ポリウレタン製



10% OFF

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-K41782	黒/丸型/4L	1個	¥23,000	¥20,700
BC-G12782	緑/角型/1L	1個	¥16,500	¥14,800
BC-B42782	青/角型/4L	1個	¥26,000	¥23,400
BC-R92782	赤/角型/9L	1個	¥34,500	¥31,000

ディスプレイシングビン

アクリル製

- コンパクト&環境にやさしいデザイン
- 壁にも取り付け可能
- 開口部が大きく、チューブやチップ、小物を入れておくのに非常に便利



製品番号	カラー	サイズ(mm)	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
① BC-11432	緑	180×155×165	¥18,500	¥14,800
② BC-21432	青	155×155×170	¥18,500	¥14,800

マグネットラック

- 堅いABS製で透明感があります
- 強力な4個の磁石で金属の壁面に設置できます
- 用途に応じてラックの種類を選べます

① ワイパー用 箱サイズ11×12cm

② ピペット用 主要ブランド対応

③ 雑貨用 ペン等

製品番号	仕様	色	入数	価格(税抜)
① BC-20532	MagWipe	緑	1個	¥4,200
② BC-30532	MagPette	紫	1個	¥4,200
③ BC-40532	MagBox	橙	1個	¥4,200

防水型食品用pH計

- pHと温度を同時表示でき、作業の効率化に役立ちます
- メンテナンスフリーのゲル状電極
- オートオフ、オートホールド、ホールド、温度補正機能
- IP68準拠の防水型
- 校正対応可

食肉などの測定に適した突き刺しタイプ

製品番号	価格(税抜)
BC-PH2062	¥46,000

- 測定範囲: (pH)0.00~14.00、(温度)0.0~60.0℃
- 分解能: 0.01pH、0.1℃
- 精度: ±0.02pH、±0.4℃
- 計測時間: 2回/秒
- 電池寿命: 約80時間
- 電源: CR2032リチウム電池×1個
- サイズ: 33×20×197mm/約69g

防水pH計

用途に応じて全14種類のセンサーに交換可能

- IP67準拠の防水型pH計
- 標準pHセンサー: 液体、肉・魚・生地の表面測定 (オプション)ブレード対応センサー: 肉・果物などの硬いもの (オプション)対ペーストpHセンサー: 半固形物や粘度の高いもの

- 測定範囲: (pH)0.00~14.00、(温度)0~60℃
- 自動温度補正、オートロック、オートオフ(20分)、バックライト
- 電源: 単4形乾電池×1個(電池寿命: 約120時間)
- サイズ: W40×H185×D48mm/約130g(電池含む)

製品番号	付属センサー	価格(税抜)
BC-PH1000PE	標準pHセンサー	¥20,400

デジタル塩分計

塩分濃度が0.1%単位でわかる

5~90℃まで測定可

水洗いOK

製品番号	価格(税抜)
BC-SO304	¥10,000

- センサーを測りたいものにつけるだけで自動で電源オン
- 測定終了をバイブレーションでお知らせ
- 30秒後に自動で電源オフ
- IP67準拠の防水型
- 自動温度補正機能

安心して食品の測定ができます

食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体に影響を及ぼす可能性があるビスフェノールAを含まない素材を使用。

- 測定範囲: (塩分)0.0~5.0% (温度)5~90℃
- 分解能: 0.1%
- 電源: 単4形乾電池×2個
- サイズ: 25×25×171mm/約67g

防水導電率計

導電率、TDS(不純物総溶解度)、塩分、温度

- IP67準拠の防塵、防水耐性
- 導電率標準値による1点校正可能
- 各水質調査(例:工場排水、貯水槽、河川水など)に

- 測定範囲: (導電率)0.0μS/cm~20.00mS/cm、(TDS)0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppm)、(塩分)0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppm)、(温度)0~60℃
- 自動温度補正(導電率のみ)、オートロック、オートオフ(20分)、バックライト
- 電源: 単4形乾電池×1個(電池寿命: 約120時間)
- サイズ: W40×H185×D48mm/約130g(電池含む)

製品番号	価格(税抜)
BC-CD1000PE	¥26,200

残留塩素計

遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能

- DPD方式
- 150件の簡易記録が可能
- 水周りでも安心のIPX4準拠
- オートオフ機能(10分)



- 測定範囲: 0.00~5.00mg/L
- 検水量: 10ml
- 測定波長: 525nm(光源:LED)
- 電源: 単4形乾電池×4個(電池寿命:約40時間)
- データメモリ: 150件
- サイズ: W70×H65×D135mm/約170g

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-FTC01	残留塩素計	1台	¥60,300
BC-DPDB01	残留塩素用DPDテストボトル10ml	1個	¥970

防水溶存酸素計

溶存酸素(DO)を測定、温度と同時表示

- IP67準拠の防塵、防水耐性
- 係数補正可能: 大気圧(700~1400)/塩分(0.0~40.0g/L)
- 溶存酸素量は、水の汚れ具合を示す指標です

- 測定範囲: (溶存酸素)0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%(温度)0~60℃
- 自動温度補正、オートロック、オートオフ(20分)、バックライト
- 電源: 単4形乾電池×1個(電池寿命: 約120時間)
- サイズ: W40×H185×D48mm/約130g(電池含む)

製品番号	価格(税抜)
BC-DO1000PE	¥40,700

デジタル塩分計

塩分濃度(%)の測定が簡単 温度も同時に測定



- セバレートセンサー採用のポータブル塩分計
- 液状の測定物に使用 (固形物はすりつぶして水に薄めて測定します)
- 平均値表示機能、オートオフ機能(30秒/解除可)

製品番号	価格(税抜)
BC-SA02	¥24,200

- 測定範囲: (塩分濃度)0.0~10.0% (温度)-20℃~+60℃
- 電源: 単4形乾電池×3個
- 電池寿命: 約100時間
- サイズ: W48×D29×H147mm/135g

非接触放射温度計

- 小型コンパクトな表面温度測定用温度計
- 温度表示: 0.1℃単位、最高330℃まで測定可能 (BC-IR211は最高500℃)
- 距離: 測定径 = 120cm : φ10cm



レーザーマーカ付き
で使いやすい



- 測定温度範囲 BC-IR210: -50~+330℃
BC-IR211: -50~+500℃
- 放射率: 0.95固定 ●距離係数(D:S): 12:1
- サンプリング: 約1回/秒 ●電源: 9V乾電池×1個
- サイズ: W36×D88.5×H134mm/145g

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-IR210	非接触放射温度計(-50℃~+330℃)	¥6,600
BC-IR211	非接触放射温度計(-50℃~+500℃)	¥7,600

防水デジタル温度計

ニードルタイプ



水洗いにも対応した防水性能(IPX7準拠)

- プローブ先端部を直径2.2mmと細めの設計で、応答速度が速く、対象物の刺し傷が目立ちにくい
- スタンダードタイプと、底の深い部分で測定しやすいロングタイプを用意



- 測定値を固定表示するホールド機能付き
- MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付き
- 携帯に便利なプローブキャップ付き

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-CT311WP	防水デジタル温度計 ロングタイプ	¥4,200
BC-CT321WP	防水デジタル温度計 スタンダードタイプ	¥2,800

- センサータイプ: サーマスタ ●測定範囲: -50~+300℃ ●分解能: 0.1℃
- 測定精度: ±1℃(-10.0~+100.0℃)、±2℃(-50.0~-10.1℃、+100.1~+200.0℃)、±4℃(+200.1~+300.0℃)
- プローブ: (BC-CT311WP) φ3.5×275mm、(BC-CT321WP) φ3.5×140mm、SUS304
- サンプリング: 1回/秒 ●電源: ボタン型電池(LR44)×1個 ●電池寿命: 1年
- 寸法/重量: (BC-CT311WP) W30×H400×D15.5mm/約43g、(BC-CT321WP) W30×H265×D15.5mm/約38g

サーモキャプチャー



画面の一部だけサーモグラフィ表示に変換できる
PCやスマホアプリで解析&レポート作成もラクラク

- 赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化
- 撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です
- +550℃までの幅広い範囲の測定が可能です
- タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます
- 校正可



- 【温度】
- センサー: 赤外線温度センサー/120×90ピクセル
- 測定範囲: -20~+150℃、0~+550℃
- 測定精度: ±3%rdg または±3℃の大きい方
- 放射率補正: 0.00~1.00(可変)
- 【映像】
- 解像度: 120×90ピクセル ●測定視野角: 50°×37°
- フォーカス: 固定 ●フレームレート: 50Hz
- 【仕様】
- オートパワーオフ機能: OFF/5分/10分/15分/30分
- メモリ: 3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB
- 静止画フォーマット: HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480)
- 動画フォーマット: MP4(480×360)
- 電源: 3.7Vリチウム充電電池(1500mAh)(連続使用: 約4時間)
- PCとの接続: USB接続(画像転送/バッテリー充電)
- サイズ: 約H129×W87×D22mm/約200g

- 放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付き
- スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応
離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます



カラーリーダー (色彩計)

- 8種類の表色系・色空間や表色値にて表示が可能
- マンセル値や食品の白さなども手軽にチェックできます
- 粉末・ペスト等さまざまな形態のサンプルを測定できます
- 本体に最大1000個の測定値を保存できます
- 「Average」ボタンを押すことで平均値を表示
- 校正可

軽量でコンパクトなボディー
66×85×159.5mm / 420g

基本操作は 3ステップ のみ
電源オン→白色補正→サンプル測定

表色系・色空間
L*a*b*, L*C*h, Yxy,
XYZ, マンセル(D65)

表色値
WI(CIE/ASTM E 313-96),
Tint(CIE/ASTM E 313-96),
YI(ASTM E 313-96)

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-CR20	カラーリーダー(色彩計)	¥400,000

簡単な操作で
色を数値化
瞬時に表示



粉体・液体を
直接測定できる
保護ガラス付き

データロガー 多機能環境測定器



- SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でもデータ解析、PCなどにCSV形式で取り込むことも可能
- MAX/MIN、データホールド機能、オートオフ機能(10分/解除可)

温度、湿度、
照度、風速を
1台で測定



- 電源: 単3形乾電池×6個 または ACアダプター(別売)
- センサーヘッド サイズ: 107.5×47mm
- サイズ: W68×H177×D45mm/約465g(電池含む)

測定項目	レンジ	分解能	測定精度
風速	0.4~25.0m/s	0.1m/s	±(2%+0.2m/s)
	1.4~90.0km/h	0.1km/h	±(2%+0.8km/h)
照度	0~20,000lux	1lux	±(5%rdg+8dgt)
温度	0~+50℃	0.1℃	±0.8℃
湿度	0~95%RH	0.1%RH	≥70%RH : ±(3%rdg+1%RH) <70%RH : ±3%RH

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-AHLT102SD	データロガー多機能環境測定器	¥41,200

防水ミニスケール

(電子はかり)



水/牛乳



- バックライトの色が変化する「上/下限設定機能」
- 個数のチェックに便利な「計数機能」
- 容器の重さを差し引き「風袋機能」
- IP65準拠の防水・防塵機能
- オートオフ機能(時間選択可/解除可)

NEW

製品番号	価格(税抜)
BC-MS5000NWP	¥12,000

- 秤量: 5000g ●表示単位: g、mℓ(水)、mℓ(牛乳)、個
- 最小表示単位: 0.1g(1000g)/0.5g(1000.5~3000g)/1g(3001~5000g)
- 精度: ±0.5g(0~100g)/±0.7g(100.1~500g)/±1.0g(500.1~1000g)
/±2.0g(1000.5~3000g)/±5g(3001~5000g)
- 電源: 単3形乾電池×2個(別売)
- 大きさ: 約W141×H39×D206mm / 重さ: 約375g(水平調整用脚は含む、付属品含まず)
- 計量皿: 約W120×D126mm
- ステンレス皿、計量皿カバー、水平調節脚×4脚付属

メタルスケール

重量と時間を同時に計測できます

- ステンレス製計量板は回転させて取り外せるので、汚れを拭き取りやすくお手入れが簡単です
- 薄型なのでコンパクトに収納
- シリコンゴム付きで滑りにくい



製品番号	価格(税抜)
BC-VSTMN2000	¥7,500

- 計量範囲: 2~2000g ●カウントアップ最大計測時間: 99分59秒
- 最小表示: 0.1g(2~200g以下)/0.5g(200~500g以下)/1g(500~2000g以下)
- 精度: ±0.2g(2~200g以下)/±1g(200~500g以下)/±3g(500~2000g以下)
- 電源: 単4形乾電池×3個 ●オートパワーオフ機能: はかり約5分 タイマー99分59秒
- サイズ: W120×D175×H31mm ●材質: 本体/ABS樹脂、計量板/ステンレス

CO2モニター

- CO2濃度と温度、湿度の3つをモニタに表示
- 換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ
- 充電式のため、持ち運び自由
- 学校などの教育・保育施設、医療・介護施設、オフィスや飲食店などにおすすめ

800ppm以下 : 正常(緑)
801~1200ppm : 注意(黄)
1201~1500ppm : 換気が必要(橙)
1501ppm以上 : すぐに換気が必要(赤)

15% OFF

換気のタイミングを
色でお知らせ

製品番号	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-COTH01	¥12,800	¥10,800



温湿度計

- 温度、湿度と時刻を同時に表示
- 最高/最低温湿度を自動メモリ
- 時計・アラーム機能付き
- 壁掛けにも卓上にも使用可能



製品番号	価格(税抜)
BC-AD5681	¥4,200

- 測定範囲: (温度)-10℃~+50℃、(湿度)20%~100%RH
- 分解能: (温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
- 電源: 単4形乾電池×2個(電池寿命: 約1年)
- 寸法: W112×H90×D37mm

温湿度計

(外部温度センサー付)

室内や作業環境の温度・湿度管理に役立つ

- 温度、湿度と時刻を同時に表示
- 最高/最低温湿度を自動メモリ
- 時計・アラーム機能付き
- 外部温度センサー
(ケーブル長: 3m/測定温度: -50~+70℃)
- 壁掛けにも卓上にも使用可能



製品番号	価格(税抜)
BC-AD5680	¥4,200

- 測定範囲: (内部温度)-10℃~+50℃、(外部温度)-50℃~+70℃
(湿度)20%~100%RH
- 分解能: (温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
- 電源: 単4形乾電池×2個(電池寿命: 約1年)
- 寸法: W100×H120×D25mm

オートフォーカス デジタル顕微鏡

- 高速オートフォーカス搭載
- カメラ解像度 2304×1536
- 最大倍率 約250倍
- パソコンやタブレットで映像を確認
- コンパクトで便利なハンディタイプ
- リモコン操作で撮影時の手振れを防止

面倒な
ピント合わせは
不要です



350万画素
CMOSセンサー

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-MSBTVTY	オートフォーカスデジタル顕微鏡	¥84,800
BC-MSBTVTYST	専用スタンド	¥12,800
BC-MSBTVTY-LGT	専用リングライト	¥24,800

- カメラ: 1/3型 CMOS(350万画素)
- 倍率: 10~250倍(21.5型モニタ基準)
- 焦点距離: 40倍 45mm/100倍 13mm/250倍 0mm
- 撮影範囲: 40倍 10.8×6mm/250倍 1.8×1mm
- 光源: 白色LED×6
- 電源: USBにて給電
- 外形寸法/重量: 約29×26×176mm/約89g

三次元計測できる画像合成アプリ 「PictSyzer3D」新登場

製品番号	価格(税抜)
BC-SPS01	¥398,000



※PCは付属しておりません。
※ご利用にはデジタル顕微鏡、スタンド、リングライトが必要です。

卓上・ハンディ兼用型毛細血管スコープ

指先・全身の毛細血管血流観察を
より鮮明に、より簡単に



安心・安全の
日本製
Made in Japan

ポイント

- 光学ズーム搭載で超高倍率でも超鮮明
- 全身くまなく観察できる軽量ボディ
- 手ブレ防止スタンド標準付属

NEW



- 1 「専用台」で
指先の毛細血管観察
- 2 「手持ち」で
全身の毛細血管観察

- リングを回すだけで低倍率から高倍率まで
レンズを変えることなく簡単に観察できます
- 流速を計測して定量化できます
(オプションの流速計測ソフト「GOKO-VIP」)
- カメラハンドグリップを使用すれば、
片手でも持ちやすく、全身の観察が容易に



皮溝・皮丘1(175倍) 口唇 毛細血管(620倍)

USB接続タイプ

製品番号	価格(税抜)
BC-BSCAN-ZD	¥480,000

- 電子シャッター:自動可変(GOKO Measureから固定値に変更可能)
- 照明: 高輝度LEDによる直接照明
- 映像出力: デジタル出力(USB2.0 / TypeA)
- 電源: DC5V(USB経由)
- モニター倍率: 約175倍~約620倍(20型モニター上)
- カメラ部 外形寸法: φ45×103mm(フォーカスキャップ装着時)
- カメラ部 重量: 127g(フォーカスキャップ除く)
- スタンド 外形寸法: ベースφ120mm
ホルダーφ58×72.5mm
- スタンド 重量: 250g
- ステージ可動範囲: 左右10mm
- ホルダー可動範囲: 上下10mm

※製品内容: カメラユニット、スタンドユニット、無反射キャップ、カメラハンドグリップ、手ブレ防止アタッチメント、フォーカスキャップ、保護キャップ、USBケーブル、ACアダプタ、専用アルミケース
※本製品は研究用であり医療機器ではありません。

マルチディスタンス スコープ



HDMI出力付マイクロスコープ

撮影・計測ができるズームスコープ

- HDMI・USB接続により、観察画像を
リアルタイムで液晶モニタやPCに映し出せます
- パソコンと接続することで、
画像計測・画像編集・動画撮影などが可能
- オプションのUM用対物レンズを装着することで、
さらに高倍率での観察ができます



200万画素
CMOSセンサー

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-UM20	HDMI出力付マイクロスコープ	¥98,000
BC-UM10	UM用対物レンズ 10x-LENS	¥9,500

- カメラ: 1/2.8型 CMOS(200万画素)
- 拡大倍率: 13~140倍
- オプション併用時 倍率: 231~497倍
- フレームレート: 最大60fps
- 保存形式: (静止画)JPG/BMP、(動画)AVI
- インターフェイス: HDMI/USB
- 出力: miniHDMI/USB3.0
- 照明装置: LEDリングライト(調光可)
- 対応OS: Windows 10/8.1/8/7
- 外形寸法/重量: 150×220×300mm/約1.3kg

※付属品: 操作リモコン、専用スタンド、HDMIケーブル、ACアダプタ、校正用スケール、USBケーブル、専用ソフトウェア

4Kデジタル顕微鏡



鮮明な映像と高倍率を兼ね備えた4K顕微鏡
微細な傷も見逃さない4K(ULTRA HD)

- 微細な形状がより一層際立つ4K解像度
- 最大390倍と、低倍率から高倍率までをレンズの付け替えなしで観察できます
- ワンクリックで簡単オートフォーカス
マニュアルフォーカスにも対応し、細かいピント調整も可能
- 静止画・動画も高画質を保ったまま撮影・保存ができます
- 金属観察時の反射(ハレーション)を抑える6つの照射パターン
LEDライトは12段階で明るさの調整ができるほか、LED照射数の変更も可能
- 観察・撮影に役立つ機能が充実した専用ソフトウェア
計測機能: キャリブレーションや直線距離、角度の計測が可能
コメント入力機能: 画像にメモを残すことができます
画像比較機能: オーバーレイ(重ね)や、上下・左右表示

800万画素
CMOSセンサー

製品番号	価格(税抜)
BC-MSUSB390	¥99,900

- センサー: 4K UHD画素CMOS(約800万画素)
- レンズ: 高感度レンズ
- 倍率: 9~390倍(32inchディスプレイにおいて)
- 焦点距離: おおよそ13.7~232mm
- 補助光源: 白色LED×8
- USBポート: USB2.0、3.0互換(PCに接続)
- 制御方式: 本体による操作/PC操作
- 電源: PCよりUSBにて給電
- 本体寸法/重量: 48×64×150mm/約363g
- スタンド寸法: 150×220×290mm

デジタルマイクロスコープ

PC不要、マウス操作で簡単撮影

- シンプルな操作性を実現
これ1台で「観る」・「録る」が簡単に行えます
- 光学顕微鏡に比べ、20倍以上の被写界深さ
- 顕微鏡ではピントが合いづらい高さのある対象物も鮮明に観察できます



製品番号	価格(税抜)
BC-VMM-310	¥268,000

- カメラ: 1/2.8型CMOSイメージセンサ
- 解像度: 1920×1080
- 拡大倍率: 35~225倍(13.3インチモニタ換算)
- 焦点距離: 46~198mm
- フレームレート: 30f/s
- 光源: 高輝度LED/リング照明
- 出力: HDMI/SDカード

液晶付きデジタル顕微鏡

両側にスネークライトを搭載したモニタ付き顕微鏡

- 金属など反射しやすい対象物のハレーションを軽減
- 鮮明な画質で、20型相当のPCモニタに
接続すれば約200倍に拡大可能
- 静止画、動画撮影に対応
- 手ブレを防ぐリモコン付き



製品番号	価格(税抜)
BC-MSLCD43	¥19,800

- カメラ: 1/4型CMOS(約100万画素)
- モニタサイズ: 4.3型(解像度480×272)
- 倍率: 4~43倍(4.3型モニタ時)
- デジタルズーム: 約100倍
- 光源: 白色LED×8、スネークライト×2
- 静止画サイズ: 最大4032×3024(JPEG)
- 動画サイズ: 最大1080P/30fps(AVI)
- 保存媒体: MicroSDカード(最大32GB)
- 電源: DC5V 2A
- 外形寸法: (顕微鏡)182×120×60mm、(スタンド)190×162×100mm

USB接続式顕微鏡カメラ

見るだけの顕微鏡に、撮影できる機能を

- 顕微鏡で見ている映像をPCに表示し、大画面で確認
- 大人数で同時に観察することができます
- 静止画、動画で保存できるので資料作成に役

500万画素
CMOSセンサー

10%
OFF

「深度合成機能」
「画像合併機能」
が追加



製品番号	価格(税抜)	キャンペーン 価格(税抜)
BC-DKMC04	¥29,800	¥26,800

- カメラ: 1/2.5型CMOS(約500万画素)
- 静止画保存形式: JPG/BMP/PNG/TIFF/PDF
- 動画保存形式: AVI
- 接続方式: USB2.0準拠(Aコネクタ付)
- ケーブル長: 約1.7m
- 外形寸法/重量: φ63×49mm/約179g

※顕微鏡等は付属しておりません。

WIFI接続式顕微鏡カメラ

スマートフォンやタブレットに映像を表示

- 顕微鏡の映像を静止画/動画で簡単保存
- 有線接続にも対応
- 「深度合成機能」「画像合併機能」追加
- 学生実習にも役立ちます

500万画素
CMOSセンサー



製品番号	価格(税抜)
BC-WDKMC05	¥69,800

- カメラ: 1/2.5型CMOS(約500万画素)
- 静止画保存形式: JPG/BMP/PNG/TIFF/PDF
- 動画保存形式: AVI(30fps)
- 電源: USB接続にてPCまたはACアダプターより給電
- 外形寸法/重量: φ63×162mm(アンテナ含む)/約226g

※顕微鏡等は付属しておりません。

ワンタッチ 卓上クリーンブース


道具不要で「誰でも・簡単に・素早く」組み立てできます

- 複雑な組み立てが一切ないワンタッチ式
- 実験台の上に設置できるコンパクトサイズ
- 未使用時は折りたたんでスペースを有効活用
- 幕体は帯電防止、防炎シートで安心
- 前面はファスナーにて開け閉め可能



折りたたんだフレームを広げるだけで簡単に

ワンタッチ



- 清浄度: クラス100 (クリーンユニット直下にて実測)
- プレフィルター: サランネット加工
- メインフィルター: HEPAフィルター
- 処理風量: 約1.0m³/min
- 集塵効率: 0.3μm以上粒子 (大気塵) 99.99%以上

- 材質: フレーム アルミニウム製
- 幕体 防炎・帯電防止ビニールシート
- 特注サイズでも製作可能

製品番号	サイズ(W/D/H)	収納時(W/D/H)	重量	価格(税抜)
BC-DCB01	600×400×500mm	600×400×125mm	3kg	¥118,000
BC-DCB02	800×400×500mm	800×400×125mm	3.5kg	¥135,000

●標準セット: フレーム 1台、幕体 1帳、ファンフィルターユニット ●寸法・重量にファンフィルターユニットは含まれていません。

エアードンパー防振ゴム式

卓上形除振台

- 空気減衰を有するエアードンパー防振ゴムを採用
- 無駄のない設計により低価格を実現
- 外観の美しいステンレス搭載盤
- クリーンルームにも設置できる精密除振台

用途
顕微鏡・硬度計
小型干涉計etc.



製品番号	仕様	価格(税抜)
BC-51-0405	W400×D500 / 積載量 40kg	¥60,000
BC-51-0506	W400×D600 / 積載量 60kg	¥86,000

- 固有振動数: 上下 約7.5Hz ●搭載盤仕様: 表面SUS304(ゴムシート付)
- 最大積載量: 40kg ●サイズ: W400×D500×H55mm/12kg [BC-51-0405]
- 最大積載量: 60kg ●サイズ: W500×D600×H55mm/18kg [BC-51-0506]

ラボジャッキ

アルミ製は軽量ながら
耐荷重・耐腐食性に優れています

- ステンレス製は、強度や耐酸性、耐腐食性に優れています
- ノブ式
- 磁性なし



アルミ製



SUS304製

製品番号	上下板材質	天板サイズ	高さ	耐荷重	価格(税抜)
BC-LJA100	アルミ	100×100mm	50~140mm	30kg	¥5,000
BC-LJA150		150×150mm	60~270mm	60kg	¥8,000
BC-LJA200		200×200mm	60~290mm	60kg	¥9,000
BC-LJA250	ステンレス SUS304	250×250mm	~380mm	80kg	¥20,000
BC-LJS3100		100×100mm	55~140mm	8kg	¥7,500
BC-LJS3150		150×150mm	75~245mm	25kg	¥9,000
BC-LJS3200		200×200mm	75~245mm	25kg	¥10,000
BC-LJS3250		250×250mm	75~385mm	35kg	¥30,000

石定盤を採用した精密除振台

天秤用卓上形除振台

- 特殊高減衰ゴムを採用し、防振機能と安定性を兼ね備えています
- 高剛性でありながら軽量化を実現
- 非磁性のため、磁性を嫌う電子天秤に適しています

用途
電子天秤etc.



製品番号	仕様	価格(税抜)
BC-53-0304	W300×D400 / 表面 NC研磨	¥90,000
BC-53-0304-E	W300×D400 / 表面 JIS1級	¥161,000

- 固有振動数: 上下 約40Hz/水平 約18Hz ●搭載盤仕様: 石定盤 ●最大積載量: 50kg
- 表面仕上: NC研磨 ●サイズ: W300×D400×H53mm/10kg [BC-53-0304]
- 表面仕上: JIS1級 ●サイズ: W300×D400×H59mm/18kg [BC-53-0304-E]

吐出/真空ピンセット

ウルトラピッカー

10~15% OFF



製品番号	吸引ポンプ	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-SDP01	低圧型	¥65,000	¥55,000
BC-SDP02H	高圧型	¥98,000	¥88,000

●標準付属 吸引ノズル: 4本(内径0.19、0.26、0.51、1.25mm)

簡単操作

- ①吸引ノズルを近づけ、種子を吸着します
- ②ボタンを押すと、種子を離します



○ナデシコ・・・
約1.5×2~1.9×2.7mm



「微小」なサンプルを
確実に真空ポンプで吸い上げる

冷凍冷蔵ボックス

ポータブル PORTABLE DEEP FREEZER ディープフリーザー

-40℃



高い冷却性能

庫内を-40℃~10℃まで、
1℃単位で冷却できます

環境に配慮

消費電力は約48Wと
省エネルギーを実現

製品番号	製品名	温度設定	価格(税抜)
BC-SC-DF25	ポータブルディープフリーザー25L	-40℃~10℃	¥248,000
BC-SC-BV25	ポータブルバイオカーゴ25L	4℃	¥310,000

製品番号	BC-SC-DF25	BC-SC-BV25
種類	ディープフリーザー	バイオカーゴ
内容量	25L	
温度設定	-40℃~10℃ (1℃刻み)	4℃ (一定)
電源 / 消費電力	DC12V / 48W	
外形寸法	W695×D350×H460mm	
庫内寸法	W335×D225×H340mm	
製品重量	約16kg	約15kg
付属品	ACアダプター / DCカーコード	DCカーコード

余裕の大容量

庫内は大容量の25L

DCカーコードでも
ACアダプターでも
使用可能



超低温冷凍ストッカー

チェストタイプの高性能フリーザー

冷却機能
-60℃

サンプルの長期保存、品質管理、食品検査・研究など

- -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます
- デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
- 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます
- 内蓋付き ■ 正面に排水口
- 4輪キャスター付き ■ 小分け用内カゴ付き



鍵付きで安心保管

内容量
約142ℓ



BC-CC60

- 外形寸法: 608×755×840mm
- 容量: 66L
- 電源: 100V
- 消費電力: 388/302W (50/60Hz)
- 年間消費電力量: 2265kwh/年
- 重量: 35kg
- 内蓋1枚、カゴ1個、霜取ヘラ、カギ、キャスター付き



BC-CC142

- インバーター搭載 省エネモデル
- 外形寸法: 1050×755×820mm
- 容量: 142L
- 電源: 100V
- 消費電力: 210/239W (50/60Hz)
- 年間消費電力量: 1643kwh/年
- 重量: 67kg
- 内蓋1枚、カゴ1個、霜取ヘラ、カギ、キャスター付き

製品番号	容量	外形寸法	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-CC60	66L	608×755×840mm	¥180,000	¥153,000
BC-CC100	104L	680×755×840mm	¥210,000	¥178,000
BC-CC142	142L	1050×755×820mm	¥235,000	¥199,700
BC-CC170	174L	920×755×840mm	¥270,000	¥229,000

極低温作業用グローブ




液体窒素
対応

長時間の作業でも固くなりにくい

- 極低温作業での凍傷・火傷から守る手袋
- 軽量で作業性が高く、快適
- 通気性がありむれにくい
- 袖口を縛るためのマジックテープ付き
- 耐水性あり ※液体窒素につけた状態では使用できません。


製品番号	仕様	入数	価格(税抜)
D-08M	Sサイズ	1双	¥22,000
D-09L	Mサイズ	1双	¥22,000
D-10M	Lサイズ	1双	¥22,000
D-11L	XLサイズ	1双	¥22,000

霜取りシート



タオルやヘラで擦れば
簡単に霜が取れます

20% OFF



霜取りが楽々 フリーザー用

- シートの取り付けにより、霜取り作業がスムーズに
- ハサミやカッターでカットでき、お客様ご自身で取り付けが可能!
- スポンジタイプは取り付けに粘着剤を使用しませんのでフリーザーを痛める心配がありません



製品番号	タイプ	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
BC-A01001	内部用	750×450	1枚	¥20,000	¥16,000
BC-A0100110	スポンジタイプ	×厚み3	10枚	¥140,000	¥112,000
BC-A02001	内部用	750×450	1枚	¥22,000	¥17,600
BC-A0200110	シールタイプ	×厚み3	10枚	¥150,000	¥120,000
BC-A03001	扉用	750×450	1枚	¥20,000	¥16,000
BC-A0300110	シールタイプ	×厚み1.5	10枚	¥140,000	¥112,000

※水分をよく拭き取ってから取り付けください。