

ATPふき取り検査システム ルミテスターSmart

いつでもどこでも衛生検査

微生物や食品残渣に含まれるATP
(アデノシン三リン酸)を汚れの指標
として、その場で測定・数値化します



- 簡単3ステップ測定(拭き取る→抽出→測る)
- わずか10秒で結果を数値表示
- 食品製造工場、感染対策室など、あらゆる現場の衛生管理に適しています
- スマートフォン・タブレットとの無線通信可



ルシパックA3 Waterは、
液体の検査に適しています



- 測定時間: 10秒
- 測定単位: RLU (発光量)
- データメモリ: 2000データ
- 電源: 単三乾電池×2本
- 本体サイズ: 65×176×40mm
- 重量: 255g (電池を除く)

アプリと連動した
データ管理も可能



NEW

- ルシパックA3は、ATPだけでなくADP・AMP量も測定することでより高感度な洗浄度の検査を行うことができます(A3法)
- ルシパックA3 Surface(湿潤綿棒)は、綿棒があらかじめ湿潤されているので、水で濡らさずにすぐに使えます
- ルシパックPen、Pen-AQUAは、食品衛生検査指針 微生物編2004 収載

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)
61234	ルミテスターSmart(本体)	1台	¥99,800
NEW 60367	ルシパックA3 Surface(湿潤綿棒)	100本(20本×5)	¥24,000
60361	ルシパックA3 Surface	100本(20本×5)	¥24,000
60365	ルシパックA3 Water	100本(20本×5)	¥24,000
60331	ルシパックPen	100本(20本×5)	¥24,000
60336	ルシパックPen-AQUA	100本(20本×5)	¥24,000

拭き取るだけで、容易に試料採取

ふきふきチェックII



拭き取り検査用

- サイズ: φ10×87mm
- 材質 容器: PE(ポリエチレン)、キャップ・綿棒: PP(ポリプロピレン)
- 綿球: レーヨン
- 希釈液: リン酸緩衝生理食塩水10mL(γ線滅菌済)
- 保存方法: 室温

- 検査したい所を拭き取るだけで容易に検体が採取できます
- 本体には1mL刻みの目盛が付いているので、直接試料液として分注することができます

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-PPF2002	ふきふきチェックII	400本(10本×40箱)	¥37,670

●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます

スクリーニング試験に

大腸菌群・一般細菌試験紙



- 大腸菌群用は牛乳・飲料水・生鮮食品等に、
- 一般細菌用は乳製品以外の一般食品等、各種の試験に使用できます

ちょうど入る
パーソナル恒温器



- 特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下または検液に浸漬し、恒温器(37℃)で培養後 スポット数の平均を判定します

- 温度: 37℃(固定)
- 外寸: 240×160×82mm
- 内寸: 160×100×20mm

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)
BC-FT3010	大腸菌群試験紙	25枚(5枚×5)	¥2,800
BC-FT0301		100枚(50枚×2)	¥10,500
BC-FT3020	一般細菌試験紙	25枚(5枚×5)	¥2,800
BC-FT0302		100枚(50枚×2)	¥10,500
BC-FCB101	コンパクトインキュベーター	1台	¥23,000

●製品はすべて試験研究用です

●表示価格には消費税は含まれておりません



食の「安心・安全」に役立つアイテム

食品検査・衛生管理 カタログ Vol.1



製品の詳しい情報やお得なアウトレット・キャンペーン
情報はBMSホームページをご覧ください!

www.bmsci.com



株式会社 バイオメディカルサイエンス
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-39
TEL 03-3513-5242 FAX 03-3513-5243
<https://www.bmsci.com>
お問い合わせ info@bmsci.com

ぺたんと押して微生物チェック

ぺたんチェック25



平らな面に軽くスタンプ、
時間を取らずにサンプル採取

- 食品・環境衛生検査用のスタンプ培地
- 器具・培地調整などの事前準備が不要
- 1人で容易に操作ができます
- 汚染実態の把握・消毒殺菌効果判定が肉眼ででき、また、汚染源の特定菌の有無を判定することができます
- 培地を凸状に盛り上げた、コンタクト(接触)平板です


豊富な種類
迅速検査

ISO準拠の25cm²培地



■ シャーレサイズ: 230×175×10mm

製品番号	培地	検査対象	培地色調	入数	価格(税抜)
BC-FPT1025	標準寒天培地	一般生菌	淡黄色	40枚 (4枚×10袋)	¥6,400
BC-FPT2025	デオキシコレート寒天培地	大腸菌群	赤濁色		¥6,400
BC-FPT1225	ESコリマーク寒天培地	大腸菌・大腸菌群	淡黄色		¥6,800
BC-FPT4025	卵黄加マンニト食塩寒天培地	黄色ブドウ球菌	黄赤色		¥6,800
BC-FPT2425	TCBS寒天培地	腸炎ピブリオ	青緑色		¥6,400
BC-FPT9025	MLCB寒天培地	サルモネラ	紫色		¥6,400
BC-FPT7025	サブロー寒天培地	真菌	乳白色		¥6,400
BC-FPT2625	CP加ポテトデキストロース寒天培地	食品真菌	白色		¥6,400
BC-FPT8025	SCD寒天培地	一般生菌	淡黄色		¥6,400
BC-FPT8225	SCDLP寒天培地	一般生菌	淡黄色		¥6,400
BC-FPT5025	NAC寒天培地	緑膿菌	乳白色	¥6,400	



ESコリマーク寒天培地

価格を抑えた生培地

エコノミー生培地

- 購入後、培地の調製等の必要がなく、すぐに使用することができる平板培地
- 使用しているシャーレはリブ付で重ねても滑り落ちにくい構造です

すぐに使用できて
検査に便利

- 培地表面が結露しにくい通気性パッケージを採用
- シャーレサイズ: φ90×H15mm



標準寒天培地

製品番号	培地	入数	価格(税抜)
BC-FEM0290	標準寒天培地	100枚(10枚×10袋)	¥11,000
BC-FEM0291	SCD寒天培地	100枚(10枚×10袋)	¥11,000
BC-FEM0292	CP加ポテトデキストロース寒天培地	100枚(10枚×10袋)	¥11,000

秤量の必要なし

分包培地

- 扱いやすい分包タイプの調製用粉末培地
- 粉末を秤量する手間がありません
- 長期保存でも湿気による劣化がありません
- 室温保存(10~30℃)で取り扱いが楽々

造粒タイプ

製品番号	培地	検査対象	入数	価格(税抜)
BC-F717700-4	標準プレートカウント寒天培地	一般生菌	400mL用×40袋	¥6,500
BC-F717696-1	標準プレートカウント寒天培地	一般生菌	250mL用×50袋	¥6,200
BC-F717701-4	マンニト食塩寒天培地	黄色ブドウ球菌	200mL用×40袋	¥10,000
BC-F717702-4	デオキシコレート寒天培地	大腸菌群	400mL用×40袋	¥9,500
BC-F717704-4	ポテトブドウ糖基礎培地	真菌	400mL用×40袋	¥12,000
BC-F717696-2	ポテトブドウ糖寒天培地	-	250mL用×50袋	¥11,000




シート培地で手軽に検査

簡易微生物検査シート培地


MC-Media Pad



一般細菌用 観察例




SA 黄色ブドウ球菌用 観察例



- 滅菌された成分調整済培地なので、すぐに使用できます
- 食材等の試料液検査をはじめ、スタンプ法・塗抹法・メンブランフィルター法・落下菌の検査が可能です

- 手軽にかつ正確な微生物検査が可能です
- サンプルを培地パッドに滴下するだけで、不慣れな方でも取り扱いが容易
- 発育した菌は特徴的な発色コロニーを形成しますので、判定が容易
- 運動性の高い菌も計測しやすく、判定に経験の差が出にくくなっています
- かさばらず、長期保存が可能
- 省スペース化と廃棄量低減により、環境にやさしい製品です

30枚重ねて
培養できます



製品番号	検出対象	入数	価格(税抜)
BC-FMMP10	一般生菌用	100枚 (25枚×4袋)	¥10,000
BC-FMMP02	CC 大腸菌群用		¥10,000
BC-FMMP03	SA 黄色ブドウ球菌用		¥15,000
BC-FMMP04	EC 大腸菌・大腸菌群用		¥15,000
BC-FMMP05	YM 真菌(カビ・酵母)用		¥18,000
BC-FMMP06	サルモネラ用		¥20,000

食品微生物検査をより簡単・効率的に

微生物検査用フィルム培地

EasyPlate



簡単検査


- ①開ける→②滴下する→③閉じる
- ④培養する→⑤判定する

- AOAC-RI PTM認証※
- 食品衛生検査指針 微生物編2018 収載(AC/CC)※

※「Medi-Ca」として掲載されています。

- 培地調製不要の調製済みフィルム培地
- 調製や滅菌などの前処理が不要なので、不意の検査にもすぐに対応できます
- 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です
- 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易
- シャーレと比べ約20分の1の以下にスペース削減

観察例




AC CC EC SA

製品番号	検出対象	入数	価格(税抜)
BC-F61980	AC 一般生菌用	1箱(25枚×4袋)	¥9,500
BC-F61980T		10箱(25枚×40袋)	¥75,000
BC-F61981	CC 大腸菌群用	1箱(25枚×4袋)	¥9,500
BC-F61981T		10箱(25枚×40袋)	¥75,000
BC-F61982	EC 大腸菌・大腸菌群用	1箱(25枚×4袋)	¥13,000
BC-F61982F		5箱(25枚×20袋)	¥47,500
BC-F61983	SA 黄色ブドウ球菌用	1箱(25枚×4袋)	¥19,900
BC-F61983F		5箱(25枚×20袋)	¥75,000

培地や検査データの記録に

コロニーカウンター Smart iSac

- フィルム型培地専用のコロニーカウンター
- スキャナで読みとり同種類の培地を6枚同時にカウントします
- 検査データの記録、培地の画像、カウント値などは付属のパソコンでデータベース化され、検証・比較が容易にできます
- CSVファイルに出力可能
- コロニーカウントのみのシンプルな運用方法や、カウントと同時にデータを保存、報告書を自動作成できる機能もあります
- 対応培地: フィルム培地EasyPlate、3Mベトリフィルム培地



画面イメージ

製品名	搭載システム	セット内容
シンプルカウント	Simple count	ノートパソコン 専用スキャナ
マルチカウント	Simple count OCR method Barcode method	ノートパソコン 専用スキャナ QRコードリーダー

- Simple count: 6枚同時カウント機能と、その培地1枚ごとにカウント値の修正機能
- OCR method: 8桁の番号を認識し、カウント時に報告書を自動作成、データを自動で記録
- Barcode method: QRコードを用いて培地を特定、検査結果表に自動でカウント数などを入力

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-FC001-5S	Smart iSac シンプルカウント	¥295,000
BC-FC001-5M	Smart iSac マルチカウント	¥350,000



見えない汚れを見える化

タンパク残留測定スワブ




製造環境のモニタリング
衛生管理(洗浄確認)
作業員の衛生指導

- 洗浄後のタンパク質を検出します
- HACCPのモニタリング方法として使用できます
- 高感度(約50μgタンパク質)
- 測定機器が必要ありません

簡単3ステップ

①ふき取る→②反応させる→③判定する



■ 試薬を反応させて10分後の色の变化(緑→灰→紫)で
洗浄レベルが誰でも簡単に確認できます

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-FPRO50	タンパク残留測定スワブ Pro50	50本	¥13,500

アレルギーのコンタミリスクを軽減

タンパク残留測定スワブ (アレルギースクリーニング用)



タンパク質を
高感度で検出

- 色の变化でタンパク質の量を判定します(緑→灰→紫)
- アレルゲンのコンタミネーションリスクを低減します
- 感度: 3μg
- 測定時間: 15分

簡単4ステップ

①ふき取る→②反応させる
→③加熱する→④判定する

- 55°Cで15分(もしくは37°Cで45分) 加熱
- 迅速に結果が得られるため、改善に向けて
素早く対応することができます(再洗浄など)



製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-FAL60	タンパク残留測定スワブ ALLTEC60	60本	¥18,000

特定原材料に簡単に検出できるアレルギー検出キット

ナノトラップProII

- 特定原材料の混入を目視で簡易迅速に判定
- 各タンパク質(抗原)に対する抗体を用いたイムノクロマト法により、
非特異的な反応を受けにくく、多くの食材を使用した食品にも適用できます
- 加熱・加圧などの加工の有無に関係なく検査可能
- 調製・分注済みの抽出液がセット内容に含まれ、抽出液調製の手間がかかりません

製品番号	検出対象	入数	価格(税抜)
BC-F691-1K	卵(卵白アルブミン)	10回分	¥16,000
BC-F692-1K	牛乳(カゼイン)		¥16,000
BC-F693-1K	小麦(グルテン)		¥16,000
BC-F694-1K	落花生		¥16,000
BC-F695-1K	そば		¥16,000
BC-F697-1K	大豆		¥16,000

- 検出下限: 5ppm
- 測定時間: 15分
- 構成: 10回分(スティック×10、抽出液19mL×10、希釈液12mL×1)



感度5ppm
測定時間15分

食品製造設備のアレルギー検出キット

ナノトラップEasy

- 簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット
- 専用の測定機器を必要とせず、イムノクロマト法により現場で誰でもアレルギー検査ができます
- ふき取り液、洗浄水をそのまま滴下するだけで検査できます

製品番号	検出対象	入数	価格(税抜)
BC-F671-1K	卵	10回分 (スティック10本)	¥12,000
BC-F672-1K	牛乳		¥12,000
BC-F673-1K	小麦		¥12,000
BC-F674-1K	落花生		¥12,000
BC-F675-1K	そば		¥12,000
BC-F676-1K	えび・かに		¥12,000
BC-F677-1K	大豆	¥12,000	

- 無駄なく使いきれ10本入り
- ラインの有無で陽性・陰性を判定

- 検出下限: 0.5ppm(特定原材料等総タンパク質濃度)
- 測定時間: 10分
- 食品原料および加工食品のアレルギー検査には使用できません。
食品にはナノトラップ ProIIをご使用ください。




簡単・迅速
測定時間10分

参考画像

30秒ですばやく判定

洗浄度判定キット

- タンパク質を指標とした洗浄度を判定する簡易キットです
- HACCPのモニタリング方法として使用できます
- 微量のタンパク質(30~100μg)を検出し、色の变化によって判定します
- 変色色調: 黄色→青緑色
- 反応時間: 約30秒



製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-FCIT50	洗浄度判定キット CIT50	50本	¥8,000



甲殻類タンパク質を迅速・高感度に検出

アレルギー検出キット えびかにキャッチャー

- 甲殻類(えび・かに類)の主要なアレルゲンであるトロポミオシン(TM)を指標として、
イムノクロマト法により甲殻類タンパク質を検出するキットです
- 食品原材料や加工食品中の甲殻類タンパク質を、高感度に検出することができます
- 特別な施設・設備などを必要とせず、目視で判定でき、操作も簡便なため、
日常のアレルゲン管理に適しています
- 反応時間は約20分で、迅速な検査が可能です

- 検出下限: 1ppm
- 構成: テストストリップ×20、抽出用試薬(10倍濃縮)100mL×1

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-F8111K	えびかにキャッチャー	20回分	¥34,000




反応時間20分
目視で簡単判定



タンパク汚れを簡単に高感度で検出

汚染度チェック

- 微生物増殖の原因となるタンパク汚れを簡単に検出
- 高感度(約20~50μgのタンパク質で陽性)
- タンパク質定量法を応用した発色剤を採用しており、
反応時間はわずか2分、判定は色見本と比較するだけです
- 食品の製造ラインや調理器具・製造機械の洗浄チェックや、
従業員の手指検査を通じての衛生指導などに最適です



反応時間2分
高感度

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-FCDO2	汚染度チェック クリーンDO II	100本	¥15,000



ヒスタミン量を簡単・迅速・正確に測定

チェックカラーヒスタミン

- AOAC-RI PTM認証のヒスタミン分析法
- 生魚(鮮魚・冷凍魚肉)に含まれるヒスタミン量を、迅速・簡便に測定することができます
- 前処理液と試薬を混ぜるだけで、抽出操作が簡単
- HPLC法やAOAC法などのように測定妨害物質を除去するための前処理操作が不要です

- 検出範囲: 0.4~6.0ppm(魚肉は25倍希釈するため10~150ppm)
- 構成: 酵素×6、発色試薬×6、標準液×1、緩衝液×3
- 測定には470nmで計測できる吸光度計を別途ご用意ください。

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-F60441	チェックカラーヒスタミン	60回分	¥30,000

反応時間15分
前処理含めても1時間以内



短時間で判定
簡単検査



製品番号	内容・入数	価格(税抜)
BC-FAT10	10テスト (テストシート 10枚 + アクチベーター 10本)	¥30,000
BC-FAT25	25テスト (テストシート 25枚 + アクチベーター 25本)	¥60,000

※ピーカー、ガラス棒 標準付属


残留農薬の簡易検査に 残留農薬・殺虫剤検出キット

- 環境(水・土壌)・農産物・食品等に含まれる有機リン・カーバメート系殺虫剤・残留農薬を、簡単に定性検査するキットです
- 酵素基質反応法による発色を目視で判定します
- 特別な器具を必要とせず、短時間(10分)で判定できます

検出濃度					
アルジカルブ	0.2ppm	クロルピリホス	0.7ppm	EPN	0.2ppm
アスポン	5.0ppm	メスロール	5.0ppm	オキサケミル	1.0ppm
パラチオン	2.0ppm	ホスベル	0.8ppm	PHC	1.0ppm
カルバリル	7.0ppm	メソミル	1.0ppm	フェニトロオチン	1.5ppm
アジンホスメチル	5.0ppm	ダイアジノン	2.0ppm	メタミドホス	4.0ppm
ホレート	2.0ppm	MIPC	2.0ppm	馬拉チオン	2.0ppm
カルボフラン	0.1ppm	DDVP	3.0ppm	クロルピリホスメチル	1.0ppm

透明度に優れたPS製シャーレ

滅菌シャーレ



安価で、日々の
検査に最適

- スレ防止のリップ付きで、積み重ねに適しています
- 材質: ポリスチレン(PS)
- 滅菌済み

製品番号	仕様	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
CLT-01012	NB/浅型	φ90×15	500枚(10枚×50)	¥6,800
CLT-01003	AY/浅型	φ90×14	600枚(12枚×50)	¥7,800
CLT-01004	FCL/深型	φ90×20	500枚(10枚×50)	¥8,000

サンプル採取・輸送に最適

滅菌トランスポートスワブ

採取と輸送が
これ一本で

- キャップ一体型のスワブ
- 材質 軸: ポリスチレン(PS)
スワブ: コットン
容器: ポリプロピレン(PP)
キャップ: 高密度ポリエチレン(HD-PE)
- 軸: 長さ 90mm
- 容器サイズ: 全長101mm / φ16.5mm
- スクリューキャップ式
- 滅菌済み

製品番号	入数	価格(税抜)
SAR-80.625	500本	¥40,000

10倍希釈に最適

滅菌希釈水

- りん酸緩衝生理食塩水が9mL/90mLずつ分注されているので10倍希釈での使用に便利です
- PET製ボトル入り
- ガンマ線滅菌済



製品番号	型式	容量	入数	価格(税抜)
① BC-FS9	S-9	9mL	500本	¥20,000
② BC-FS90	S-90	90mL	60本	¥6,600

手に持って使用できる薄型・コンパクトなライト台

ハンディコロニーカウンター



- コロニーカウンターペン**
- ペン先でマーキングすると音が鳴り、デジタルカウンターに加算されます
 - 5桁表示の液晶ディスプレイ搭載
 - サイズ: 約152×17mm / 28g

手に持って傾けても
シャーレが落下しません

- ライト台**
- LED光源なので、スイッチをつけて、すぐに使用可能
 - 仕様
・光源: 白色LED (平均輝度: 約800cd/m²)
・照射面サイズ: φ95mm
・本体サイズ: 186×111×13mm / 230g
・電源: 単4電池×3本、またはACアダプタ(別売)

製品番号	製品名・内容	入数	価格(税抜)
BC-HCC01	ハンディコロニーカウンター (カウンターペン + ライト台) 1セット	1	¥19,800
BC-HCC02L	ハンディコロニーカウンター (ライト台)	1台	¥14,800

※油性ペン、ソフトケース標準付属

※ACアダプタ(別売)

ニューステンレスループ

- 材質
ループ/ニードル: ステンレス
エンボスグリップ: アルミ

グリップは「エンボス加工」
持ちやすく滑らない



ステンレス白金耳

- ループ部は特殊溶接処理のため曲がらず破損しにくい
- 滅菌缶から取り出す際に絡まずスムーズに取り出しが可能
- ループを持つ位置が自由自在なため微細な動きにも対応できます
- オートクレーブ可能

製品番号	製品名	仕様	入数	価格(税抜)
BMS-NSL01	ニューステンレスループ(先端径1mm)	全長280mm	100本	¥42,000
BMS-NSL02	ニューステンレスループ(先端径2mm)	全長280mm	100本	¥35,000
BMS-NSL03	ニューステンレスループ(先端径3mm)	全長280mm	100本	¥35,000
BMS-NSL04	ニューステンレスループ(先端径4mm)	全長280mm	100本	¥35,000
BMS-NSLN	ニューステンレスニードル	全長280mm	100本	¥31,000
BMS-SSC1	ステンレス製滅菌缶 S	30×30×300mm	1個	¥13,000
BMS-SSC2	ステンレス製滅菌缶 M	40×40×300mm	1個	¥15,000

ループとニードルが一体化

ループ&ニードル

- しなやかなポリプロピレン(PP)製
- 1μLと10μLの2種類
- 長さ195mm
- ガンマ線滅菌



DNase/RNase free Human-DNA free

製品番号	ループ	入数	価格(税抜)
SPL-90001	1μL	500本(10本×50)	¥9,500
SPL-90010	10μL	500本(10本×50)	¥9,500

ステンレス製のコンラージ棒

ステンレススプレッター

- 表面の仕上がりがスムーズです
- 三角形の形状で培地を傷つけません
- 90mm径のシャーレに適しています
- オートクレーブ可能



製品番号	入数	価格(税抜)
BC-55668	1本	¥2,500

SPLスプレッター

ペトリ皿への微生物の塗布

- L型スプレッター
- 材質: ポリプロピレン(PP)
- ガンマ線滅菌
- オートクレーブ可能

DNase/RNase free Human-DNA free

製品番号	入数	価格(税抜)
SPL-90050	500本(10本×50)	¥14,000

ディスポスプレッター

- 表面の仕上がりがスムーズです
- 三角形の形状で培地を傷つけません
- 材質: ABS樹脂
- 滅菌済み



製品番号	入数	価格(税抜)
BC-1518	500本(個包装)	¥16,500

コンパクトなシャーレ収納

シャーレホルダー



- 100mmディッシュを6枚収納できます
- 耐薬品性に優れたエポキシ樹脂コーティングのステンレス製
- サイズ: W140×D85×H105mm
- オートクレーブ可能

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-55432	シャーレホルダー	1個	¥3,400

φ90mmシャーレ×12枚 対応

シャーレラック 009

- 浅型シャーレ6枚×2列、または深型シャーレ5枚×2列
- 積み重ねても横スレしにくい構造で、運搬・保管に便利
- 全高が低いので冷蔵庫やインキュベーターにもそのまま収納




- サイズ: W210×D100×H130mm
- 材質: ステンレス SUS304
- オートクレーブ可能

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-SSTR009	シャーレラック009	1個	¥4,500

積み重ねても
しっかりホールド

高精度、読み取りやすい目盛り付き

SPL ディスポーザブルピペット



- 逆目盛り付きで、分注量/残量の読み取りが簡単
- プラグ部は国際基準のカラーコードで容量の識別が容易
- 材質：クリスタルグレードPS
- ガンマ線滅菌済
- 個包装



DNase/RNase free Human-DNA free Non-pyrogenic Non-cytotoxic

製品番号	容量	プラグ色	入数	価格(税抜)
SPL-91001	1mL	黄	800本(200x4)	¥21,000
SPL-91001-200			200本(200x1)	¥6,900
SPL-91002	2mL	緑	600本(150x4)	¥21,000
SPL-91002-150			150本(150x1)	¥6,900
SPL-91005	5mL	青	400本(100x4)	¥17,000
SPL-91005-100			100本(100x1)	¥5,500
SPL-91010	10mL	橙	400本(100x4)	¥17,000
SPL-91010-100			100本(100x1)	¥5,500
SPL-91025	25mL	赤	200本(50x4)	¥14,000
SPL-91025-50			50本(50x1)	¥4,500
SPL-91050	50mL	紫	160本(40x4)	¥28,600
SPL-91050-40			40本(40x1)	¥9,300

薬品の保存や運搬に便利な保存瓶

耐熱ねじ口瓶(透明)

- ねじ規格(GL)採用で、お好みのフタに付け替え可能
- 目安目盛り付きで容量がわかりやすい
- フタはパッキンレスでコンタミリスクを抑えます



液だれにくい「液切れリング」付



製品番号	容量	ねじ規格	胴外径	高さ	価格(税抜)
BC-HNBO50	50mL	GL-32	46	91	¥900
BC-HNBO100	100mL	GL-45	56	105	¥800
BC-HNBO250	250mL	GL-45	70	143	¥900
BC-HNBO500	500mL	GL-45	86	181	¥1,200
BC-HNBO1L	1000mL	GL-45	101	230	¥1,500
BC-HNBO2L	2000mL	GL-45	136	265	¥3,300
BC-HNBO3.8L	3800mL	GL-45	160	320	¥12,000
BC-HNBO5L	5000mL	GL-45	181	336	¥15,500

フタをしたまま電子レンジOK

V60レンジサーバー



- 溶液を簡単に温めることができます
- 熱い液体も安心して取り扱える、取っ手付き
- 材質(フタ・ハンドルバンド):ポリプロピレン
- 目安目盛り付き

製品番号	実用容量	幅/奥行	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HXVD36B	360mL	130/107	106	85	¥900
BC-HXVD60B	600mL	137/121	128	85	¥950
BC-HXVD80B	800mL	143/132	145	85	¥1,000

コニカルチューブ



- 目盛り/書き込みスペース付き
- 耐遠心強度
15mlコニカル: 13,000xg
50mlコニカル: 14,000xg
- ガンマ線滅菌

DNase/RNase free

Human-DNA free

Non-pyrogenic Non-cytotoxic

- 材質 チューブ: ポリプロピレン(PP)
キャップ: 高密度ポリエチレン(HD-PE)

製品番号	容量	入数	価格(税抜)
SPL-50015	15mL	500本(50本×10袋)	¥18,000
SPL-50050	50mL	500本(25本×20袋)	¥22,000

幅広い取っ手付き

ビーカーサーバー

- 幅広く平たいハンドルは、安定して持ちやすく、注ぎやすい形状です
- 目安目盛り付き



製品番号	実用容量	幅/奥行	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HBV300	300mL	125/89	105	89	¥1,300
BC-HBV600	600mL	130/90	152	90	¥1,700

内側からも読み取れる目盛り表示

メジャーカップ ワイド

- 電子レンジにも対応した計量カップ
- 上からのぞいても見やすい、はっきり目盛り
- 熱い液体も安心して取り扱える、取っ手付き




製品番号	実用容量	幅/奥行	高さ	口径	価格(税抜)
BC-HCMJW200	200mL	118/81	87	81	¥1,000
BC-HCMJW500	500mL	150/105	120	105	¥1,500

smartSpatula®

スプーン・ストロー・杓子が一体になった、便利なスパチュラ

ディスポ スパチュラ



- 粉末・顆粒の試薬の分注に最適
- 液体窒素で凍らせたサンプルにも使用できます
- 中空構造で熱いまたは冷たい液体の移送にも適しています
- 材質: ポリプロピレン(PP)
- オートクレープ可能
- FDA食品規格に準拠



製品番号	仕様	スプーンサイズ(長さ×幅)	入数	価格(税抜)
① BC-500021	マイクロ/帯電防止	—	300本	¥5,800
② BC-800021	ショート	25×14mm	300本	¥8,700
③ BC-300021	スタンダード/ブルー	25×14mm	300本	¥8,700
④ BC-400021	スタンダード	25×14mm	300本	¥8,200
⑤ BC-700021	スタンダード/滅菌済	25×14mm	100本	¥28,000
⑥ BC-526021	スタンダード/滅菌済※	25×14mm	100本	¥33,000
⑦ BC-600021	マクロ/グリーン	42×23.5mm	150本	¥9,000

※Non-Toxic / Non-Pyrogenic

パラフィルム

研究室内の必需品
伸び縮み自在



- 様々な形状に適合でき、気密性に優れています
- 検体や薬品を傷しません
- 無色半透明で無毒性です
- 材質: パラフィン
- 使用温度範囲: 7~32℃

製品番号	仕様	入数	価格(税抜)
① BMS-671101	パラフィルム 4"×125フィート	1個	¥3,600
② BMS-671102	パラフィルム 2"×250フィート	1個	¥3,800

丸型アルミシート

使いやすいサイズに丸くカットされた人気商品

- 丸型なので、ビーカー・フラスコにフィット
- 1回ごとの切断が不要で、すぐに使えます
- 試験管・ビーカー・フラスコ等の蓋に
- ガラス管・ガラス瓶の遮光に
- オートクレープ、乾熱滅菌作業に



製品番号	製品名・仕様	入数	価格(税抜)
BMS-ALS120	丸型アルミシートφ120mm	500枚	¥2,800
BMS-ALS150	丸型アルミシートφ150mm	500枚	¥3,500


卓上クリーンバッグ

ワイヤー付きで、しっかり結束
簡単に処理できる、オートクレープバッグ

- バッグ上部の粘着テープで机の縁や壁に貼り付けて使えます
- ワイヤーで簡単に口を縛れ、廃棄が簡単です
- スティックジッパーを使用すれば、一時的に密閉でき、液漏れ・臭い漏れを防ぎます
- 材質: 三層構造(PP-PE-PP)/粘着テープ付き
- オートクレープ滅菌可能

ゴミ処理をスマートに
液漏れ・ニオイ漏れ防止

製品番号	製品名・入数	価格(税抜)
BC-86.1003A	卓上クリーンバッグA3サイズ 100枚入	¥10,000
BC-86.1004A	卓上クリーンバッグA4サイズ 100枚入	¥6,700
BC-86.1005A	卓上クリーンバッグA5サイズ 100枚入	¥3,500
BC-86.1003A-25	A3サイズ 100枚入 スティックジッパー2号5本セット	¥10,800
BC-86.1004A-35	A4サイズ 100枚入 スティックジッパー3号5本セット	¥7,500



卓上でも使用できる、コンパクトなオートクレープ滅菌器

小型高圧蒸気滅菌器 ラボクレープ

低価格なので複数台の設置も



- コンパクトサイズなので場所を取らず、少量の滅菌に最適
- 短時間での連続運転が可能
- ラボクレープII B/VBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載
- わかりやすい、簡単コントロールパネル
- 空焚き防止、フタロック、温度ヒューズなど、各種安全装置を装備

製品名	ラボクレープII	ラボクレープIIb	ラボクレープV	ラボクレープVb
型 式	BC-LC2040	BC-LC2045	BC-LC2160	BC-LC2165
滅菌温度	132/121℃	121/115℃	132/121℃	121/115℃
滅菌時間	132℃:5~99分 121℃:20~99分	121℃:20~99分 115℃:30~99分	132℃:5~99分 121℃:20~99分	121℃:20~99分 115℃:30~99分
液体滅菌対応	×	○(※条件有)	×	○(※条件有)
外寸/重量	W250×D250×H426mm / 約14kg		W330×D340×H510mm / 約26kg	
電 源	AC100V 50/60Hz 500W		AC100V 50/60Hz 1200W	
缶 体 寸 法	φ150×220mm		φ240×360mm	
価 格 (税 抜)	¥198,000	¥198,000	¥315,000	¥330,000

※製品の寸法の単位はmmです。

「たたく+潰す」で
簡単ホモジナイズ



電源要らずの手動式 手動式ホモジナイザー

- 電源がいらぬ手動式 すり潰し器
- どこにでも持ち運んで使用することができます
- ハンドルを回転させるだけで「たたく+潰す」という一連の動作を行ない、楽に検体をすり潰すことができます
- 前面の扉は取り外すことができるので、お手入れも簡単です
- 食品の細菌検査の前処理に適しています

- 処理容量: 総量50~100mL
- 使用袋: ホモジバッグ(W130×H195mm)
- 材質: 本体: 鋼板(樹脂焼付塗装) 扉: ステンレス鋼板
ローラー: ジュラコン樹脂
- 寸法/重量: W290×D180×H220mm(突起部含む) / 約5kg

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-F004CO	手動式ホモジナイザー(本体)	1台	¥72,500
BC-F012S	ホモジバッグ(滅菌済)	100枚	¥12,000
BC-F012ST	ホモジバッグ(滅菌済)	500枚	¥44,000

撮影・計測ができるズームスコープ HDMI出力付マイクロスコープ

- HDMI・USB接続により、観察画像をリアルタイムで液晶モニターやPCに映し出すことができるマイクロスコープです
- パソコンと接続することで、画像計測・画像編集・動画撮影などが可能となります
- オプションのUM用対物レンズを装着することで、さらに高倍率での観察ができます
- 便利なリモコン付き
フォーカスや照明はリモコンで調整できます

- カメラ: 1/2.8型 CMOS(200万画素)
- 拡大倍率: 13~140倍 ● オプション併用時 倍率: 231~497倍
- フレームレート: 最大60fps ● 保存形式: (静止画)JPG/BMP、(動画)AVI
- インターフェイス: HDMI/USB ● 出力: miniHDMI/USB3.0
- 照明装置: LEDリングライト(調光可) ● 対応OS: Windows 10/8.1/8/7
- 外形寸法/重量: 150×220×300mm/約1.3kg

※付属品: 操作用リモコン、専用スタンド、HDMIケーブル、ACアダプタ、校正用スケール、USBケーブル、専用ソフトウェア

※イメージ画像です。モニターは付属しません。

省スペース・省エネ設計! 日本製! 小型インキュベーター

- 卓上型インキュベーター
- 小型ながら22リットルと大容量
- 自然対流エアジャケット壁面加熱方式を採用
- ガラス窓付と窓なしの2種類から選べます

製品番号 (ガラス窓付)
BMS-MI01G



製品番号 (窓なし)
BMS-MI01

- 外形寸法: 390×380×472mm
- 庫内寸法: 284×290×270mm

製品番号	製品名	価格(税抜)
BMS-MI01G	小型インキュベーター ガラス窓付	¥135,000
BMS-MI01	小型インキュベーター	¥120,000

3℃~65℃の幅広い温度設定 小型低温恒温器

温度 3℃~65℃

内容積 25リットル

- コンパクトボディで25リットル
- マイコン制御+アルミ5面自然対流方式により庫内各部の温度分布が均一に保たれます
- ヘルチエ素子を使用し、庫内温度変動がわずか
- 電気配線接続孔を標準装備



- 内容積: 25L
- 温度範囲: 3℃~65℃(1℃単位)
- 外形寸法: W345×D445×H477mm
- 庫内寸法: W265×D260×H360mm


製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-SLC25A	小型低温恒温器	¥115,000

水洗いにも対応した防水性能(IPX7準拠)

防水デジタル温度計



- プローブ先端部を直径2.2mmと細めの設計で、応答速度が速く、対象物の刺し傷が目立ちにくいです
- スタンダードタイプ(BC-CT321WP)と底の深い部分で測定しやすいロングタイプ(BC-CT311WP)を用意



BC-CT321WP

BC-CT311WP

- 測定値を固定表示するホールド機能付き
- MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付き
- 携帯に便利なプローブキャップ付き

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-CT311WP	防水デジタル温度計 ロングタイプ	¥5,000
BC-CT321WP	防水デジタル温度計 スタンダードタイプ	¥2,980

- センサータイプ: サーマスタ ● 測定範囲: -50~+300℃ ● 分解能: 0.1℃
- 測定精度: ±1℃(-10.0~+100.0℃)、±2℃(-50.0~+10.1℃、+100.1~+200.0℃)、±4℃(+200.1~+300.0℃)
- プローブ: (BC-CT311WP)φ3.5×275mm、(BC-CT321WP)φ3.5×140mm、SUS304
- サンプルング: 1回/秒 ● 電源: ボタン型電池(LR44)×1個 ● 電池寿命: 1年
- 寸法/重量: (BC-CT311WP)W30×H400×D15.5mm / 約43g、(BC-CT321WP)W30×H265×D15.5mm / 約38g

測定物(食品・調理器具など)に合わせて放射率を変更できます


放射温度計



- 3.5桁LCD表示で見やすく、バックライト機能付き
- 測定値を固定表示するホールド機能付き
- オートオフ機能(約7秒)
- 専用ビニールカバー、センサーキャップ付属



レーザーマーカー付き
で使いやすい



13:1 距離:測定径=130cm:φ10cm

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-CT2000DS	放射温度計	¥8,300

- センサータイプ: 赤外線センサー ● 測定範囲: -50~+580℃ ● 分解能: 0.1℃
- 測定精度: ±2%rdgまたは±2℃(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃) ● サンプルング: 1回/秒
- 放射率: 0.10~1.00(0.01単位で可変) ● 距離計数(D:S): 13:1 ● レーザークラス: クラス2
- 電源: 9V形乾電池×1個 ● 電池寿命: 16時間(アルカリ電池使用時)
- 寸法/重量: W39×H145×D75mm / 約130g(電池含む)

貯蔵・輸送時の温度管理をデータ化します

PDF温度ロガー

- 内蔵センサー1chタイプ
- データ記録 最大48,000件
- 環境温度を測定後、PDFレポート・CSVファイルを自動作成
- 高温・低温状態を知らせる「LEDアラーム機能」付き
- 防水規格 IP67準拠



温度変化を記録・保存
繰り返し使えます



製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-CTL05PDF	PDF温度ロガー	¥15,900

- 測定温度範囲: -30℃~+70℃
- 分解能: 0.1℃ ● 精度: ±0.5℃
- 記録可能ポイント: 最大48,000件
- 記録間隔: 30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分
- アラーム温度設定: -30℃~+70℃(任意設定)
- アラーム機能: 【シングル】測定値が閾値を超えたときにON、【累積】期間の平均値が閾値を超えたときにON、【不使用】機能OFF
- 対応OS: WindowsXP/7/8/10
- 電源: CR2032 リチウム電池×2個 ● 電池寿命: 約3ヶ月
- サイズ: 約W110×H41×D20mm / 約52g(電池含む)

HACCPのモニタリングに役立ちます

水分活性測定器

- アルコールの影響を受けにくい電気抵抗式センサーで、水分活性(Aw)を正確に測定します
- 操作性に優れたカラータッチパネルを採用
- 本体に最大100件のデータを記録できます
- USBメモリによりCSV外部出力可能
- 工具無しでセンサー交換・校正ができます
- 日本国内製造で、アフターフォローも安心

微生物が増殖に利用できる
食品中の自由水を数値化

- 測定範囲: 0.10~0.98Aw ● 測定精度: ±0.01Aw(25℃±0.3℃)
- 測定時間: 平均10分/1検体
- 校正: 4点(0.33、0.53、0.75、0.93Aw)/25℃
- 使用環境: 15~35℃(結露無きこと)
- 電源: 100~240V 47~63Hz
- サイズ: W165×D270×H130mm / 4.3kg
- 付属品: 電源アダプタ、サンプル容器×5、校正用恒温塩(4種類)、シリカゲル、グリース

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-FEZ200	水分活性測定器(本体)	¥570,000
BC-FEZ200-S	サンプル容器(10個入)	¥3,350



pHと温度を同時に測定、効率化

防水型食品用pH計

- pHと温度を同時表示でき、作業の効率化に役立ちます
- メンテナンスフリーのゲル状電極
- オートオフ、オートホールド、ホールド、温度補正機能
- IP68準拠の防水型
- 校正対応可



食肉などの測定に適した突き刺しタイプ

- 測定範囲: (pH)0.00~14.00、(温度)0.0~60.0℃
- 分解能: 0.01pH、0.1℃ ●精度: ±0.02pH、±0.4℃
- 計測時間: 2回/秒 ●電池寿命: 約80時間
- 電源: CR2032リチウム電池×1個
- サイズ: 33×20×197mm / 約69g

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-PH2062	防水型食品用pH計	¥32,000

用途に応じてセンサー部の交換が可能

防水pH計

- IP67準拠の防水型pH計
- 用途に応じて全14種類のセンサーに交換可能(オプション)
 - ・標準pHセンサー: 液体・肉・魚・生地の表面測定
 - ・ブレード対応センサー: 肉・果物などの硬いもの
 - ・対ペーストpHセンサー: 半固形物や粘度の高いもの



標準pHセンサー



- pH校正標準液により、2点または3点校正が可能
- 自動温度補正機能(ATC)
- 測定値ホールド機能
- オートオフ機能(20分)
- バックライト機能

- 測定範囲: (pH)0.00~14.00、(温度)0~+60℃
- 分解能: (pH)0.01、(温度)0.1℃
- 精度: (pH)±0.1、(温度)±1℃
- サンプリング: 約3回/秒
- 電源: 単四形乾電池×1本
- 電池寿命: 約120時間
- サイズ: W40×H185×D48mm / 約130g(電池含む)
- 付属品: pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-PH1000PE	防水pH計(標準pHセンサー付)	¥18,500
BC-PHS01PE	交換用 標準pHセンサー	¥5,000
BC-PHW401	pH4.01校正標準液(約30ml)	¥850
BC-PHW686	pH6.86校正標準液(約30ml)	¥850
BC-PHW918	pH9.18校正標準液(約30ml)	¥850

※オプションのpHセンサーにつきましてはお問い合わせください。

フライ油の劣化度を測定

食用油テスター

- 食用油の劣化度を示すTPM(極性化合物)値と油温度をデジタル表示
- 油が熱いまま(~190℃)でも安全に測定できます
- 緑・黄・赤の3色のバックライトにより、一目で劣化度が判別できます
- 防水規格 IP65準拠なので、流水で洗浄可能
- 測定値ホールド機能付き
- 付属の基準オイルを使用することで、現場での校正が可能です



表示例



- 測定範囲: (TPM)0.0~40.0%、(温度)+40~+200℃
- 精度: (TPM)±2.0%、(温度)±1.5℃
- 分解能: (TPM)0.5%、(温度)0.1℃
- 電源: 単四形乾電池×2本
- 電池寿命: 連続 約25時間(測定回数 約500回)
- サイズ: 170×50×300mm / 約255g(電池含む)

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-FT270	食用油テスター	¥66,000

ノンコンタクトタイマー

便利 — 手が汚れていてもボタンを汚さずにサッと操作
安心 — ボタンを介した二次汚染を予防し、衛生を保てます



カウントダウン 防滴 IPX4



ポタンに触れずにヒットスタート

- 非接触式センサーの採用で、手を近づけるだけでタイマー開始/アラーム停止を操作
- 背面に磁石があり、鉄板面に貼り付けて設置可能
- 防滴(IPX4準拠)なので、水滴がかかる場所でも使用できます



- カウント時間: 1秒~99分59秒 ●カウントダウン開始・停止: 非接触センサー(製品正面に配置)
- センサー感度: センサー正面から約2cm ●電源: 単四形乾電池×3本(電池寿命: 約1年)
- アラーム音圧レベル: 75dB ●寸法: 約W103×H61×D22mm / 重量: 約93.5g(電池含まず)

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-TM31	ノンコンタクトタイマー	¥1,950

デジタル塩分計

安心して食品の測定ができます

食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体に影響を及ぼす可能性があるビスフェノールAを含まない素材を使用。

塩分濃度が0.1%単位でわかる

5~90℃まで測定可

水洗いOK

- センサーを測りたいものにつけるだけで自動で電源オン
- 測定終了をバイブレーションでお知らせ
- 30秒後に自動で電源オフ
- IP67準拠の防水型
- 自動温度補正機能

- 測定範囲: (塩分)0.0~5.0% (温度)5~90℃
- 分解能: 0.1%
- 電源: 単四形乾電池×2本
- サイズ: 25×25×171mm / 約67g



専用スタンド付

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-SO304	デジタル塩分計	¥10,000

防水ミニスケール (電子はかり)

g ml 風袋 校正OK



製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-MS5000WP	防水ミニスケール	¥12,000

- バックライトの色が変化する「上/下限設定機能」
- 個数のチェックに便利な「計数機能」
- 容器の重さを差し引き「風袋機能」
- IP65準拠の防水・防塵機能
- オートオフ機能(時間選択可/解除可)

- 秤量: 5000g ●表示単位: g、mL(水)、mL(牛乳)、個
- 最小表示単位: 0.1g(0.0~1000.0g) / 0.5g(1000.5~3000g) / 1g(3001~5000g)
- 精度: ±0.5g(0.0~100.0g) / ±0.7g(100.1~500.0g) / ±1.0g(500.1~1000.0g) / ±2.0g(1000.5~3000g) / ±5.0g(3001~5000g)
- 電源: 単三形乾電池×2個(電池寿命: 約400時間)
- サイズ: W141×H39×D206mm / 430g ●計量皿: W120×D126mm
- 水平器、水平調節脚、ステンレス皿、計量皿カバー付属

IP65準拠の防塵防水のデジタルはかり

デジタル防水はかり

g 防塵防水 風袋 校正OK IP65準拠*

洗浄可能なステンレス皿



- 1/2000の高分解能
- 重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能
- 簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿 標準装備
- 水平調整スクロース式脚部を採用
- オートオフ機能付き(5/10/20/30/40/50/60/90分で選択・解除可)
- 風袋機能付き

- サイズ: W250×D260×H108mm / 約2.5kg(電池を含む)
- 計量皿: W230×D190mm
- 電源: 単二形乾電池×4個、またはACアダプター(別売)
- 電池寿命: 約1,800時間(アルカリ電池使用時)
- 水平器、水平調節脚、ステンレス皿 付属

製品番号	秤量	最小表示	精度	価格(税抜)
BC-CS1000WP	1000g	0.5g	±1.5g	¥17,000
BC-CS2000WP	2000g	1g	±3g	¥17,000
BC-CS5000WP	5000g	2g	±6g	¥17,000
BC-CS10KWP	10kg	0.005kg	±15g	¥17,000
BC-CS20KWP	20kg	0.01kg	±50g	¥17,000

※防水性能(IP65)は電池駆動時のみです。

カラーリーダー(色彩計)

基本操作は3ステップのみ 電源オン→白色補正→サンプル測定

軽量でコンパクトなボディ 66×85×159.5mm / 420g

簡単な操作で色を数値化 瞬時に表示



粉体・液体を直接測定できる 保護ガラス付き

- 表色系・色空間 L*a*b*, L*C*h, Yxy, XYZ, マンセル(D65)
- 表色値 WI(CIE/ASTM E 313-96), Tint(CIE/ASTM E 313-96), YI(ASTM E 313-96)

- 8種類の表色系・色空間や表色値にて表示が可能
- マンセル値や食品の白さなども手軽にチェックできます
- 粉末・ペースト等さまざまな形態のサンプルを測定できます
- 本体に最大1000個の測定値を保存できます
- 「Average」ボタンを押すことで平均値を表示
- 校正対応可

- 測定時間: 約1秒 ●繰り返し性: 標準偏差ΔE*ab 0.1以内
- 測定径: 約φ8mm ●測定用光源: ハルスキセンランプ
- 光学系: 8° de(8°方向照明拡散受光方式・正反射光を除外)
- 測定データ: 最大1,000件 ●インターフェース: USB2.0
- 電源: 単三形乾電池×4本(付属)/USB/バッテリー
- 測定可能回数: 10秒間隔で約2,000回
- 付属品: 白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体に内蔵)

製品番号	製品名	価格(税抜)
BC-CR20	カラーリーダー(色彩計)	¥380,000

やわらかく、しなやかに伸びて、手にフィット

ニトリル手袋 (パウダーフリー)




- SSからLまで4種類のサイズをご用意
- 経済的な左右兼用、使い切りタイプ
- 耐油性、耐薬品性に優れています
- 食品衛生法 適合品

- 全長: 240mm
- 甲幅: ①74mm ②84mm ③94mm ④105mm
- 厚み: 約0.1mm
- 材質: ニトリルゴム

ダークブルー色

製品番号	サイズ	入数	価格(税抜)
BC-GLN600BSS	① SS	1箱(100枚)	¥3,400
BC-GLN600BS	② S		¥3,400
BC-GLN600BM	③ M		¥3,400
BC-GLN600BL	④ L		¥3,400



お得!

製品番号	サイズ	入数	価格(税抜)
BC-GLN415SS	① SS	1箱(300枚)	¥9,200
BC-GLN415S	② S		¥9,200
BC-GLN415M	③ M		¥9,200
BC-GLN415L	④ L		¥9,200

衛生管理に役立つ、使い捨てエプロン

袖付エプロン

手首はゴム入り
ズレません

- 20枚/包装
- 背中側で縛ります
- 清掃や介護にも活躍

- サイズ: フリー
- 材質: LDPE(ポリエチレン)
- カラー: ブルー

製品番号	入数	価格(税抜)
BC-MZ00865	20枚×1セット	¥4,200
BC-MZ00865-12	20枚×12セット	¥42,000

防護キャップ

毛髪への飛沫・粉塵付着予防や
作業中の毛髪落下・混入防止に

- 不織布の細かな繊維が細い髪の毛もしっかりキャッチ
- 通気性が良くムレにくい
- 簡単に帽子の形状になり、すぐに使えます
- 男女兼用フリーサイズ、女性のまとめ髪もOK



- 材質: PP(ポリプロピレン)不織布
- カラー: ブルー

製品番号	入数	価格(税抜)
BC-HQTCP01	100枚×1袋	¥1,400
BC-HQTCP10	100枚×10袋	¥12,500

エンボス加工により、非常に滑りにくい

ポリエチレン手袋

- 取り扱いやすく、様々な場面に活用できます
- 非常に安価のため使い捨てやすく、衛生的です
- 左右兼用
- 食品衛生法 適合品



ブルー色

製品番号	サイズ	入数	価格(税抜)
BC-GLP189956S-5	S	1箱(100枚)×5	¥3,000
BC-GLP189957M-5	M		¥3,000
BC-GLP189958L-5	L		¥3,000

透明度が高く、衝撃に耐えます

保護ゴーグル

- 液体飛沫防止、粉塵予防、花粉対策
- 空気孔があるのでメガネがくもりにくい
- 防曇加工
- フレームが柔らかなソフトタイプ



- レンズ材質: PC(ポリカーボネート)
- フレーム材質: PC(ポリカーボネート)、PET
- 寸法: 幅184×高さ78×奥行62mm
- 重量: 約70g

製品番号	入数	価格(税抜)
BC-HEM01	1個	¥1,500
BC-HEM01-10	10個	¥12,500

HACCP対策 手洗い用

爪ブラシ

- 毛量が多く、手になじみます
- 柔らかい繊維を使用しているので、皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします
- 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます



製品番号	カラー	入数	価格(税抜)
BC-HBR-01	白	1個	¥1,200
BC-HBR-02	赤	1個	¥1,200
BC-HBR-03	黄	1個	¥1,200
BC-HBR-04	緑	1個	¥1,200
BC-HBR-05	青	1個	¥1,200

- 場所・状況別に使い分けができます
- サイズ: 幅45×長さ120×毛丈17mm
- 本体材質: ポリプロピレン(PP)
- 毛材質: ポリエステル
- 温度耐性: 120℃

踏むだけで装着 衛生管理、作業環境の改善に

シューズカバー取付器

- 電源を使わずに片足ずつ踏み込むだけで、シューズカバーを装着できます
- 靴の履き替えが不要で、スピーディに衛生対策
- 手を使わずに装着できるので衛生的
- シューズカバーを40枚までセットできます




- サイズ: 420×215×130mm
- 重量: 1.35kg
- 本体材質: PP(ポリプロピレン)
- 専用シューズカバー材質: PE(ポリエチレン)
- 付属品(本体): 専用シューズカバー100枚

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-HSC001	シューズカバー取付器	1台+(カバー)100枚	¥11,800
BC-HSC002	専用シューズカバー	100枚	¥2,980
BC-HSC003	専用シューズカバーお得用	100枚×10パック	¥27,800

プロワイプ

繊維くすの付着が少なく
拭き取り面にケバや紙粉を残さない

- 製造ラインの清掃や、調理器具の拭き取りに最適
- 水や薬品に濡れても破れにくく、頑固な汚れもしっかり拭き取り
- 衛生的で繊維くすの心配もなく、異物混入対策にも
- パルプ100%



細かいところにも
優しくフィット



BC-PW703128
シートサイズ:195mm×125mm

BC-PW703526
シートサイズ:380×280mm

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
BC-PW703128	ソフトワイパー-S200	200枚×72箱	¥12,960
BC-PW703526	ソフトフィットタオル	50枚×24パック	¥8,400

洗い流し不要の速乾性 手指用アルコール

ハンドスキッシュEX

ロングノズル
タイプ

- 乾いた後はサッパリ、ベタつき無し
- 有効成分 ベンザルコニウム塩化物 (0.05w/v%)がウイルス・細菌に効果あり
- エタノール濃度(溶剤): 65vol%
- 保湿剤(グリセリン)配合
- 指定医薬部外品



製品番号	入数	価格(税抜)
BC-MZ00783-1	800mL×1本	¥1,980
BC-MZ00783	800mL×6本	¥9,900
BC-MZ196702-1	4.5L×1本	¥7,200
BC-MZ196702	4.5L×3本	¥18,000

手指の洗浄と同時に殺菌・消毒できる、泡ハンドソープ

薬用ハンドウォッシュJ

- やさしい泡でサッと洗えて、サッと洗い流せる
- 手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がり
- 手肌にやさしい弱酸性
- 無香料
- 医薬部外品



製品番号	入数	価格(税抜)
BC-MZ192384-7	700mL×1本	¥1,800
BC-MZ192384-1	4L×1本	¥8,000
BC-MZ192384	4L×3本	¥20,000

界面活性剤を配合した塩素系 除菌漂白剤

キッチンハイター

- つけおきでシミ・黄ばみをしっかり漂白・除菌
- ふきん・まな板などの除菌・消臭にすぐれた効果を発揮
- 成分: 次亜塩素酸ナトリウム(6%)



製品番号	入数	価格(税抜)
BC-MZ08423-1	5kg×1本	¥2,400
BC-MZ08423	5kg×3本	¥6,480

高アルコール濃度 除菌

パストリーゼ

- アルコール77%の非常に高い除菌力
- 醸造用アルコール・純水使用による安全性を誇る、安心と高品質のアルコール製剤
- 高純度カテキン(緑茶抽出物)配合による抗菌持続性
- 調理器具や包材、食材への直接噴霧はもちろん、施設・設備への噴霧も有効
- 1000ml スプレータイプ



製品番号	入数	価格(税抜)
BC-ALC93442	1本	¥2,980
BC-ALC93442-12	12本	¥33,960

器具の消毒、機器の除菌に最適なエタノール製剤

サンレットアルタイザー

- サンレットアルタイザー-75: アルコール濃度 約75%
- サンレットアルタイザー-65AL: アルコール濃度 約65%
- 食品添加物

製品番号	濃度	入数	価格(税抜)
BC-ALC21591	75%	1L×1本	¥3,800
BC-ALC21591-12		1L×12本	¥41,000
BC-ALC21590	75%	5L×1本	¥9,300
BC-ALC21590-4		5L×4本	¥33,500
BC-ALC21592	65%	5L×1本	¥8,400
BC-ALC21592-4		5L×4本	¥32,500

強力な除菌力&漂白力&脱臭力

ブリーチ

- 水で薄めるだけで、誰でも簡単に使用可能
- 調理器具などの除菌/野菜・果物などの殺菌/食器・まな板・おしぼりなどの漂白



- 食品添加物
- 成分: 次亜塩素酸ナトリウム (BC-T31706) 6%、(BC-T31720) 12%

製品番号	入数	価格(税抜)
BC-T31706	5kg×2本	¥4,000
BC-T31720	20kg×1箱	¥5,400

BC-T31720