

Kel-Fハブ付き交換針 (KFタイプ) 6本入

●LT、TLLタイプのシリンジに使用します



ゲージ	外径 (mm) 内径 (mm)	モデル	PT2	PT3	PT5
33	0.21	-	-	-	-
	0.11	-	-	-	-
32	0.24	-	-	-	-
	0.11	-	-	-	-
31	0.26	KF731	BC-90131 ¥37,900	BC-90531 ¥35,000	-
	0.13				
30	0.31	KF730	BC-90130 ¥34,100	BC-90530 ¥35,000	-
	0.16				
29	0.34	KF729	BC-90129 ¥35,300	BC-90529 ¥35,000	-
	0.18				
28	0.36	KF728	BC-90128 ¥33,600	BC-90528 ¥33,800	-
	0.18				
27	0.41	KF727	BC-90127 ¥26,100	BC-90532 ¥26,100	-
	0.21				
26s	0.47	KF726s	BC-90139 ¥33,800	BC-90539 ¥33,800	BC-7746-12 ¥57,000
	0.13				
26	0.46	KF726	BC-90126 ¥33,800	BC-90533 ¥33,800	BC-7746-10 ¥57,000
	0.26				
25	0.51	KF725	BC-90125 ¥33,800	BC-90525 ¥33,800	BC-7746-09 ¥58,400
	0.26				
24	0.57	KF724	BC-90124 ¥33,800	BC-90524 ¥33,800	BC-7746-08 ¥57,000
	0.31				
23	0.64	KF723	BC-90123 ¥33,800	BC-90523 ¥33,800	BC-7746-07 ¥57,000
	0.34				
22s	0.72	KF722s	BC-90138 ¥33,800	BC-90534 ¥33,800	BC-7746-11 ¥57,000
	0.15				
22	0.72	KF722	BC-90122 ¥33,800	BC-90134 ¥33,800	BC-7746-06 ¥57,000
	0.41				
21	0.82	KF721	BC-90121 ¥33,800	BC-90521 ¥33,800	BC-7746-05 ¥57,000
	0.51				
20	0.91	KF720	BC-90120 ¥33,800	BC-90520 ¥33,800	BC-7746-04 ¥57,000
	0.60				
19	1.07	KF719	BC-90119 ¥33,800	BC-90519 ¥33,800	BC-7746-13 ¥57,000
	0.69				
18	1.27	KF718	BC-90118 ¥33,800	BC-90535 ¥33,800	BC-7746-03 ¥57,000
	0.84				
17	1.47	KF717	BC-90117 ¥33,800	BC-90517 ¥33,800	BC-7746-02 ¥57,000
	1.07				
16	1.65	KF716	BC-90116 ¥33,800	BC-90516 ¥33,800	BC-7746-01 ¥57,000
	1.19				
15	1.83	KF715	BC-90115 ¥33,800	BC-90515 ¥33,800	BC-7746-14 ¥57,000
	1.37				

メタルハブ付き交換針 (Nタイプ) 6本入

●TLLタイプのシリンジに使用します



モデル	PT2	PT3	PT5
N733	BC-90033 ¥35,000	BC-91033 ¥34,600	-
N732	BC-90032 ¥35,000	BC-91032 ¥29,800	-
N731	BC-90031 ¥37,900	BC-91031 ¥29,800	-
N730	BC-90030 ¥25,500	BC-91030 ¥30,700	-
N729	BC-90029 ¥30,200	BC-91029 ¥24,300	-
N728	BC-90028 ¥25,500	BC-91028 ¥24,300	-
N727	BC-90027 ¥25,500	BC-91027 ¥24,300	-
N726s	BC-90039 ¥24,700	BC-91039 ¥24,700	BC-7729-01 ¥49,400
N726	BC-90026 ¥24,700	BC-91026 ¥24,700	BC-7729-03 ¥49,400
N725	BC-90025 ¥24,700	BC-91025 ¥24,700	BC-7729-04 ¥49,400
N724	BC-90024 ¥24,700	BC-91024 ¥24,700	BC-7729-05 ¥49,400
N723	BC-90023 ¥24,700	BC-91023 ¥24,700	BC-7729-06 ¥49,400
N722s	BC-90038 ¥24,700	BC-91038 ¥24,700	BC-7729-02 ¥49,400
N722	BC-90022 ¥24,700	BC-91022 ¥24,700	BC-7729-07 ¥49,400
N721	BC-90021 ¥24,700	BC-91021 ¥24,700	BC-7729-08 ¥49,400
N720	BC-90020 ¥24,700	BC-91020 ¥24,700	BC-7729-09 ¥49,400
N719	BC-90019 ¥24,700	BC-91019 ¥24,700	BC-7729-14 ¥49,400
N718	BC-90018 ¥19,700	BC-91018 ¥24,700	BC-7729-10 ¥49,400
N717	BC-90017 ¥19,700	BC-91017 ¥24,700	BC-7729-11 ¥49,400
N716	BC-90016 ¥19,700	BC-91016 ¥24,700	BC-7729-12 ¥49,400
N715	BC-90015 ¥19,700	BC-91015 ¥24,700	BC-7729-13 ¥49,400

HAMILTON®



●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます ●製品はすべて試験研究用です ●表示価格には消費税は含まれておりません



株式会社 バイオメディカルサイエンス
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町530
TEL 03-6205-5310 FAX 03-6205-5311
<https://www.bmsci.com>
お問い合わせ ☐ info@bmsci.com



ラボシリンジカタログ

シリンジ 700シリーズ

スタンダードタイプのシリンジで、
±1%以内の精度が得られます。

700 Nタイプ

●固定針 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様




製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-87900	75N	5μL	26s	¥16,200
BC-80300	701N	10μL	26s	¥11,000
BC-80400	702N	25μL	22s	¥16,200
BC-80500	705N	50μL	22s	¥20,000
BC-80600	710N	100μL	22s	¥23,200
BC-80700	725N	250μL	22s	¥27,500
BC-80800	750N	500μL	22	¥30,100

700 RNタイプ

●交換針(針付) 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-87930	75RN	5μL	26s	¥23,700
BC-80330	701RN	10μL	26s	¥18,500
BC-80430	702RN	25μL	22s	¥23,700
BC-80530	705RN	50μL	22s	¥27,500
BC-80630	710RN	100μL	22s	¥30,700
BC-80730	725RN	250μL	22s	¥35,000
BC-80830	750RN	500μL	22	¥37,300

700 LTタイプ (ルアーチップ型)

●交換針(針別売) 推奨:Kel-Fハブ付き交換針(KF)



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80301	701LT	10μL	-	¥18,700
BC-80401	702LT	25μL	-	¥22,300
BC-80501	705LT	50μL	-	¥21,900
BC-80601	710LT	100μL	-	¥23,800
BC-80701	725LT	250μL	-	¥25,800
BC-80801	750LT	500μL	-	¥29,200

700 N PT5タイプ

●固定針 針:PT5/横穴型 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80339	701N PT5	10μL	26s	¥16,800
BC-80439	702N PT5	25μL	22s	¥19,400
BC-80539	705N PT5	50μL	22s	¥26,100
BC-80639	710N PT5	100μL	22s	¥27,000
BC-80739	725N PT5	250μL	22s	¥29,800
BC-80839	750N PT5	500μL	22	¥33,300

700 SNRタイプ (レオダインインジェクター用)

●固定針 針:PT3/直角(90°) 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80365	701SNR	10μL	22s	¥12,500
BC-80465	702SNR	25μL	22s	¥16,200
BC-80565	705SNR	50μL	22s	¥19,700
BC-80665	710SNR	100μL	22s	¥23,200
BC-80765	725SNR	250μL	22	¥26,300
BC-80865	750SNR	500μL	22	¥29,800

700 Nタイプ

●固定針 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

6本セット

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80366	701N	10μL	26s	¥60,200

700 RNタイプ

●交換針(針付) 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

6本セット

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80336	701RN	10μL	26s	¥101,000

シリンジ 700シリーズ ガイドorチャニーアダプター付き

700N PT2タイプ ガイド付き

●固定針 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80307	701NWG	10μL	26s	¥21,600
BC-80407	702NWG	25μL	22s	¥30,000

700RN PT2タイプ ガイド付き

●交換針(針付) 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80337	701RNWG	10μL	26s	¥31,000

700N PT2タイプ チャニーアダプター付き

●固定針 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80304	701NCH	10μL	26s	¥64,800
BC-80505	705NCH	50μL	22s	¥72,900
BC-80605	710NCH	100μL	22s	¥74,600

700RN PT2タイプ チャニーアダプター付き

●交換針(針付) 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80334	701RNCH	10μL	26s	¥76,300

シリンジ 600シリーズ

2.5μL、5μLの針先90°交換針タイプのシリンジです。

600RN PT3タイプ

●交換針(針付) 針:PT3/直角(90°) 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-87942	62RNR	2.5μL	22s	¥45,400
BC-87943	65RNR	5μL	22s	¥45,400

シリンジ 800シリーズ

プランジャーの抵抗を調整できる機能付きで、高圧下でもプランジャーの動きを妨げることなく精度の高いサンプリングが可能です。

800 Nタイプ

●交換針(針付) 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-84852	801N	10μL	26s	¥38,500
BC-84854	802N	25μL	22s	¥41,100
BC-84856	805N	50μL	22s	¥43,400
BC-84858	810N	100μL	22s	¥48,400

800 RNWタイプ ウォーターズU6K用

●交換針(針付) 針:PT3/直角(90°) 長さ50mm(1.97インチ)

針先仕様



800 RNタイプ

●交換針(針付) 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-84853	801RN	10μL	26s	¥41,800
BC-84855	802RN	25μL	22s	¥43,700
BC-84857	805RN	50μL	22s	¥47,400
BC-84859	810RN	100μL	22s	¥50,600
BC-84861	825RN	250μL	22s	¥54,700

製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-84815	801RNW	10μL	25s	¥40,800
BC-84816	802RNW	25μL	25s	¥43,400
BC-84817	805RNW	50μL	25s	¥47,100
BC-84818	810RNW	100μL	25s	¥50,300
BC-84819	825RNW	250μL	25s	¥54,700



ガストイトシリンジ 1700シリーズ

テフロンプランジャーとテフロンチップで高い気密性を保ち、
液体・気体はもちろん腐食性流体にも使えます。

1700 N・LTN PT2タイプ

●固定針 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80000	1701N	10μL	26s	¥14,200
BC-80200	1702N	25μL	22s	¥16,500
BC-80900	1705N	50μL	22s	¥16,500
BC-81000	1710N	100μL	22s	¥17,600
BC-81100	1725LTN	250μL	22s	¥18,500
BC-81217	1750LTN	500μL	22	¥18,300

1700 N・LTN PT3タイプ

●固定針 針:PT3/直角(90°) 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80075	1701N PT3	10μL	26s	¥14,300
BC-80275	1702N PT3	25μL	22s	¥19,400
BC-80975	1705N PT3	50μL	22s	¥19,500
BC-81075	1710N PT3	100μL	22s	¥18,000
BC-81175	1725LTN PT3	250μL	22s	¥18,900
BC-81216	1750LTN PT3	500μL	22	¥18,000

1700 RNタイプ

●交換針(針付) 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80030	1701RN	10μL	26s	¥21,700
BC-80230	1702RN	25μL	22s	¥23,700
BC-80930	1705RN	50μL	22s	¥23,700
BC-81030	1710RN	100μL	22s	¥24,000
BC-81130	1725RN	250μL	22s	¥24,900
BC-81230	1750RN	500μL	22	¥25,500

1700 TLLタイプ (テフロンルアーロック型)

●交換針(針別売) 推奨:メタルハブ付き交換針(N) または Kel-Fハブ付き交換針(KF)




製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80920	1705TLL	50μL	-	¥19,500
BC-81020	1710TLL	100μL	-	¥19,500
BC-81120	1725TLL	250μL	-	¥18,100
BC-81220	1750TLL	500μL	-	¥20,000

1700 N・LTN PT5タイプ

●固定針 針:PT5/横穴型 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80039	1701N PT5	10μL	26s	¥22,100
BC-80239	1702N PT5	25μL	22s	¥22,100
BC-80939	1705N PT5	50μL	22s	¥24,300
BC-81039	1710N PT5	100μL	22s	¥23,900
BC-81139	1725LTN PT5	250μL	22s	¥25,100
BC-81243	1750LTN PT5	500μL	22	¥25,600

1700シリーズ用 プランジャーアッセンブリー1本入



製品番号	対応モデル	価格(税抜)
BC-13205	1701	¥8,100
BC-1122-01	1702	¥8,400
BC-1162-01	1705	¥8,100
BC-1162-02	1710	¥8,100
BC-1162-03	1725	¥8,100
BC-1169-01	1750	¥8,100

1700 RNRタイプ

●交換針(針付) 針:PT3/直角(90°) 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80065	1701RNR	10μL	22s	¥22,300
BC-80265	1702RNR	25μL	22s	¥23,500
BC-80965	1705RNR	50μL	22s	¥23,500
BC-81065	1710RNR	100μL	22s	¥23,700
BC-81165	1725RNR	250μL	22s	¥23,700
BC-81265	1750RNR	500μL	22	¥25,500

1700 LTタイプ (ルアーチップ型)

●交換針(針別売) 推奨:Kel-Fハブ付き交換針(KF)



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-80001	1701LT	10μL	-	¥22,400
BC-80201	1702LT	25μL	-	¥17,600
BC-80901	1705LT	50μL	-	¥17,900
BC-81001	1710LT	100μL	-	¥17,200
BC-81101	1725LT	250μL	-	¥18,100
BC-81201	1750LT	500μL	-	¥18,100

ガストイトシリンジ 1000シリーズ (大容量対応)

1700シリーズと同構造で、
大容量のサンプルを取り扱うのに適しています。

1000 LTN PT2タイプ

●固定針 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-81317	1001LTN PT2	1mL	22	¥21,100
BC-81417	1002LTN PT2	2.5mL	22	¥22,600
BC-81517	1005LTN PT2	5mL	22	¥26,600
BC-81617	1010LTN PT2	10mL	22	¥32,100

1000 LTN PT3タイプ

●固定針 針:PT3/直角(90°) 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-81316	1001LTN PT3	1mL	22	¥21,100
BC-81416	1002LTN PT3	2.5mL	22	¥22,300
BC-81516	1005LTN PT3	5mL	22	¥26,600
BC-81616	1010LTN PT3	10mL	22	¥31,800

1000 TLLタイプ (テフロンルアーロック型)

●交換針(針別売) 推奨:メタルハブ付き交換針(N) または Kel-Fハブ付き交換針(KF)



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-81320	1001TLL	1mL	-	¥23,100
BC-81420	1002TLL	2.5mL	-	¥24,300
BC-81520	1005TLL	5mL	-	¥28,600
BC-81620	1010TLL	10mL	-	¥33,900
BC-82520	1025TLL	25mL	-	¥94,500
BC-85020	1050TLL	50mL	-	¥113,700
BC-86020	1100TLL	100mL	-	¥158,000

1000シリーズ用プランジャーアッセンブリー1本入



1000 LTN PT5タイプ

●固定針 針:PT5/横穴型 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-81343	1001LTN PT5	1mL	22	¥24,300
BC-81443	1002LTN PT5	2.5mL	22	¥25,800
BC-81543	1005LTN PT5	5mL	22	¥29,800
BC-81643	1010LTN PT5	10mL	22	¥38,500

1000 RNタイプ

●交換針(針付) 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-81330	1001RN	1mL	22	¥28,700
BC-81430	1002RN	2.5mL	22	¥30,200
BC-81530	1005RN	5mL	22	¥34,100
BC-81630	1010RN	10mL	22	¥39,300

1000 LTタイプ (ルアーチップ型)

●交換針(針別売) 推奨:Kel-Fハブ付き交換針(KF)



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-81301	1001LT	1mL	-	¥20,500
BC-81401	1002LT	2.5mL	-	¥21,700
BC-81501	1005LT	5mL	-	¥26,100
BC-81601	1010LT	10mL	-	¥31,300



ガスタイトシリンジ 1800シリーズ

プランジャーの抵抗を調整できる機能付き。
プランジャーの先端にテフロンチップが付き、液体・気体のいずれにも使えます。

1800 Nタイプ

●固定針 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-84875	1801N	10μL	26s	¥40,800
BC-84878	1802N	25μL	22s	¥43,100
BC-84881	1805N	50μL	22s	¥43,700
BC-84884	1810N	100μL	22s	¥46,100
BC-84887	1825N	250μL	22s	¥48,700

1800 RNタイプ

●交換針(針付) 針:PT2/鋭角 長さ51mm(2インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-84877	1801RN	10μL	26s	¥48,000
BC-84880	1802RN	25μL	22s	¥49,000
BC-84883	1805RN	50μL	22s	¥49,000
BC-84886	1810RN	100μL	22s	¥51,700
BC-84889	1825RN	250μL	22s	¥54,600

シリンジ 7000シリーズ (微量容量対応)

タングステンワイヤープランジャーがニードル先端まで動き、
サンプルを100%注入できます。

7000 KH PT2タイプ

●固定針 針:PT2/鋭角 長さ70mm(2.75インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-86259	7000.5KH PT2	0.5μL	25	¥40,400
BC-80135	7001KH PT2	1μL	25s	¥38,500
BC-86211	7101KH PT2	1μL	22s	¥39,300
BC-88411	7002KH PT2	2μL	25	¥38,500
BC-88511	7102KH PT2	2μL	23	¥40,100
BC-88011	7105KH PT2	5μL	24	¥35,800

7000 KH PT3タイプ

●固定針 針:PT3/直角(90°) 長さ70mm(2.75インチ)

針先仕様



製品番号	モデル	容量	ゲージ	価格(税抜)
BC-86250	7000.5KH PT3	0.5μL	25	¥40,400
BC-80100	7001KH PT3	1μL	25s	¥38,200
BC-86200	7101KH PT3	1μL	22s	¥39,100
BC-88400	7002KH PT3	2μL	25	¥39,500
BC-88500	7102KH PT3	2μL	23	¥40,100
BC-88000	7105KH PT3	5μL	24	¥38,200

スーパーシリンジ

多用途に使用できる大容量シリンジです。

TLLタイプ (テフロンルアーロック型)

●交換針(針別売) 推奨:メタルハブ付き交換針(N) または Kel-Fハブ付き交換針(KF)



製品番号	モデル	容量	価格(税抜)
BC-86311	S0500TLL	0.5L	¥345,000
BC-86312	S1000TLL	1L	¥382,000
BC-86313	S1500TLL	1.5L	¥419,000
BC-86314	S2000TLL	2L	¥481,800

リピーティングディスペンサー

1回のプッシュボタン操作でシリンジ容量の50分の1ずつ連続注入できます。
シリンジを交換することで抽出量を変えることができます。



製品番号	モデル	容量	価格(税抜)
BC-83700	PB600-1	25μl-2.5mL	¥58,600

リムーバブルニードル(RN)交換針6本入


●RNタイプのシリンジに使用します



ゲージ		2.5-100 μlシリンジ用			250-100mlシリンジ用		
		PT2	PT3	PT5	PT2	PT3	PT5
26s	外径(mm)	BC-7758-02 ¥16,800	BC-7768-01 ¥16,000	BC-7784-07 ¥48,800	BC-7779-02 ¥16,800	BC-7780-01 ¥16,000	BC-7784-03 ¥48,800
	内径(mm)						
26	0.47	BC-7758-04 ¥16,800	BC-7768-02 ¥16,000	BC-7784-08 ¥48,800	BC-7779-04 ¥16,800	BC-7780-02 ¥16,000	BC-7784-04 ¥48,800
	0.13						
22s	0.46	BC-7758-03 ¥22,600	BC-7770-01 ¥21,400	BC-7784-05 ¥48,800	BC-7779-03 ¥22,600	BC-7780-03 ¥21,400	BC-7784-01 ¥48,800
	0.26						
22	0.72	BC-7758-01 ¥16,800	BC-7770-02 ¥16,000	BC-7784-06 ¥48,800	BC-7779-01 ¥16,800	BC-7780-04 ¥15,700	BC-7784-02 ¥47,700
	0.15						
25s	0.51	-	BC-8647-01 ¥21,400	-	-	BC-8684-01 ¥21,400	-
	0.15						

チャニーアダプター


反復注入用のストップメカニズム付きアダプターです。



製品番号	対応モデル	価格(税抜)
BC-14700	701 / 1701用	¥47,100
BC-14725	702-750 / 1702-1750 / 7000用	¥39,100
BC-32146	800 / 1800	¥42,400

ガイド

プランジャーの曲がりを防止するためのアダプターです。



製品番号	対応モデル	価格(税抜)
BC-14806	701 / 1701用	¥12,100
BC-14906	702-750 / 1702-1750 / 7000用	¥14,800