

人気の機種がお求めやすい価格に

2023年3月31日(金)ご注文分まで

水道直結型 超純水装置

コンパクトなボディで、最高グレードの性能

flex3 キャンペーン

RO水

超純水

本体 通常価格(税抜)
~~¥1,250,000~~

特別価格(税抜)
¥750,000

(※納入設置費・出張交通費は別途必要となります)

- ・水道につなぐだけで超純水が採水可能
 - ・1日20ℓ程度の超純水ユーザー向け
 - ・容量7ℓのタンク内蔵
 - ・タンク内の水も定期的に循環させ水質を維持
 - ・リアルタイムTOCモニタリング
 - ・B4サイズで省スペース
 - ・操作も簡単
- ディスペンサーはピペット感覚で操作
定量採水機能付き
カートリッジ等の交換も簡単

仕様	
採水スピード	滴下〜2ℓ/分
超純水 比抵抗	18.2MΩ・cm
水質 TOC	5ppb以下
本体サイズ	幅236×奥行470×高さ900〜1020mm
本体重量	23kg
電源	100-240V 50/60Hz 1.0A
供給水 ¹⁾	水道水

1) 供給水条件の詳細についてはお問い合わせください

前処理据付キット付
漏水センサー付

さらに
プラス¥20,000で
フットスイッチを追加

- 【キャンペーン内容】
- 1) 超純水装置 flex 3
 - 2) 前処理据付キット
 - 3) 漏水センサー（給水遮断型）
 - 4) 水道接続用品



ランニングコスト(年間)
1日5ℓ使用の場合
¥184,000
1日10ℓ使用の場合
¥208,500

純水も超純水もどちらも使用するユーザー向け

高純度水装置

卓上型超純水装置

Chorus2⁺ (RO/DI/UV) 10 & flex UV

- 採水スピード：1.5ℓ/分
- RO水製造量：13ℓ/時
- 純水水質：1〜15MΩ・cm
- 1日の使用量目安：〜200ℓ

高純度（JIS K0557 A3）の純水が得られ、ほとんどのラボ用途にそのまま使用できます。タンク内の水を定期的に循環させて純度を保ち、超純水装置のランニングコストを低減させます。

- 採水スピード：1滴〜2ℓ/分
- 超純水水質：18.2MΩ・cm
- TOC：5ppb以下
- リアルタイムTOCモニター

A4サイズのコンパクト設計。使いやすいディスペンサーで、ピペット感覚で簡単操作。採水量設定機能付き。

キャンペーン内容① 高純度水装置

通常価格(税抜)

~~¥1,085,000~~

特別価格(税抜)

¥840,000

(※納入設置費・出張交通費は別途必要となります)

キャンペーン内容② 高純度水装置+卓上型超純水装置

通常価格(税抜)

~~¥2,295,000~~

特別価格(税抜)

¥1,650,000

(※納入設置費・出張交通費は別途必要となります)

さらに
プラス¥35,000で
30ℓタンクに、
プラス¥115,000で
60ℓタンクに変更可能

- 【キャンペーン内容①】
- 1) 高純度水装置 Chorus2+ (RO/DI/UV) 10
 - 2) 15ℓタンク
 - 3) 減圧レギュレーター
 - 4) 漏水センサー（給水遮断型）
 - 5) 水道接続用品
- 【キャンペーン内容②】
- 1) 卓上型超純水装置 flex UV
 - 2) 高純度水装置 Chorus2+ (RO/DI/UV) 10
 - 3) 15ℓタンク
 - 4) 減圧レギュレーター
 - 5) 漏水センサーシステム（給水・電源遮断型）
 - 6) 水道接続用品

キャンペーン内容②

・内容①に加え、卓上型超純水装置 flex UV もセット

キャンペーン内容①

- ・高純度水装置 Chorus2+(RO/DI/UV)10
- ・15ℓタンク



減圧レギュレーター付
漏水センサー付



おすすめ製品もご紹介

TOC 5ppb未満の超純水をリーズナブルに

水道直結型 超純水装置

Quest2 (RO/DI/UV) キャンペーン

RO水

純水

超純水

通常価格(税抜)

~~¥670,000~~

特別価格(税抜)

¥540,000

(※納入設置費・出張交通費は別途必要となります)



10台限定

前処理据付キット付

漏水センサー付

- ・水道につなぐだけで超純水が採水可能
- ・1日20ℓ程度の超純水ユーザー向け
- ・内蔵タンク容量 7ℓ
- ・B4サイズで省スペース
- ・低ランニングコスト
- ・操作も簡単 (上部のボタンを押すだけで採水
定量採水機能付き
カートリッジ等の交換も簡単)

仕様

採水スピード	1.2ℓ/分
超純水 比抵抗	18.2MΩ・cm
水質 TOC	5ppb以下
本体サイズ	幅232×奥行421×高さ510mm
本体重量	23kg
電源	100-240V 50/60Hz 1.2A
供給水 ¹⁾	水道水

1) 供給水条件の詳細についてはお問い合わせください



とても見やすいディスプレイ

- 【キャンペーン内容】
- 1) 超純水装置 Quest 2
 - 2) 前処理据付キット
 - 3) 漏水センサー (給水遮断型)
 - 4) 水道接続用品

1日100ℓまでの超純水ユーザー向け

水道直結型 超純水装置

Chorus1 Complete10 & 15ℓタンク

通常価格(税抜)

~~¥1,225,000~~

特別価格(税抜)

¥1,050,000

(※納入設置費・出張交通費は別途必要となります)

採水スピード: 1.5ℓ/分

RO水製造量: 13ℓ/時

TOC: 10ppb以下

純水

超純水

5台限定

【キャンペーン内容】

- 1) 超純水装置 Chorus 1 Complete 10
- 2) 15ℓタンク
- 3) 前処理据付キット
- 4) 漏水センサー (給水遮断型)
- 5) 水道接続用品



分析系ラボのスタンダードシステム

超純水装置&純水装置

Chorus1 ANR & Chorus2⁺

通常価格(税抜)

~~¥2,760,000~~

特別価格(税抜)

¥2,200,000

(※納入設置費・出張交通費は別途必要となります)

採水スピード: 1滴~2ℓ/分

TOC: 1~3ppb

リアルタイムTOCモニター

低イオン専用カートリッジ

低TOC専用カートリッジ

純水

超純水

超高感度ICP-MSやLC/MSに最適
UMF膜を循環ライン内に装備

【キャンペーン内容】

- 1) 超純水装置 Chorus 1 Analytical Research
- 2) ビュアラボディスプレイ
- 3) Chorus専用電源ユニット
- 4) 高純度水装置 Chorus2+ (RO/DI/UV) 10
- 5) 15ℓタンク
- 6) 減圧レギュレーター
- 7) 漏水センサーシステム (給水・電源遮断型)
- 8) 水道接続用品



製品の仕様につきましてはお問い合わせください

●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます

●製品はすべて試験研究用です

●表示価格には消費税は含まれておりません



株式会社 バイオメディカルサイエンス
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町530
TEL 03-6205-5310 FAX 03-6205-5311
<https://www.bmsci.com>
お問い合わせ ☑info@bmsci.com

