


自動で種が 播ける！

約0.3mm
の種子

「小さな植物の種を、
形を損なわず正確に、
扱える機械がつかれないか」
という声にお応えして
誕生しました。



← 動画もあります！




シードピッカーオート

特徴

1

384、1536ウェルプレートにも対応

手作業では困難な、384ウェルプレート、
1536ウェルプレートにも播種できます。
(所要時間 384=約38分、1536=約154分) ※1
高い成功率で播種できます。
(90%以上) ※2




※1、2：当社調べ

特徴

2

コンパクト設計

A3サイズ程度の大きさで、
クリーンベンチ内に
入れることができます。




シードピッカーオートの使い方


1 種をお皿に入れる



2 プレートをセット



3 タッチパネルで種播き開始!



作業がラクになる!

今まで手で行っていた作業を機械に任せられることができるので、時間が有効に使えます。

カスタマイズが可能!

「一カ所とばして種を播く」といった設定や、「一カ所に数个ずつ播く」という設定も可能です。特殊なプレートにも対応できます。



細かい作業ができる
手動ver. もあります

もっと詳しく知りたい人のために…

デモ受付中!

お問い合わせは
バイオメディカルサイエンスまで



仕様

寸法: W420×D340×H323 重量: 17kg

プログラム数: 3種類登録可能 播種パターン: 9種類登録可能

電圧: 単相100V (50/60Hz) 最大消費電力: 約300W 価格: ¥1,800,000 (税抜)

開発元・製造元

EASE-UP® by 積進

〒627-0042 京都府京丹後市峰山町長岡1750-1
TELL 0773-62-1020 FAX 0772-62-6000
EASE-UP®: <https://ease-up.sakura.ne.jp/>

販売元

株式会社 **バイオメディカルサイエンス**

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-39
TELL 03-3513-5242 FAX 03-3513-5243
<http://www.bmsci.com>