

フィルター付 チップ



秋冬セール

キャンペーン期間 2021.11.1 ▶ 2022.3.31



サンプル
あります

25%
OFF

疎水性の高いフィルターにより
エアロゾルやコンタミネーションを防止!

- DNase / RNase - Free
- EOG滅菌済み

容量 : 10µl / 200µl / 1000µl
カラー : クリア
材質 : 本体 (ポリプロピレン : PP)
フィルター (超高分子量ポリエチレン : UHMWPE)
包装 : 96本/ラック
適合 : Gilson / Eppendorf / Thermo Finnpipette
DLAB / Raninなど

NEW

10µl

200µl

1000µl

製品番号

製品名

入数

価格(税抜)

キャンペーン
価格(税抜)

BC-FT0010-01

10µlフィルターチップ

BC-FT0200-01

200µlフィルターチップ

BC-FT1000-01

1000µlフィルターチップ

96本/ラック × 10
(960本入)

~~¥16,000~~

¥12,000