



ブース No. 5A-206

会場：幕張メッセ国際会議場 5 ～ 8 ホール

会期

**2025 年 9 月 3 日 (水)
～ 2025 年 9 月 5 日 (金)**

皆様のご来場を心より
お待ちしております。

バイオメディカルサイエンス一同

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび弊社は 2025 年 9 月 3 日 (水) より幕張メッセにて開催されます分析・科学機器専門
展示会「JASIS 2025」に出展する運びとなりました。

当日弊社ブースでは、多検体細胞破碎装置シェイクマスターオートをはじめ、微量浸透圧計
マイクロオズモマスターなど分析の役立つ機器を展示いたします。

つきましては、ご多忙のところ恐縮でございますが、この機会に是非ともご来場くださいますよう
ご案内申し上げます。

敬具

開催日時：2025 年 9 月 3 日 (水) ～ 9 月 5 日 (金) 10:00 ～ 17:00

**来場されたお客様全員に
プロワイプをプレゼント!**




**毎日先着 10 名様には、さらに
コニカルビーカー 50mL もプレゼント!**

※ビーカーは案内状と引き換えにお渡しさせていただきます。

SPL
SPL LIFE SCIENCES

**大好評! SPLブランド製品の
サンプルもご用意してます!**

スナップチューブや
コニカルチューブ、
セルストレーナー etc...



展示製品は裏面をご確認ください▶

展示製品ラインナップ▼

ビーズ式多検体破碎装置 (ホモジナイザー)

破碎・攪拌・分散・エマルジョンなど
多用途に対応可能



多検体、大量サンプルの同時処理で
前処理の手間を大幅に削減

シェイクマスターオート
BMS-A20TP

卓上型ビーズ式破碎装置

卓上で利用できます
1.5ml~250ml までの
多彩な容器に対応



シェイクマスターネオ
BMS-M10N21

コンパクト核酸精製装置

小型・軽量・高性能
最大 16 サンプル同時処理
A4 サイズとコンパクト



Auto-Pure Mini

微量浸透圧計 (氷点降下方式)

浸透圧をスピーディに測定
軽量・コンパクト設計

ID、パスワード管理が可能

マイクロオズモマスター
OM-819



吸光マイクロプレートリーダー

スタンドアローン型
96 ウェルプレートに対応

340-750nm の幅広い波長域

PS-AMR100



電池式ミニシェイカー ロータリータイプ

コードレス・電池で動く
超小型シェイカー

インキュベーター内や
冷蔵庫内でも使用できます


BSR-NAM301



小型ロータリーミキサー

タッピング円板が好評
コンパクトサイズで
回転調節、角度調節も簡単

BSR-NRC20D



ボルテックスミキサーマルチ

チューブ 50 本を同時攪拌
大容量ボルテックスミキサー

試薬や検査薬の混合、
攪拌、反応促進に最適

BSR-MTV100



恒温庫

大型の観察窓で、
実験状況を把握できます

オプションのスライド式設置台で
機器の出し入れも簡単

BSR-NA78N



人気製品や新製品を展示予定!

ブースNo. **5A-206**

会場：幕張メッセ国際会議場 5～8 ホール
(〒261-8550 千葉市美浜区中瀬 2-1)

アクセス：JR 京葉線『海浜幕張駅』から
徒歩約 5 分

事前の来場登録がオススメです！
来場登録はこちらから



株式会社 バイオメディカルサイエンス
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町530
TEL 03-6205-5310 FAX 03-6205-5311
<https://www.bmsci.com>
お問い合わせ ☐ info@bmsci.com

