

年度末

在庫限り

キャンペーン!!!

超低温フリーザー

DW-86L579TNF

定価：2,500,000円

キャンペーン価格：**2,000,000円**

-86~-40℃ / 579ℓ

- ・100~230Vの電圧フリー設計
- ・液晶タッチパネル搭載
- ・指紋認証、NFC IDカード
- ・USBポート搭載



タッチディスプレイ

自然冷却方式

ノンフロン冷媒

2元冷凍方式

外寸(mm)：W895×D998×H1980

内寸(mm)：W620×D716×H1310

電源：単相100~230V

電流：14.0~7.0A

重量：325kg

DW-86L338NF

定価：1,580,000円

キャンペーン価格：**1,200,000円**

-86~-40℃ / 338ℓ

- ・LEDディスプレイ搭載
- ・オプションで温度記録計搭載可能
- ・配線ポート搭載
- ・USBポート搭載



ノンフロン冷媒

自然冷却方式

2元冷凍方式

外寸(mm)：W823×D900×H1871

内寸(mm)：W465×D630×H1165

電源：単相100/単相200V

電流：18.0/9.0A

重量：238kg

スーパーフリーザー

EBF-40L504NF

定価：530,000円

キャンペーン価格：**424,000円**

-40~-20℃ / 504ℓ

- ・バスケットタイプの引出し付き
- ・便利な可動棚
- ・上下2段の分割扉
- ・外部警報端子付き



ノンフロン冷媒

自然冷却方式

外寸(mm)：W793×D770×H1806

内寸(mm)：W649×D614×H1262

電源：単相100V

電流：4.8A

重量：164kg

DW-40L262NF

定価：340,000円

キャンペーン価格：**289,000円**

-40~-10℃ / 262ℓ

- ・サンプル保管やアイス枕などの保管用
- ※凍結庫ではございませんので、一度に多くの常温蓄冷剤の凍結には使用できません。



ノンフロン冷媒

自然冷却方式

外寸(mm)：W700×D705×H1650

内寸(mm)：W480×D465×H1430

電源：単相100/単相200V

電流：4.0/2.0A

重量：88kg

裏面に
続く!

薬用冷蔵ショーケース

HYC-940NF

定価：900,000円

キャンペーン価格：**675,000円**

+2～+8℃ / 940ℓ

- ・温度警報・停電警報標準装備
- ・上下段に温度センサー設置



ノンフロン冷媒

外寸(mm)：W1130×D755×H1980
内寸(mm)：W1030×D590×H1425
電源：単相100/単相200V
電流：14.0/7.0A
重量：227kg

庫内防爆 冷凍 / 冷蔵庫

DW-30L298NF

定価：510,000円

キャンペーン価格：**408,000円**

-30～-10℃ / 298ℓ

- ・ATEX II C-T6準拠認定
- ・帯電防止仕様の内素材
- ・可燃性物品などを安全に保管



庫内
防爆

ノンフロン冷媒

庫内防爆

外寸(mm)：W770×D710×H1828
内寸(mm)：W541×D443×H1218
電源：単相100V
電流：5.0A
重量：125kg

※冷凍庫の推奨使用温度は、記載されている範囲の最も低い温度です。その他の温度での使用をご希望の場合はご相談ください。

EHLRF-319NF

定価：550,000円

キャンペーン価格：**467,000円**

冷蔵：+2～+8℃ / 219ℓ

冷凍：-30～-10℃ / 100ℓ

- ・ATEX II C-T6準拠認定
- ・帯電防止仕様の内素材
- ・可燃性物品などを安全に保管



庫内
防爆

冷蔵

冷凍

ノンフロン冷媒

庫内防爆

外寸(mm)：W765×D660×H1860
内寸(mm)：冷蔵 W605×D510×H720
冷蔵 W515×D465×H440

電源：単相100
電流：3.0A
重量：130kg

※冷凍庫の推奨使用温度は、記載されている範囲の最も低い温度です。その他の温度での使用をご希望の場合はご相談ください。

EHLR-310NF

定価：450,000円

キャンペーン価格：**382,000円**

+3～+16℃ / 310ℓ

- ・ATEX II C-T6準拠認定
- ・帯電防止仕様の内素材
- ・可燃性物品などを安全に保管



庫内
防爆

ノンフロン冷媒

庫内防爆

外寸(mm)：W605×D598×H1840
内寸(mm)：W560×D500×H1290
電源：単相100V
電流：2.6A
重量：72kg

定温安定輸送バッグ

EBT-29MI

定価：37,000円

キャンペーン価格：**29,600円**

29ℓ 内寸(mm)
W395×D275×H260

EBT-17MI

定価：32,000円

キャンペーン価格：**25,600円**

17ℓ 内寸(mm)
W275×D230×H260

EBT-9MI

定価：27,000円

キャンペーン価格：**21,600円**

9ℓ 内寸(mm)
W240×D135×H260

肩掛けベルト付き



株式会社バイオメディカルサイエンス



〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 530
TEL：03-6205-5310 FAX：03-6205-5311
<https://www.bmsci.com>

お問い合わせ **info@bmsci.com**