

安全性と多彩な機能を兼ね備えた、シェイカー・水分計・天びんなどを豊富にラインアップ！！

# 20% OFF

## キャンペーン

### 卓上pHメーター

正確で再現性のある結果を提供する、高度な研究グレードの卓上メーター

- 高分解能(0.001 pH)対応
- 電極状態や再校正時期を自動管理
- 最大5点までの自動pH校正に対応
- 6.5インチ大型ディスプレイ&タッチ操作で簡単操作
- コンパクトスターラー付属で均一攪拌・再現性向上
- 測定データ・校正履歴を最大1000件保存可能
- GLP対応のパスワード管理機能搭載
- 電極 ST410(同梱)



- pH 測定範囲: -2.000~20.000 pH
- 分解能: 0.1 / 0.01 / 0.001 pH、精度: ±0.002 pH
- ORP (酸化還元電位) 測定範囲: ± 2000.0mV
- 分解能: 0.1 mV、精度: ±0.3 mV
- 温度 測定範囲: -10.0~125.0 °C
- 分解能: 0.1°C、精度: ±0.3 °C



今がチャンス!



OH-AB41PHF

**SPECIAL PRICE**

価格(税抜) ~~¥123,400~~  
**¥98,700**

キャンペーン期間 2026.6.1 → 2026.9.30

### ホットプレート&スターラー

安全性・高攪拌・高速加熱を備えた高コスパ機種

- 最大380°C対応の高性能ホットプレートスターラー
- 80~1600rpmの広範囲攪拌に対応
- 明るいLCDディスプレイで温度・回転数を見やすく表示
- 高温時に点灯する警告ライト搭載で安全性向上
- セラミック/セラミックコート天板で耐薬品性
- 攪拌子(PTFEコート)付属



今がチャンス!

OH-G31HSRDS

**SPECIAL PRICE**

価格(税抜) ~~¥79,800~~  
**¥63,800**

キャンペーン期間 2026.6.1 → 2026.9.30

速度範囲: 80~1600rpm  
攪拌許容量: 15L  
寸法: W163×H101×D264mm



### オービタルシェイカー

耐荷重が3.6kg未満の軽負荷用途向け

- 速度・時間を見やすく表示するLEDディスプレイ搭載(デジタルモデル)
- 滑り止めマット付属で安定したシェーキングが可能
- 細胞培養、ELISA、DNA試験など幅広い用途に対応
- コンパクトで使いやすい卓上タイプ
- トレイサイズ 299 x 222mm



今がチャンス!

OH-SHLD0415DG

**SPECIAL PRICE**

価格(税抜) ~~¥214,000~~  
**¥171,000**

キャンペーン期間 2026.6.1 → 2026.9.30

速度範囲: 40~300rpm  
タイマー: 1秒~160時間  
寸法: W260×H108×D413mm



# コンパクト天びん

毎日の計量に適した  
多目的ポータブル天びん

- 高速安定化でスピーディーに計量
- シンプル操作で多用途に対応
- 重量・個数・%・チェック計量に対応
- バックライト付きLCD搭載
- AC/乾電池/充電電池の3電源対応
- RS232・USB・イーサネット対応
- 自動電源オフなど便利機能搭載



20% OFF

最大ひょう量  
220g  
最小表示  
0.01g



OH-NV222

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥47,100~~

¥37,600

キャンペーン期間 2026.6.1 → 2026.9.30

寸法: W230×H70×D204mm  
重量: 1.0kg



OH-NV621

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥44,500~~

¥35,600

キャンペーン期間 2026.6.1 → 2026.9.30

# 分析天びん

コストパフォーマンスに優れ  
日常の計量作業に最適

- 高精度・高再現性で研究・産業・教育用途に対応
- 重量・個数・%計量に対応
- バックライト付きLCD搭載
- RS232通信対応
- ステンレス製計量皿採用
- ガラス製風防付きで安定測定



20% OFF

最大ひょう量  
220g  
最小表示  
0.1mg



OH-PR224

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥202,800~~

¥162,000

キャンペーン期間 2026.6.1 → 2026.9.30

寸法: W317×H303×D201mm  
重量: 4.5kg



OH-PR423

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥128,900~~

¥103,000

キャンペーン期間 2026.6.1 → 2026.9.30

# 赤外線水分計

コンパクト設計で省スペース



20% OFF



OH-MB23

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥165,700~~

¥132,000

キャンペーン期間 2026.6.1 → 2026.9.30

- ガラス不使用の赤外線加熱で高速・高効率
- タッチボタン式で簡単操作
- 最大110gまで測定可能
- 最小表示0.01g / 0.1% の高精度測定



測定方式: 乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 測定範囲: 0.05~100%  
試料質量: 0.5~110g 寸法: W165×H280×D127mm  
温度設定範囲: 50~160°C(5°C単位) 重量: 2.1kg

# 赤外線水分計

日常的な水分測定に最適



20% OFF



OH-MB32

SPECIAL PRICE

価格(税抜) ~~¥210,700~~

¥168,000

キャンペーン期間 2026.6.1 → 2026.9.30

- 大型LCDとナビゲーションノブで簡単操作
- カーボンファイバー加熱技術を採用
- スリムで省スペースなデザイン
- 測定時間を短縮し、省電力化を実現
- 最大90gまで測定可能
- 最小表示0.001g / 0.01% の高精度測定



測定方式: 乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 測定範囲: 0.01~100%  
試料質量: 0.5~90g 寸法: W210×H138×D352mm  
温度設定範囲: 40~180°C(1°C単位) 重量: 4.3kg

●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます

●製品はすべて試験研究用です

●表示価格には消費税は含まれておりません



株式会社 バイオメディカルサイエンス  
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町530  
TEL 03-6205-5310 FAX 03-6205-5311  
<https://www.bmsci.com>  
お問い合わせ [info@bmsci.com](mailto:info@bmsci.com)

